


[PRODOTTI](#)
[AZIENDA](#)
[CONTATTI](#)
[CERTIFICATI](#)

[AREA RIVENDITORI](#)

# Eolo

## Aereosol terapia



Eolo è un compressore a pistone per aereosolterapia, pensato per utilizzo domiciliare, con comoda maniglia e ampio vano per facilitare la movimentazione insieme ai suoi accessori ed i medicinali.  
Ora disponibile per utilizzo in continuo in caso di sedute intensive

### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 300400 Eolo

### ACCESSORI INCLUSI

Nebulizzatore HI-FLO  
 Maschera adulti con elastico  
 Maschera pediatrica con elastico  
 Boccheruola  
 Forcella nasale non invasiva  
 Tubo aria  
 Filtro aria  
 Borsa di trasporto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore	pompa a secco no lubrificazione e/o manutenzione
Alimentazione standard	230 V-50 Hz
Potenza assorbita	170 VA
Pressione massima	2,5 bar 36 psi 250 Kpa
Pressione operativa	1,1 bar
Flusso libero	14 L/min
Flusso operativo	5 L/min
Neb-rate con 4 ml di soluzione NaCl 0,9 %	0,40 ml/min
Diametro Aereodinamico medio di massa	2,44 µm (MMAD)
Frazione respirabile (< 5 µm)	> 80 %
Funzionamento	Continuo
Rumorosità (normativa EN 13544-1)	55 dB
Peso	1,65 Kg
Dimensioni	cm 14x12x22
Anni di garanzia	2
Luogo di fabbricazione	Italia