



Art. TS001BDT

Scopri il prezzo


Bowie & Dick Test

TEST STERILIZZAZIONE 20 PZ

Bowie e Dick Test

VIDEO

Il BOWIE & DICK è un test fisico che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi. Per il test viene utilizzato un "pacco prova" standardizzato e conforme alle normative tecniche attualmente in vigore. Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di carichi porosi, come garze, bende, camici e tessuti in genere.



Download

- [Speciale Test.pdf](#)

Vedi anche

- Europa B Evo**
Autoclave a vapore con vuoto frazionato
- Aura B**
La generazione futura dell'Autoclave
- Europa B Pro**
Autoclave con vuoto Frazionato tipo B
- Aura B 24**
Aura B 24 litri + Pura Plus

Accessorio di

- Europa B Evo**
Autoclave a vapore con vuoto frazionato
- Europa B Evo 24**
Autoclave a Vapore con vuoto frazionato
- Europa B Pro**
Autoclave con vuoto Frazionato tipo B
- Europa B Pro 24**
Europa B Pro 24 + Pura Plus
- Aura B**
La generazione futura dell'Autoclave
- Aura B 24**
Aura B 24 litri + Pura Plus

Tecno-Gaz S.p.A. a socio unico - Strada Cavalli, 4 - 43038 Sala Baganza - Parma
Telefono +39 0521 8380 - Telefax +39 0521 833391 - P.IVA 00570950345

[Informazioni sulla privacy](#) | [Note legali](#)

Tutti i contenuti del sito di TECNO-GAZ S.p.A. a socio unico, relativi a dispositivi medici, dispositivi medico - diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, quali testi, immagini, foto, filmati, animazioni, disegni, allegati e quant'altro, non hanno carattere di natura di pubblicitaria. Tutti i contenuti devono intendersi e sono di natura esclusivamente informativa; volti esclusivamente a portare a conoscenza i clienti e i potenziali clienti delle caratteristiche dei prodotti TECNO-GAZ S.p.A. a socio unico