

● CUSCINI
PILLOWS

● MATTRESS
MATERASSI

● VELLI
VELLUM

Antidecubito

Antidecubitus

● GOMITIERE
HELBOWS

● TALLONIERE
HEELS

ALBO *Leand*™
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

ALBO
Leand

FONDO EQUILIBRATORE IN POLIURETANO BALANCING BOTTON IN POLYURETHAN

cod. 359 pag 8 riga 12 



Antipiaghe per lungodegenti, decorsi postoperatori

- Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.
- Poliuretano stampato a freddo.

Prevents from sores long term patients, post operation courses.

- It is recommended not to put it in direct contact with the skin, by covering it with a cotton path.
- Cold printed expanded polyurethane.

Disponibile anche nella misura per bimbo: cm 35X40, altezza cm 6
Also available in the size for baby: cm 35X40 altezza / height : cm 6

cod. 359B pag 8 riga 13 

⇔ cm 40 x 40 x 6

 In sacchetto / in a plastic bag

CIAMBELLA A FERRO DI CAVALLO APERTA / OPEN HORSE IRON RING

cod. 261A pag 8 riga 14 



Antipiaghe per lungodegenti, decorsi postoperatori.

- Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.
- Poliuretano stampato a freddo.
- A richiesta fodera di jersey di cotone cod 001. Lavabile con acqua tiepida e sapone.

Prevents from sores long term patients, post operation courses.

- It is recommended not to put it in direct contact with the skin, by covering it with a cotton path.
- Cold printed expanded polyurethane.
- On demand, cotton jersey lining cod 001. Washable with lukewarm water and soap.

⇔ cm 40 x 50,5 x 6,5

 In sacchetto / in a plastic bag

CIAMBELLA A FERRO DI CAVALLO CHIUSA / HORSE IRON RING

cod. 261 pag 8 riga 15 



Antipiaghe per lungodegenti, decorsi postoperatori.

- Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.
- Poliuretano stampato a freddo.
- A richiesta fodera di jersey di cotone cod 001. Lavabile con acqua tiepida e sapone.

Prevents from sores long term patients, post operation courses.

- It is recommended not to put it in direct contact with the skin, by covering it with a cotton path.
- Cold printed expanded polyurethane.
- On demand, cotton jersey lining cod 001. Washable with lukewarm water and soap.

⇔ cm 42 x 37 x 6

 In sacchetto / in a plastic bag

CIAMBELLA ROTONDA / ROUND RING

cod. 265 pag 8 riga 16 



Antipiaghe per lungodegenti, decorsi postoperatori.

- Si consiglia di non porlo a contatto diretto con la pelle ricoprendolo con tela di cotone.
- Poliuretano stampato a freddo.
- A richiesta fodera di jersey di cotone cod 001. Lavabile con acqua tiepida e sapone.


Prevents from sores long term patients, post operation courses.

- It is recommended not to put it in direct contact with the skin, by covering it with a cotton path.
- Cold printed expanded polyurethane.
- On demand, cotton jersey lining cod 001. Washable with lukewarm water and soap.

⇔ Diametro esterno cm 42, diametro interno cm 15, altezza cm 10.

External diameter cm 42, internal diameter cm 15, height cm 10.

 In sacchetto / in a plastic bag



CUSCINO PLASTOGEL PILLOW PLASTOGEL

cod. 299E pag 8 riga 18 

Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella.

- Cuscino in poliuretano viscoelastico con fodera traspirante e antiscivolo.
- Interno in P.U., idrorepellente, traspirante, antibatterico e ignifugo.
- 2 lastre forate in schiuma di silicone e lastra in plastogel h cm 2

Prevention and care of sores from decubitus for long term patients and disabled on wheelchair.

- Cushion in viscoelastic polyurethane foam with breathable and anti-slip cover
- Internal cover in P.U., waterproof, breathable, antimicrobial and fireproof.
- 2 silicone slabs with holes and 1 in plastogel foam h cm 2

↔ cm 41 x 41 x 6 Peso kg 3,5 circa / weight Kg 3,5 aprox.

 Blu e grigio / blue and grey

 In scatola / In a box



CUSCINO GEL SILICONE INTEGRALE SILICON PILLOW

cod. 299 pag 8 riga 19 

Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella

- Lastra in Silicone integrale.
- Lastra in poliuretano h cm 2.
- Fodera in velluto di cotone blu, traspirante, antiscivolo

Prevention and care of sores from decubitus for long term patients and disabled on wheelchair.

- Integral silicone sheet.
- Polyurethane sheet cm 2.
- Lining blue velvet cotton, breathable, anti-slip.

↔ cm 40 x 40 x 4

 Blu e grigio / blue and grey

 In scatola / In a box



CUSCINO VISCOELASTICO COMPATTO VISCOELASTIC PILLOW

cod. 299B pag 8 riga 20 


Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella

- Cuscino in plastogel con fodera traspirante e antiscivolo.
- Interno in P.U., idrorepellente, traspirante, antibatterico e ignifugo.

Prevention and care of sores from decubitus for long term patients and disabled on wheelchair.

- Cushion in plastogel foam with breathable and anti-slip cover
- Internal cover in P.U., waterproof, breathable, antimicrobial and fireproof.

↔ cm 40 x 40 x 2

 Blu/ blue

 In scatola / In a box



CUSCINO GEL FLUIDO FLUID GEL CUSHION

cod. 300 pag 8 riga 21 


Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella


- In gel e lastra in poliuretano h cm 2, con fodera traspirante e antiscivolo.

Prevention and care of sores from decubitus for long term patients and disabled on wheelchair.

- Cushion with fluid gel and polyurethane sheet h cm 2 with breathable and anti-slip cover.

↔ cm 40 x 40 x 4

 Blu e grigio / blue and grey

 In scatola / In a box

CUSCINO VAS IN VELLUTO ANTISCIVOLO / ANTI-SLIDING VELVET PILLOWcod. 370 pag 8 riga 22 

Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella.

- n. 3 lastre forate schiuma di silicone. Fodera in velluto di cotone blu - PVC antiscivolo grigio. Traspirante.
- Cuscino particolarmente fresco ed arieggiato grazie allo specifico sistema di fori delle lastre.


Prevention and care of sores from decubitus for long term patients and disabled on wheelchair.

- n. 3 slabs with holes. Silicon foam. Lining in blue cotton velvet - gray PVC anti-sliding. Transpiring.
- Particularly fresh and aired pillow thanks to the specific hole system of the slabs.

↔ cm 40 x 40 x 5 Peso Kg 1 circa / weight Kg 1 aprox.

 Blu / blue

 In scatola / In a box

CUSCINO VAS CON FODERA ELASTICIZZATA / PILLOW VAS WITH ELASTIC LININGcod. 371 pag 8 riga 23 

- Fodera superiore: lycra elasticizzata. Fodera inferiore: poliuretano e cotone con all'interno 4 lastre forate. Traspirante.

- Adatto ad essere modificato con rialzi, fori e rinforzi.
- Cuscino particolarmente fresco ed arieggiato grazie allo specifico sistema di fori delle lastre.


- Superior lining: elastic Lycra elasticized inferior lining: polyurethane and cotton with 4 pierced slabs inside. Transpiring.


- Adapt to be modified with supports, holes and reinforcements.

- Particularly fresh and aired pillow thanks to the specific hole system of the slabs.

↔ cm 40 x 40 x 6,5

 Blu / blue

 In scatola / In a box

CUSCINO "Paolino" JERSEY / PILLOW "Paolino" JERSEYcod. 229 pag 8 riga 24 

Prevenzione e cura delle piaghe da decubito per lungodegenti e per disabili costretti alla carrozzella.


- Traspirante.
- n. 3 lastre forate schiuma di silicone. Fodera in jersey di cotone.
- Cuscino particolarmente fresco ed arieggiato grazie allo specifico sistema di fori delle lastre.

Prevention and care of sores from decubitus for long term patients and disabled on wheelchair.

- Guarantees a correct ergonomic position. Transpiring.

- n. 3 pierced slabs pierced silicon foam. Lining in cotton jersey.

- Self-modelling and particularly fresh and aired pillow thanks to the specific hole system of the slabs.

**IN VELLUTO / IN VELVET**cod. 230 pag 8 riga 25 

↔ cm 40 x 40 x 5 Peso Kg 1 circa / weight Kg 1 aprox.

 Blu, azzurro / blue, light blue

 In sacchetto / In a plastic bag

LASTRA FORATA IN SCHIUMA DI SILICONE / SLAB PIERCED IN SILICON FOAMcod. 258 pag 8 riga 26 

Antidecubito

- Le lastre poste sotto le parti soggette a decubito danno un benessere immediato.
- I fori con diametro 1,4 cm lasciano passare l'aria e rigenerano i tessuti. Si consiglia di ricoprire le lastre con tessuto in jersey di cotone.

Antidecubitus

- The slabs under the parts subject to the decubitus give an immediate helath.

- The 1,4 diameter holes let the air pass and regenerate the skin. It is recommended to cover the slabs with fabric in cotton jersey.

↔ cm 38 x 42 x 2

 In scatola / In a box

CUSCINO EQUILIBRATORE FODERA TRASPIRANTE PILLOW TRASPIRANT EQUILIBRATING LINED

cod. 359F pag 8 riga 27 



- ↔ cm 40 x 40 x 7
- 🌈 Blu notte / night blue
- 📁 In sacchetto / In a plastic bag


Cuscino specifico per carrozzella pieghevole.

- Composizione: anima in poliuretano stampato, foglio in resina PVC espansa accoppiata con schiuma di silicone forata. Fodera: sopra: velluto di cotone blu; sotto: plastica antiscivolo.
- Sterilizzabile.
- Dispone busto e gambe in posizione anatomica, grazie alla sagoma del fondo poliuretano.
- Il foglio di schiuma siliconica e la fodera in cotone mantengono arieggiato il corpo; l'antiscivolo è indispensabile per la sicurezza del paziente.


Specific pillow for foldable wheelchair.

- Anima in printed polyurethan, sheet in resin PVC expanded with pierced silicon foam .
- Lining: upper side: blue cotton velvet, under: plastic anti-slip.
- Sterilizable. Put the trunk and the legs in anatomic position, thanks to the shape of the polyurethane base.
- The sheet in silicon foam and the cotton lining maintained the body aired.
- The anti-slip is essential for the patient's security.

CUSCINO DI POSTURA CON FODERA ELASTICIZZATA POSTURE PILLOW WITH ELASTIC LINING

Adulto/Adult cod. 718 pag 8 riga 29 

Bimbo/Baby cod. 717 pag 8 riga 28 




Adulto / Adult cm 40x40 Bimbo / Baby cm 35x40

Posture

- Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata integrata con fluidi automodellanti.
- Chiusura con cerniera. Interno stampato in poliuretano rigido. Fodera: superiore in lycra elasticizzata, inferiore in poliuretano e cotone.
- Materiali disponibili per la personalizzazione:
 - A) cod. MP 125 lastra in poliuretano cm 50 x 100 x 2,5
 - B) cod. A258 Schiuma di silicone cava
 - C) cod. A419B Lastra plastogel cm 40 x 40 x 2

Posture


- Composite pillow with anatomic base pre-made or bpersonalised base integrated with auto-modeling fluids Fastener con zip.
- Printed inside in rigid polyurethane. Lining: superior in elastic Lycra , inferior in polyurethane and cotton.
- Available materials for personalization :
 - A) cod. MP 125 Slab in polyurethane cm 50 x 100 x 2,5
 - B) cod. 258 Cave silicon foam cm 39 x 41 x 1,8
 - C) cod. 419B plastogel foam cm 40 x 40 x 2



- 🌈 Nero / black
- 📁 In scatola / In a box

CUSCINO ANTIDECUBITO ECONOMICO / ANTI-DECUBITUS CUSHION

cod. F2112 pag 8 riga 30 



- ↔ cm 40 x 40
- 🌈 Fantasie assortite.

Realizzato in speciale materiale visco-elastico particolarmente confortevole, che permette una traspirazione ottimale. Ideale per letto, carrozzina, auto.

- Fodera in cotone jersey.
- Colore secondo disponibilità magazzino

Anti-Decubitus cushion in polyurethane, visco elastic.

- Comfortable
- Lining in cotton jersey.





CUSCINO A FIBRA CAVA SILICONATA PILLOW IN SILICONED HOLLOW FIBRE

cod. 724 pag 8 riga 31 

Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbottito con fiocco poliestere siliconato.

Pillow for antidecubitus session in cotton, lining with ribbon in silicon polyester.

- ↔ cm 44 x 44
-  Azzurro / light blue
-  In scatola / In a box




CUSCINO A FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO PILLOW IN SILICONED HOLLOW FIBRE WITH HOLE

cod. 722 pag 8 riga 32 

Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbottito con fiocco poliestere siliconato.

Pillow for antidecubitus with lining in cotton, filled with silicon ribbon polyester.

- ↔ cm 40 x 40 Foro / hole: cm 12
-  Azzurro / light blue
-  In scatola / In a box





CUSCINO A FIBRA CAVA SILICONATA A TRE SEZIONI PILLOW IN HOLLOW FIBRE THREE SECTIONS

cod. 723 pag 8 riga 33 

Cuscino per la seduta antidecubito con fodera in cotone, imbottito con fiocco poliestere siliconato.

Pillow for antidecubitus with lining in cotton, filled with silicon ribbon polyester.

- ↔ cm 40 x 40
-  Azzurro / light blue
-  In scatola / In a box



COVER PER CUSCINI A FIBRA CAVA in tessuto "Alena" COVER FOR PILLOWS IN HOLLOW FIBRE in fabric "Alena"

cod. 395 pag 8 riga 34 

Cover in tessuto Alena per cuscini a fibra cava, impermeabile, traspirante, antibatterico, ignifugo. Chiusura a battente.

Cover for pillows in hollow fibre in fabric Alena.

 In sacchetto di plastica / In a plastic bag



CIAMBELLA IN GOMMA RUBBER ROUND RING

ø cm 40 cod. 732 pag 8 riga 35 

CIAMBELLA IN GOMMA RUBBER ROUND RING

ø cm 43 cod. 733 pag 8 riga 35 

Antipiaghe per lungodegenti, decorsi post-operatori ed emorroidi.

- Gomma.

Prevents from sores, long term patient, post operation courses. Hemorrhoids.

- Rubber.

 In sacchetto / in a plastic bag

CUSCINO ARIA-ACQUA Fodera in velluto blu
AIR-WATER PILLOW Cover blue velvet

Cod. **270** pag **8** riga **36** 



CUSCINO ARIA-ACQUA
Fodera in jersey
AIR-WATER PILLOW Cover in jersey

cod. **270J** pag **8** riga **37** 

PVC atossico elettrosaldato.
Not toxic PVC flocked electro knitted.

↔ Unica / Unique : cm 40 X 42

 In sacchetto / in a plastic bag

CAMERA D'ARIA RICAMBIO
INNER TUBE SPARE PART

cod. **366** pag **8** riga **38** 

PVC atossico / Not toxic PVC.

CUSCINO A BOLLE D'ARIA
AIR BALLS CUSHION

cm 37x37x5,5

cod. **727** pag **8** riga **39** 

cm 40x42x8,5

cod. **727/42** pag **9** riga **1** 

cm 40x46x6,5

cod. **727/46** pag **9** riga **2** 



Cuscino antidecubito a bolle d'aria a micro interscambio.

- Gonfiabile, completo di fodera antiscivolo sotto e traspirante sopra.
- Da gonfiare esclusivamente con la pompa in dotazione, secondo le indicazioni del medico.
- Carico max 100 Kg. Una valvola.

Air balls antidecubitus pillow with micro exchange.

- Inflatable, complete of under anti-sliding lining anti-slide and over transpiring.
- Charge max 100 Kg. One valve.



 Nero / black

 In scatola / In a box

MATERASSO IN FIBRA CAVA MATTRESS IN HOLLOW FIBBER

cod. **726** pag 9 riga 3 

Materasso antidecubito per lungodegenti.

- E' consigliabile ricoprirlo con una traversa impermeabile.

Mattress antidecubitus for people who have to stay for a long time in bed.

- It is recommended to cover it with waterproof crosses.

⇔ cm 190 x 80 x 18

 In sacchetto / in a plastic bag



MATERASSO VENTILATO IN POLIURETANO ESPANSO 3 SEZIONI VENTILATE MATTRESS IN EXPANSE POLYURETHANE THREE PARTS

cod. **F2110** pag 9 riga 4 

Ideale per prevenire i problemi che possono insorgere dopo lunga permanenza a letto, grazie al materiale con cui è realizzato che permette una ventilazione continua.

- Poliuretano espanso, realizzato in tre parti.

- Disponibile fodera in cotone 100%, sanforizzato.

- Chiusura con cerniera.

Ideal to prevent problems that may occur after a long permanence in bed, thanks to the material with which is realized that allows a continuous ventilation.

- Expanse polyurethane, realized in three parts.

- Available with cotton lining 100%, sanforized; zip fastener.



⇔ cm 85 x 190 x 14

 In scatola / In a box

Fornibile ignifugo su richiesta
Available fire resistant on demand

cod. **F2110 IGN** pag 9 riga 5 

Materasso in un unico pezzo
Mattress in one piece

cod. **F2110 INT** pag 9 riga 6 

KIT MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI con Compressore d'aria a ciclo alternato con regolatore della pressione di gonfiaggio

cod. 012 pag 9 riga 12 

MATRESS TUBES AND PUMP KIT WITH REGULATION OF THE PRESSURE


Materasso composto di 18 elementi che si gonfiano e sgonfiano a ciclo alternato.

- Facilmente lavabile.
- Nylon e PVC.

Mattress equipped with 18 elements that alternatively inflate and deflate.

- *Easy to wash.*
- *Nylon/PVC.*



↔ cm 187 x 84 x 11
 In scatola / In a box

COMPRESSORE D'ARIA A CICLO ALTERNATO con regolatore della pressione di gonfiaggio

cod. 308 pag 9 riga 13 

ALTERNATIVE CICLE AIR COMPRESSOR with regulator of inflate pressure

 In scatola / In a box



COMPRESSORE D'ARIA A CICLO ALTERNATO senza regolatore della pressione di gonfiaggio

cod. 307 pag 9 riga 14 

ALTERNATIVE CICLE AIR COMPRESSOR without regulator of inflate pressure

 In scatola / In a box



ELEMENTO INTERCAMBIABILE (ricambio)
INTER-CHANGEABLE ELEMENT (rechange)

cod. 010 pag 9 riga 7 

MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI (ricambio)
INTER-CHANGEABLE ELEMENTS MATTRESS (rechange)

cod. 006 pag 9 riga 8 

Materasso dotato di 16 elementi cilindrici autobloccanti gonfiabili e sgonfiabili alternativamente.

- Facilmente lavabile, ogni elemento può essere sostituito in caso di guasto.
- Dotato di lembi terminali da ripiegare sotto il materasso per il corretto posizionamento.

Mattress equipped with 16 cylindrical auto-blocking elements that alternatively inflate and deflate.

- Easy to wash, every element can be replaced in case of breakdown.
- It has terminal edges to fold under the mattress for the correct position.

MATERASSO A SFERE D'ARIA (ricambio)
AIR SPHERE MATTRESS (rechange)


cod. 009 pag 9 riga 9 

KIT MATERASSO A SFERE D'ARIA CON REGOLATORE DI PRESSIONE
AIR SPHERE MATTRESS KIT WITH PRESSURE REGULATOR


cod. 008 pag 9 riga 10 

KIT Materasso (costituito da due gruppi di camere sferoidali che gonfiabili e sgonfiabili alternativamente) e compressore d'aria a ciclo alternato CON regolatore della pressione di gonfiaggio

Kit air sphere mattress with air compressor WITH alternative cycle and regulator of inflate pressure



⇔ cm 84 x 220 (+ rinalzo / + terminal edges)

 In scatola / In a box

KIT MATERASSO A SFERE D'ARIA SENZA REGOLATORE DI PRESSIONE
AIR SPHERE MATTRESS KIT WITHOUT PRESSURE REGULATOR

cod. 007 pag 9 riga 11 

Kit materasso a sfere d'aria con compressore d'aria a ciclo alternato SENZA regolatore della pressione di gonfiaggio.

Air sphere Kit mattress with air compressor with alternative cycle WITHOUT regulator of inflate pressure.



**VELLO IN LANA MERINOS
CON FODERA IMPERMEABILE**
WOOL MERINOS VELLUM WITH WATERPROOF LINING

cod. **F2003** pag 9 riga 15

Prevenzione delle piaghe da decubito nei lungodegenti, anche incontinenti, costretti a letto o in carrozzella e nei decorsi postoperatori.

- La lana merinos a contatto con l'epidermide mantiene costante la temperatura del paziente, lo strato impermeabile protegge il letto da eventuali perdite.

Prevention of sores from decubitus in long terms patients, also incontinent, in bed or wheelchair during post operation courses.
- The merinos wool in contact with the skin maintains the patients body temperature constant, the waterproof covering protects the bed.

- cm 70 x 100
- naturale / natural
- In sacchetto / in a plastic bag



VELLO DI MONTONE NATURALE
VELLUM IN NATURAL SHEEPSKIN

cod. **F2002** pag 9 riga 16

Velli di origine australiana, morbidi e anallergici, particolarmente indicati nella prevenzione delle piaghe da decubito, nei decorsi postoperatori e nei lungodegenti.

- Questi velli, particolarmente morbidi e caldi, sono inoltre consigliati per avvolgere neonati prematuri ai fini di mantenere costante la temperatura corporea. Possono essere anche utilizzati da persone sofferenti per problemi ossei, artrosi, artriti, per mantenere la parte dolorante a calore costante e alleviare la sintomatologia dolorosa.
- Composizione: vello di montone naturale

Vellum of Australian origin, soft and anallergic, indicated in sores prevention from decubitus, in post operation courses and in long term patients.

- *These vellum, soft and warm, are also recommended to wrap premature babies to maintain their body temperature constant. Can also be used by persons suffering from bone problems, arthrosis, arthritis, to maintain the painful part at a constant warm temperature and alleviate the pain.*
- *Composition: vellum in natural sheepskin.*



- cm 60 x 90 circa
- Naturale / natural
- In scatola / In a box



VELLO SINTETICO cm 50x70
SYNTHETIC VELLUM cm 50x70

cod. **F2001** pag 9 riga 17

VELLO SINTETICO cm 70x100
SYNTHETIC VELLUM cm 70x100

,cod. **F2000** pag 9 riga 18

Tappetino sintetico, morbido e anallergico, indicato nella prevenzione delle piaghe da decubito nei decorsi postoperatori e nei lungodegenti.

- Nessun problema di lavaggio, inattaccabile da acidi naturali.

Synthetic carpet, soft and not allergic, recommended in decubitus sores prevention in post operation courses and in long term patients.

- *No problem for washing not damaged by natural acids.*

- Bianco / white
- In sacchetto / In a plastic bag



VELLO MERINOS cm 50x70
WOOL MERINOS VELLUM cm 50x70

cod. **F1198** pag 9 riga 19

VELLO MERINOS cm 70x100
WOOL MERINOS VELLUM cm 70x100

cod. **F1999** pag 9 riga 20

Prevenzione delle piaghe da decubito nei lungodegenti, costretti a letto o in carrozzella e nei decorsi postoperatori.

- La lana merinos a contatto con l'epidermide mantiene costante la temperatura del paziente, lo strato impermeabile protegge il letto da eventuali perdite.

Prevention of sores from decubitus in long terms patients, in bed or wheelchair during post operation courses.

- *The merinos wool in contact with the skin maintains the patients body temperature constant, the waterproof covering protects the bed.*

- Naturale / natural
- In sacchetto / In a plastic bag

SALVA BRACCIO (1 pezzo) / ARM SAVER (1 item)cod. **697** pag **9** riga **21** 

Consigliati ai lungodegenti per prevenire e curare le piaghe provocate dallo sfregamento e dal decubito prolungato.

- Poliestere 100% antiallergico, regolabili con velcro.
- Lavabili e sterilizzabili in autoclave per 30 minuti a 125°C.

Recommended for long time patients to prevent and care the sores due to friction and long time decubitus.

- Polyester 100% antiallergic, adjustable with Velcro.
- Wash and sterilize in autoclave for 30 minutes at 125°C.

- ↔ Unica / Unique : cm 41 X 41
- 🌈 Bianco / white
- 👜 In sacchetto / in a plastic bag

SALVA GAMBA (1 pezzo)/LEG SAVER (1 item)cod. **698** pag **9** riga **22** **TALLONIERA/GOMITIERA A CUFFIA (paio)**
HEEL/ELBOW SUPPORT CAP (pair)cod. **F2005** pag **9** riga **23** 

Protegge le parti interessate dallo sfregamento ed evita la piaga da decubito.

- Poliestere 100%
- Lavabili e sterilizzabili.

Protects the parts subject to friction and avoids the sores due to the decubitus.

- Polyester 100 %.
- Washable and possible to sterilize.

- 🌈 Bianco / white
- 👜 In sacchetto contenente 2 pezzi / in a plastic bag containing 2 items

TALLONIERA/GOMITIERA lana merinos (paio)
HEEL/ELBOW SUPPORT merinos wool (pair)cod. **F2004** pag **9** riga **24** 

Morbida e anallergica, è indicata nella prevenzione delle piaghe da decubito ai gomiti e ai talloni nei lungodegenti.

- Favorisce l'aerazione e previene le irritazioni. Chiusura regolabile con velcro.

Soft and antiallergic, prevens decubitus sores on heel and elbows.

- Helps air passage and prevents irritations. Velcro fastener.

- ↔ Unica / Unique
- 🌈 Naturale / natural
- 👜 In sacchetto / in a plastic bag

TALLONIERA/GOMITIERA montone naturale (paio)
HEEL/ELBOW SUPPORT in natural sheepskin (pair)cod. **F2004M** pag **9** riga **25** 

RULLO ANTIDECUBITO per tallone ANTIDECUBITUS ROLL FOR HEEL

cod. 224 pag 9 riga 26 




Applicato alla caviglia mantiene sollevato il tallone dal lenzuolo evitando così la piaga da decubito.

- Utilizzare un calzino sanitario. Non utilizzare a contatto diretto con la pelle.
- Poliuretano espanso.

Application on the ankle maintains the heel raised from the sheet avoiding the decubitus sore.

- It is recommended not to put it in direct contact with the skin. Use asanitary sock.
- Polyurethane expanded.



 In sacchetto / in a plastic bag

TALLONIERA IMBOTTITA (paio) STUFFED HEEL SUPPORT (pair)

cod. 710 pag 9 riga 27 






Cura e prevenzione del decubito al tallone.

- Composizione: Fodera interna: cotone 100%
- Imbottitura: fiocco di poliestere siliconato. - Regolabile con chiusura adesiva.

Care and prevention of heel decubitus.

- External: cotton 100%.
- Composition: internal lining : cotton 100%; stuff: polyester silicon rubber.
- Adjustable with adhesive fastener.

 Unica / Unique
 Celeste / light blue
 In sacchetto / in a plastic bag

GOMITIERA IMBOTTITA STUFFED ELBOW SUPPORT

cod. 734 pag 9 riga 28 






Consigliati ai lungodegenti per prevenire e curare le piaghe provocate dallo sfregamento e dal decubito prolungato.

- Poliestere 100% antiallergico, regolabili con velcro.
- Lavabili e sterilizzabili in autoclave per 30 minuti a 125°C.

Recommended for long time patients to prevent and care the sores due to friction and long time decubitus.

- Polyester 100% antiallergic, adjustable with Velcro.
- Wash and sterilize in autoclave for 30 minutes at 125°C.

 Unica / Unique
 Blu / blue
 In sacchetto / in a plastic bag



FairyLand
BOLOGNA - ITALIA

è distribuito da:

ALBO *Land*
BOLOGNA - ITALIA s.r.l.

ALBO LAND srl

via di Saliceto, 51/11

tel. +39 051 373 838

fax +39 051 371 877

40128 BOLOGNA

info@alboland.com

www.alboland.com

Making Health