

Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...

CASSIOPEA



HOME AZIENDA CATALOGO AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEDIA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Sfigmomanometri semiautomatici digitali / Aneroidi



SFIGMOMANOMETRI SEMIAUTOMATICI DIGITALI

A colonna

Aneroidi

SFIGMOMANOMETRI ELETTRONICI

SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE DA TAVOLO, DA PARETE E SU STATIVO

SFIGMOMANOMETRI A COLONNA DI MERCURIO DA TAVOLO, SU STATIVO E DA PARETE

FONENDOSCOPI E STETOFONENDOSCOPI

PARTI DI RICAMBIO

Cod. DM325

SFIGMOMANOMETRO SEMIAUTOMATICO DIGITALE PROFESSIONALE

Particolarmente indicato per un uso professionale, gonfiaggio del bracciale con pompa elettrica, sgonfiaggio manuale. Doppia lettura, su scala e display digitale. Premendo il tasto "R" si possono memorizzare i valori della pressione sistolica e diastolica. L'illuminarsi dei simboli "SYS" o "DIA" aiuta l'utente a riconoscere i battiti cardiaci, tramite il fonendoscopio (OPTIONAL). Spegnimento automatico dopo 1 minuto di non utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Metodo di misurazione Riva Rocci /Korotkoff
 Campo di misura da 40 a 260 mmHg (pressione del sangue)
 Precisione +/- 3 mmHg per la pressione sistolica e diastolica
 Gonfiaggio automatico
 Sgonfiamento rapido manuale
 Temperatura e umidità operativa da +10°C a +40°C, 85% max
 Temperatura e umidità di immagazzinamento da -20°C a +50°C, 85% max
 Dimensione del bracciale applicabile su un braccio di circonferenza 22-32cm
 Batterie: ICR123A Li-ion RICARIBABILE
 Tensione 3,7V
 Capacità 650mAh
 Alimentatore
 Uscita in tensione 5V d.c. +/-5%
 Corrente max in uscita 1000mA
 Polarità del connettore + internamente
 Dimensioni: L:17,4 P:7 H:4 cm
 Peso: 199g senza batterie

Documenti

MANUALE D'USO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi





ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA



CASSIOPEA

Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521

**Connect with us**