



Mi piace  Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...

CASSIOPEA



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Pulsiossimetri mini, da tavolo e palmare / Pulsiossimetri

**PULSIOSSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE**

- Pulsiossimetri
- Ricambi ed accessori per pulsiossimetri
- Sensori per pulsiossimetri LTD830P - LTD830S - LTD840P
- Sensori per pulsiossimetro LTD822

- DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI
- ELETTROCARDIOGRAFI
- HOLTER PRESSORIO
- DEFIBRILLATORI
- MONITOR SEGNI VITALI
- SPIROMETRI
- SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
- COLPOSCOPI
- ROTOLE DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECG, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSSIMETRI DA TAVOLO
- DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE
- VETERINARIA
- ECOGRAFI
- MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO



Cod. LTD805

**PULSIOSSIMETRO MINI A DITO - ADULTI - DISPLAY LCD - RUOTANTE**

Ad ogni singola pressione del tasto di accensione corrisponde una posizione del display per una corretta visione da ogni lato. Tenendolo premuto si regola l'intensità della luminosità del display.

**Caratteristiche tecniche**

- Display: LCD
- Batterie: 2 batterie AAA alcaline o ricaricabili; 30 ore di uso continuo
- Parametri: SpO2, pulsazioni, onda SpO2, tracciato
- Allarme: indicatore di batteria scarica

**SpO2**

- Range: di misurazione 0-99%
- Risoluzione: 1%
- Accuratezza: 80% - 100%; ± 2% 70%-80%; + -3% 0% - 69%; non specificato

**Pulsazioni**

- Range di misurazione: 0-254 bpm
- Risoluzione: 1 bpm
- Accuratezza: ±2 bpm o ± 2%

Dimensioni: L:5,8 P:3,2 H:3,3 cm  
Peso: 50g

**Documenti**

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi



ITALIANO | ENGLISH

[HOME](#)[AZIENDA](#)[CATALOGO](#)[AGENTI](#)[DOWNLOAD](#)[NEWS](#)[CONTATTI](#)[AREA RISERVATA](#)

LED

DISPLAY LCD

E DISPLAY GRAFICO  
COLLEGABILE A PCE DISPLAY GRAFICO -  
COLLEGABILE A PC -  
SENSORE NELLCOR  
OXIMAXLTD830P  
PULSIOSSIMETRO DA  
TAVOLO CON ALLARMI E  
CURVA  
PLETISMOGRAFICALTD830S  
PULSIOSSIMETRO DA  
TAVOLO CON ALLARMI E  
CURVA  
PLETISMOGRAFICA -  
CON STAMPANTELTD840P  
PULSIOSSIMETRO MINI  
CON MEMORIA 72H -  
COLLEGABILE PC

Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.  
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.  
Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com  
www.morettispa.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515  
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932  
R.E.A. Arezzo 68869  
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00  
C/C Postale 13682521



Connect with us

