



Mi piace  Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...

CASSIOPEA



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEdia ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Defibrillatori / Defibrillatori

PULSIOSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE

DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI

ELETTROCARDIOGRAFI

HOLTER PRESSORIO

**DEFIBRILLATORI**

Defibrillatori

MONITOR SEGNI VITALI

SPIROMETRI

SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

COLPOSCOPI

ROTTOLI DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECG, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSIMETRI DA TAVOLO

DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE

VETERINARIA

ECOGRAFI

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO



Cod. LTD705

#### DEFIBRILLATORE I-PAD

Facile da usare con semplici operazioni, indicatore di stato a led, SELF TEST automatico, concepito per ambienti ad uso pubblico (come stadi, piscine ecc), forma d'onda bifasica esponenziale tronca (patented).

#### Accessori inDOTAZIONE

- Borsa per il trasporto
- Piastre adulti (coppia) (LTR287)
- Batteria monouso (LI-ION) (LTR292)
- Manuale istruzioni
- Guida rapida

#### Caratteristiche tecniche

- Operazioni semplici indicate sul pannello
- Indicatore stato a LED
- Efficiente E-CUBE (forma d'onda in scarica bifasica esponenziale troncata)
- Self test automatico

#### Condizioni operative

- Temperatura: da 0°C a 40°C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)


#### Condizioni di caricamento

- Temperatura: da 0°C a 40°C
- Umidità: da 5% a 95% (senza condensa)
- Energia: 200 Joule nominali in un carico di 50 Ω
- Controllo carico: automatico tramite software (sistema detenzione aritmia e controllo del caricamento)
- Tempo di carica dallo "Shock Consigliato": < 10 secondi, tipico
- Batterie: (LI-ION) non ricaricabili
- Durata in standbay: 5 anni
- Durata in uso: 200 shock

#### Indicatore del caricamento

- Test di scarica (PREMI IL PULSANTE ARANCIO LUMINOSO, ORA)
- Pulsante di scarica illuminato
- Beep dell'avvisatore acustico
- Disarmo: una volta caricato, l'I-PAD si disarma da solo se:
  - il ritmo del cuore del paziente cambia in un andamento ritmico non traumatico
  - il pulsante di scarica non è premuto entro 15 secondi dopo

#### Documenti

 CERTIFICATO



ITALIANO | ENGLISH

HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

- Isolamento del paziente: **Tipo BF**  
 - Dimensions: **L:22xW:28xH:82 cm**  
 - Weight: **2,2kg**



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi



LTD700  
DEFIBRILLATORE AED  
CU-ER1

LTD706  
DEFIBRILLATORE I-PAD

LTD710  
DEFIBRILLATORE AED E  
MANUALE CU-ER2

LTD740  
DEFIBRILLATORE AED  
CU-HD1 - ECG 3 LEAD

LTD742  
DEFIBRILLATORE AED  
CU-HD1 - ECG 3 LEAD +  
SPO2 + PACER

LTD744  
DEFIBRILLATORE AED  
CU-HD1 - ECG 3 LEAD +  
SPO2 + PACER ECG12  
LEAD



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.  
28 Marzo 2015

Moretti S.p.A.  
Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com  
www.morettispa.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515  
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932  
R.E.A. Arezzo 68869  
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00  
C/C Postale 13682521



Connect with us

