



Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito... CASSIOPEA



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEdia ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Pulsiossimetri mini, da tavolo e palmare / [Pulsiossimetri](#)



PULSIOSSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE

- Pulsiossimetri
- Ricambi ed accessori per pulsiossimetri
- Sensori per pulsiossimetri LTD830P - LTD830S - LTD840P
- Sensori per pulsiossimetro LTD822

- DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI
- ELETTROCARDIOGRAFI
- HOLTER PRESSORIO
- DEFIBRILLATORI
- MONITOR SEGNI VITALI
- SPIROMETRI
- SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
- COLPOSCOPI
- ROTOLE DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECG, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSSIMETRI DA TAVOLO
- DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE
- VETERINARIA
- ECOGRAFI
- MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO

Cod. LTD800

PULSIOSSIMETRO MINI A DITO - ADULTI - DISPLAY LED

Semplice e conveniente, piccolo, leggero, facile da trasportare. Un segnale appare sul display per indicare quando la potenza delle batterie non è sufficiente a garantire un corretto funzionamento. Spegnimento automatico dopo 8 secondi senza segnale. E' sufficiente l'inserimento di un dito nell'ossimetro per avere dopo pochi secondi i valori di ossimetria e pulsazioni/minuto. Due batterie tipo AAA garantiscono misurazioni per circa 30 ore. Incluso nella confezione un comodo laccetto.

Caratteristiche tecniche

- Display: LED
- Batterie: 2 batterie AAA alcaline o ricaricabili; 30 ore di uso continuo
- Parametri: SpO2, PR, pulsazioni
- Allarme: indicatore di batteria scarica

SpO2

- Range di misurazione: 0-100%
- Risoluzione: 1%
- Accuratezza: 80% - 100%; ± 2% 70%-79%; ± 3% 0% - 69%; non specificato

Pulsazioni

- Range di misurazione: 30-235 bpm
- Risoluzione: 1 bpm
- Accuratezza: 30-100; ± 2 bpm 101-235 ± 2%

Dimensioni: L:5,8 P:3,2 H:3,3 cm
Peso: 50g

Documenti

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi



ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

LCD - RUOTANTE

DISPLAY LCD

E DISPLAY GRAFICO
COLLEGABILE A PC

E DISPLAY GRAFICO -
COLLEGABILE A PC -
SENSORE NELLCOR
OXIMAX

LTD830P
PULSIOSSIMETRO DA
TAVOLO CON ALLARMI E
CURVA
PLETISMOGRAFICA

LTD830S
PULSIOSSIMETRO DA
TAVOLO CON ALLARMI E
CURVA
PLETISMOGRAFICA -
CON STAMPANTE

LTD840P
PULSIOSSIMETRO MINI
CON MEMORIA 72H -
COLLEGABILE PC



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521



Connect with us

