



Mi piace  Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...  CASSIOPEA



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEdia ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Ecografi / **Ecografo carrellato**



- PULSIOSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE
- DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI
- ELETTROCARDIOGRAFI
- HOLTER PRESSORIO
- DEFIBRILLATORI
- MONITOR SEGNI VITALI
- SPIROMETRI
- SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
- COLPOSCOPI
- ROTOLE DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECG, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSIMETRI DA TAVOLO
- DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE
- VETERINARIA
- ECOGRAFI**
- Ecografo carrellato
- Ecografo portatile Dus3 con un connettore sonda
- Ecografo portatile Dus6 con due connettori sonda
- MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO

Cod. LTD950

**ECOGRAFO CARRELATO DUS 8 - SCHERMO 14" - 2 CONNETTORI SONDA**

LTD950 è il nuovo rivoluzionario ecografo ad ultrasuoni con carrello che offre tecnologie dell'immagine avanzate e un design esterno esclusivo. Le tecniche di misurazione e di analisi rendono l'ecografo utilizzabile in ambito cardiologico, ostetrico-ginecologico, urologico, addominale. Display: data, settimana, ora, frequenza delle sonde, frame rate, memorizzazione numero paziente, nome del dottore e dell'ospedale, zoom, valori, caratteristiche fisiche, annotazioni posizione sonde, edit in modalità pieno schermo. Misurazione e funzioni di calcolo; Misurazione e calcolo generici in modalità B; Distanza, circonferenza, area, volume, proporzione, stenosi percentuale e angolo; Misurazione e calcolo generici in modalità M; Tempo, pendenza e battito; Gestione file; Supporta disco locale e memoria disco rimovibile. L'interfaccia USB 1.1 permette di caricare immagini veloci sul computer nella modalità in tempo reale. Ampia capacità di memoria. Utilizzo: La tastiera progettata con trackball è facile da usare e indicata per eseguire vari tipi di operazioni. Inoltre, un display progressivo non-interlacciato 14" e sonde differenti vengono utilizzati per fornire un'immagine chiara e stabile. Questo dispositivo è in grado di rilevare la sonda automaticamente.

**Accessori in DOTAZIONE**- 1 unità principale (LTD950)

- 1 cavo alimentazione
- 1 cavo di messa a terra
- 2 fusibili, 520, T1.6AL/250V
- 1 flacone di gel 250ml
- 1 manuale d'istruzioni
- 1 guida all'installazione
- 1 trasduttore a matrice convessa: Sonda CONVEX DUS 8 - 2.5/3.5/5.0 MHz Addome, Ginecologia, Fetale / Ostetrico e Pediatrico (LDR940)

**Caratteristiche tecniche**

- Alimentazione: a.c. 100-240V, 50Hz/60Hz, 120VA
- Scala grigi dell'immagine: 256 livelli
- Ingrandimento immagine: x1.0, x1.2, x1.4, x1.6, x2.0, x2.4, x3.0, x4.0 a distanza (tempo reale)
- Memoria: JPEG 1000 fotogrammi o BMP 128 fotogrammi o CIN 128 fotogrammi
- Revisione: VIDEO 204 frames
- Profondità di campo: Modalità B, B+B, 4B, B+M, M in tempo reale, con incrementi di 10 mm
- Coefficiente di correlazione fotogramma: 8 livelli di regolazione (0-7), (modalità B, B+B, 4B, B+M, non attivi in pausa)
- Conversione immagine: Su/Giù, Sinistra/Destra
- Conversione lingua: Cinese, Inglese, Francese, Tedesco, ecc. (le opzioni di lingua variano a seconda del software installato)
- Interruttore acustico: 16 livelli di regolazione (0-15)
- Gamma dinamica: 30dB-90dB (con incrementi di 4 dB)
- Posizione fuoco: 16 livelli di regolazione
- Numero dei fuochi. Max. 4
- Pacchetti software: Addome, ostetrico, parti piccole, ginecologia, ortopedia, cardiologia e urologia
- Misurazione in modalità B: Distanza, circonferenza, area, volume, proporzione,

**Documenti**

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



ITALIANO | ENGLISH



HOME   AZIENDA   **CATALOGO**   AGENTI   DOWNLOAD   NEWS   CONTATTI   AREA RISERVATA



CASSIOPEA

Risoluzione 800x575 pixel, Modalità di visualizzazione: B, B+B, 4B, B+M e M  
 - Tipo di sonda supportato: Convessa, lineare, micro-convessa, endocavità (transvaginale, endoretale)

Dimensioni: L:70xP:53xH:130 cm  
 Peso: 33kg



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi



**Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.**

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.  
 28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.  
 Via Bruxelles 3 - Meleto  
 52022 Cavriglia (Arezzo)  
 Tel. +39 055 96 21 11  
 Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com  
 www.morettispa.com  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515  
 Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932  
 R.E.A. Arezzo 68869  
 Cap. Soc. Eu 1.000.000,00  
 C/C Postale 13682521



Connect with us

