

	ASSORBELLO PANNOLINI Taglia Extra Large 15-30 Kg	CODICE PRODOTTO: 00326 
---	---	--

RIC. CODICE NOMENCLATORE: 101.21.05	CODICE EAN: 8 007300 00326 9	RIC. COD. CLASSIFICAZIONE ISO: 09.30.04.009
---	--	---

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Pannolino a mutandina con adesivi , elastici, polimeri superassorbenti, con barriere longitudinali e banda elastica posteriore.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

MATERIALE ASSORBENTE:	Strato assorbente di cellulosa priva di resine e collanti a fibra lunga, non trattata con sbiancanti ottici, concentrato nella porzione centrale, con aggiunta di polimeri gelatinizzanti con funzione superassorbente assenti nel primo strato assorbente sotto il T.N.T.
STRATO A CONTATTO CON LA CUTE:	Telino filtrante in tessuto non tessuto ipoallergenico da 12 gr/mq. Peso su prodotto gr. 2,11
I° STRATO DIFFUSORE:	Strato ad alta velocità di acquisizione in Air Trough Bonded da 35 gr/mq Peso su prodotto 0,56
II° STRATO DIFFUSORE:	Velino in ovatta di cellulosa da 20 gr/mq. Peso su prodotto gr.1,27
STRATO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in Textile traspirante da 28 gr/mq. Peso su prodotto gr. 4,93
FISSAGGIO PRODOTTO:	Due adesivi riposizionabili, mediante frontal tape, da 30 mm. Peso su prodotto gr. 0,93

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE DI IDENTIFICAZIONE:	Bianco
PESO TOTALE:	Gr. 52,317
PESO FLUFF	Gr. 27,5
PESO SUPERASSORBENTE	Gr. 12
PORZIONE ASSORBENTE:	Fluff di cellulosa con polimeri superassorbenti con un rapporto di sostituzione pari a 1 gr. di polimero per ogni 6 gr. di cellulosa gr. 99,5

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LUNGHEZZA TOTALE mm 580	LARGHEZZA TOTALE mm 380	LUNGHEZZA TAMPONE mm 490	LARGHEZZA TAMPONE Ant/Post mm 130/ 130
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO METODO: ISO 11948-1 ml 1200	CAPACITA' SPECIFICA DI ASSORBIMENTO METODO N° 003 NMC93 gr/gr 14,4	VALORE DI REWET METODO N° 002 NMC 93 gr. 0,06	VELOCITA' DI ASSORBIMENTO METODO N° 001 NMC 93 ml/sec 5,2
---	--	---	---

CARATTERISTICHE IMBALLO:

NR. PEZZI /BUSTA 16	NR. BUSTE/CARTONI 6	NR. PEZZI/CARTONE 96	VOLUME 100 PEZZI m ³ 0,043
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---

UTILIZZATORI

Bambini da 15 a 30 kg.

Trescore Cremasco il 01.07.2011

Revisione nr: 02