

## Igiene e antidecubito

# 12

---

**330** Vasche da bagno

---

**336** Vasche da bagno elevabili

---

**337** Telo - barelle doccia

---

**340** Sollevatore - sedili per vasca

---

**342** Sedie per doccia e toilette

---


**350** Antidecupito materassi - cuscini

---

# Vasche da bagno

Possibilità di installazione della vasca con due o un lato (dx o sx) appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle versioni sx o dx.





sx

dx



N.B. Il colore della vasca è bianco



## XVA001

### VASCA MALLORCA DX

Vasca indicata per ambienti molto piccoli. E' dotata di sportello laterale, **incernierato a destra**, che si apre verso l'interno. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, sedile anatomico incorporato e superficie antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.

## XVA002

### VASCA MALLORCA SX

Caratteristiche come il modello XVA001 ma con **sportello incernierato a sinistra**.

## ACCESSORI

### XVA013 IDROMASSAGGIO

12 ugelli con regolazione dell'intensità del getto aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

### XVA014 RUBINETTERIA ERGONOMICA

Mixer ergonomico per la regolazione acqua calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

## NOTA:


per le vasche, in caso di terzo lato libero è necessario un pannello di tamponamento aggiuntivo (preventivo su richiesta).




# Vasche da bagno

Possibilità di installazione della vasca ad angolo o a parete.

Apertura portello disponibile nelle versioni sx o dx.



N.B. Il colore della vasca è bianco



## XVA007

### VASCA IBIZA AD ANGOLO DX

Vasca compatta ma con grande spazio interno. Modello progettato per essere **installato ad angolo** nella stanza. Sportello frontale particolarmente ampio, **incernierato a destra**, con apertura verso l'esterno. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, sedile anatomico incorporato e superficie antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.

## XVA008

### VASCA IBIZA AD ANGOLO SX

Caratteristiche come il modello XVA007 ma con **sportello incernierato a sinistra**.

## XVA009


### VASCA IBIZA DX

Vasca compatta ma con grande spazio interno. Modello progettato per essere **installato lungo una parete** della stanza. Sportello frontale particolarmente ampio, **incernierato a destra**, con apertura verso l'esterno. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, sedile anatomico incorporato e superficie antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.

## XVA010

### VASCA IBIZA SX

Caratteristiche come il modello XVA009 ma con **sportello incernierato a sinistra**



## ACCESSORI

### XVA013 IDROMASSAGGIO



12 ugelli con regolazione dell'intensità del getto aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

### XVA014 RUBINETTERIA ERGONOMICA



Mixer ergonomico per la regolazione acqua calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

Possibilità di installazione della vasca con due o un lato (dx o sx) appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle versioni sx o dx.



N.B. Il colore della vasca è bianco



## XVA005

### VASCA GRANADA DX

Vasca da bagno di grande confort, dotata di ampio spazio per le gambe e di un sedile anatomico. Ha uno sportello laterale, **incernierato a destra** e con apertura verso l'interno, che facilita l'ingresso. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, superficie antiscivolo sul fondo vasca e sul sedile per un bagno comodo e sicuro. Rubinetteria non compresa.

## XVA006

### VASCA GRANADA SX

Caratteristiche come il modello XVA005 ma con **sportello incernierato a sinistra**.

## ACCESSORI

### XVA013 IDROMASSAGGIO

12 ugelli con regolazione dell'intensità del getto aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

### XVA014 RUBINETTERIA ERGONOMICA

Mixer ergonomico per la regolazione acqua calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.


### NOTA:

per le vasche, in caso di terzo lato libero è necessario un pannello di tamponamento aggiuntivo (preventivo su richiesta).


# Vasche da bagno

Possibilità di installazione della vasca con due o un lato (dx o sx) appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle versioni sx o dx.



sx



dx

Il sollevatore raffigurato non è disponibile nella fornitura



N.B. Il colore della vasca è bianco

## XVA011

### VASCA LANZAROTE DX

Spaziosa vasca con sportello laterale apribile verso l'interno ed **incernierato a destra**. Adatta a chi vuole il confort e il design della vasca classica ma con un accesso facilitato. Chiusura ermetica a tenuta d'acqua, fondo vasca antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.

## XVA012

### VASCA LANZAROTE SX

Caratteristiche come il modello XVA011 ma con **sportello incernierato a sinistra**.

## ACCESSORI

### XVA013 IDROMASSAGGIO



12 ugelli con regolazione dell'intensità del getto aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

### XVA014 RUBINETTERIA ERGONOMICA

Mixer ergonomico per la regolazione acqua calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

## NOTA:

per le vasche, in caso di terzo lato libero è necessario un pannello di tamponamento aggiuntivo (preventivo su richiesta).





- Facile ingresso
- Sedile motorizzato, se richiesto (accessorio)
- Portata massima di sollevamento kg 165
- Batteria di riserva
- Salvavita da 30 mA

### 01574 VASCA CAMBRIDGE 150 DX

Vasca da bagno dotata di **sportello posizionato ed incernierato a destra** a chiusura ermetica a tenuta d'acqua, si apre verso l'interno.

Una superficie antiscivolo sul fondo vasca aumenta la sicurezza alle persone con difficoltà motorie evidenti. Disponibile con **lunghezza di cm 150**. Se si necessita di un livello d'assistenza maggiore è possibile richiedere l'accessorio "Sedile Anatomico" (cod. 01578), regolabile elettricamente in altezza e rimovibile, tramite un pulsante posizionato sul bordo vasca.

La vasca viene fornita senza rubinetteria.

### 01575 VASCA CAMBRIDGE 150 SX


Caratteristiche come modello (cod. 01574), ma con lo **sportello posizionato e incernierato a sinistra**.

### 01576 VASCA CAMBRIDGE 170 DX

Caratteristiche come modello (cod. 01574), ma con **lunghezza vasca da cm 170**.

### 01577 VASCA CAMBRIDGE 170 SX

Caratteristiche come modello (cod. 01574), ma con **lunghezza vasca da cm 170 e lo sportello incernierato a sinistra**.



### ACCESSORI



#### 01578 SEDILE ANATOMICO

Seduta removibile e regolabile in altezza elettricamente a bassa tensione, completa di una batteria tampone, supplementare.



#### 01579 IDROMASSAGGIO

Idromassaggio ad aria a 16 ugelli.



#### 01580 PANNELLO

Pannello di tamponamento per eventuale 3° lato libero.

**IMPORTANTE:**  
questi accessori devono essere richiesti al momento dell'ordine della vasca, non è possibile l'installazione in un secondo tempo.

# Vasche bagno-elevabili



Dispenser per liquido disinfettante

## 91020690 FB500E EASY

Vasca da bagno elevabile.

Struttura auto-portante in poliestere, le pareti rivestite da uno strato di laminato per un buon isolamento termico. Interno ergonomico, corredato di maniglie di sostegno e motori da 24V posti sulle due colonne che assicurano il sollevamento della vasca con una escursione di cm 40. Dotata di termomiscelatore e telefono doccia. La vasca è accessibile da tre lati e può essere avvicinata dai sollevammatati mobili.

## ACCESSORI



## 91027700 ACCORCIATORE

Utile per ridurre l'ingombro interno della vasca.

## 91020700 FB500E CLEAN


Caratteristiche come modello (cod. 91020690), ma con dispositivo di disinfezione.



Ugello a getto d'aria

## 91020710 FB500E MASSAGE

Caratteristiche come modello (cod. 91020690), ma con dispositivo di disinfezione e idromassaggio a getto d'aria a 10 ugelli.





Lavaggio paziente tipo doccia

## 01933

### TELO DOCCIA

Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l'igiene personale delle persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto con acqua corrente, senza necessità di trasferimento / sollevamento.

L'assistito all'interno del "Telo Doccia" può essere lavato con l'acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l'apposito serbatoio d'acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico permette la fuoriuscita dell'acqua da raccogliere in idoneo raccoglitore. A corredo tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d'acqua.

Dimensioni cm 80 x 180 x 20h



## 01940

### SERBATOIO ACQUA

Contenitore d'acqua a pressione completo di tubo flessibile con doccetta a pulsante.



## 01938

### PROLUNGA DOCCIA

Tubo flessibile da m 6 completo di doccetta a pulsante e adattatore per rubinetto.

## 01939

### BORSONE

Contenitore per custodia e trasporto (non illustrato).



Versione idraulica  
per i modelli  
cod. LD1H11 e LD1H21



Regolazione in altezza per mezzo  
di pistone idraulico o batteria



Inclinazione:  
• Trendelenburg 13°  
• Anti-Trendelenburg 4°

## LD1H11 BARELLA DOCCIA H

Barella doccia di trasferimento con telaio **regolabile in altezza per mezzo di pistone idraulico** azionato da doppio comando a pedale dotato di 4 ruote gemellate di ampio diametro con freno, piroettanti di cui una con comando unidirezionale il tutto a garanzia della massima facilità nella movimentazione della barella. Il pianale è inclinabile e permette la posizione di trendelenburg e antitrendelenburg inoltre facilita lo scarico dell'acqua e la movimentazione del paziente. Spondine di contenimento laterali facilmente abbattibili con comando attivabile da una sola mano.

Piano d'appoggio in laminato ad alta pressione, ignifugo ed anticorrosione. Il materassino è rivestito in tessuto bitex originale ignifugo, antibatterico, lavabile ed ad alta resistenza meccanica, l'imbottitura è in schiuma polilefinica alta densità, elettrosaldato, privo di cuciture, con scanalatura centrale per facilitare il deflusso dell'acqua e con 4 alti bordi di contenimento degli spruzzi durante il lavaggio. Il materassino doccia è facilmente intercambiabile con il **materassino barella** permettendo così una doppia funzione in caso di necessità. A corredo tappo e tubo flessibile di ampio diametro per facilitare lo scarico dell'acqua. Carico in sicurezza kg 150  
Dimensioni telo bagno cm 185x67x18 h

## LD1B11 BARELLA DOCCIA B

Versione come modello (cod. LD1H11) ma con **regolazione in altezza elettricamente a batteria** da 24V, estraibile e ricaricabile, tramite attuatore lineare con pulsantiera di comando.



Versione a batteria per i modelli  
cod. LD1B11 e LD1B21



Testata regolabile e sponda di  
contenimento abbattibile per i modelli  
cod. LD1H21 e LD1B21

## LD1H21


### BARELLA DOCCIA EVO H

Versione come modello **idraulico** (cod. LD 1H11) ma con **testata regolabile e sponda di contenimento dalla parte della testa, abbattibile**, per facilitare l'utilizzo della barella con persona d'altezza superiore ai cm 185.

## LD1B21

### BARELLA DOCCIA EVO B


Versione come modello (cod. LD1H21) ma con **regolazione in altezza elettricamente a batteria** da 24V, estraibile e ricaricabile, tramite attuatore lineare con pulsantiera di comando.



Altezza min/max cm 57 ÷ 92



Spondine di contenimento



Altezza min/max cm 57 ÷ 92



## HM 3370 BARELLA PACIFIC


Innovativo sistema di trasferimento e lavaggio del paziente. È composto da una barella contenuta in una scocca leggera a forma di vasca che permette di trasportare il paziente dalla stanza da letto alla stanza da bagno, in tutta sicurezza, per il lavaggio tipo doccia o ad immersione nella barella stessa. Il sistema consente una doppia regolazione in altezza, elettricamente tramite batteria da 24V, ricaricabile. Il telaio è in acciaio inox verniciato con polveri epossidiche antigraffio ed anticorrosione, 4 ruote antitraccia piroettanti dotate di freno e con sistema unidirezionale.

L'esterno della vasca-barella è composto da una scocca in ABS con fascia perimetrale in gomma antiurto, dotata di due grandi maniglioni ergonomici per la spinta.

L'interno è in poliuretano imbottito a garanzia del massimo comfort, igiene e resistenza all'usura ed agli strappi. L'altezza del telaio da terra consente l'utilizzo combinato con sollevatori.

Carico in sicurezza kg 200

Peso kg 100



Lavaggio paziente ad immersione (bagno)



Altezza min/max cm 52,5÷108



## 01742 DENTOLIFT S

Sollevatore per entrare/uscire dalla vasca da bagno con facilità. Le persone possono permettersi un bagno senza aiuto assistenziale. Sistema di movimento elettrico, tramite batteria ricaricabile da 12 V. Adatto ad ogni tipo di vasca in assoluta sicurezza e stabilità. Facilmente ripiegabile. Peso kg 11. Portata kg 140

## ACCESSORI



**40140 BATTERIA DENTOLIFT**  
Batteria supplementare da 12 V. Ricaricabile.



**40170 DISCO TRANSFER**  
Tavoletta con disco scorrevole e girevole che permette un agevole trasferimento della persona.





### 40070 SEDILE GIREVOLE

Ausilio girevole per entrare/uscire dalla vasca da bagno.

Struttura in plastica e inox, con sistema di bloccaggio.

Adatto ad ogni tipo di vasca.

Utile per semplificare il lavoro alle persone addette all'assistenza dei disabili.

Portata kg 100



### 40180 RIALZO PER WC

In materiale plastico da applicare sulla tazza.

Lavabile e disinfettabile.

Altezza cm 11.

Portata kg 185

### 40190 RIALZO SOFT PER WC

In gomma ad alta densità (soft).

Lavabile e disinfettabile. Si adatta al vostro wc, aderendo come una ventosa, massima sicurezza.

Altezza cm 11.

Portata kg 185

### 40205 CLIPPER IV

Rialzo per wc con maniglioni ribaltabili. Realizzato in materiale plastico lavabile e disinfettabile. Viene fissato alla tazza per mezzo di ganci laterali.

Altezza cm 11.

Portata kg 100

## PARTICOLARI COMUNI

Struttura solida in acciaio inox, rivestita in pvc liscio non poroso, antiruggine, igienica, facile da pulire. Braccioli ribaltabili e quattro ruote piroettanti di cui due posteriori con freno. Le ruote grandi per l'autospinta. Le sedie senza ruote utilizzano tappi in gomma antiscivolo ad alta stabilità. Lo schienale estraibile e le pedane ribaltabili e chiudibili diminuiscono l'ingombro. Le sedie sono dotate di vaso con coperchio a chiusura ermetica. Le sedie per doccia dispongono di apertura centrale per la pulizia intima. Alcune sedie sono dotate di seduta anatomica con l'imbottitura morbida, antiscivolo.



Braccioli ribaltabili



Schienale estraibile



Pedane chiudibili con poggipiedi regolabile in altezza



Freni sulle ruote posteriori



Tappo piede di elevata stabilità



Tutte le sedie hanno il vaso con coperchio a chiusura ermetica. Articolo cod. 40286



### 01925 BREST

Sgabello da toilette in alluminio, seduta, coperchio e braccioli in pvc. Semplice da pulire. Seduta **regolabile in altezza** cm 41+56, Seduta cm 46x40. Peso kg 3,8

**Portata massima kg 130**

Accessorio per tutte le sedie



### 01968

#### SUPPORTI BRACCIA

Coppia di braccioli imbottiti per un maggior confort dell'utente. Montaggio e rimozione rapidi



### 01814 MÜNCHEN

Sedia da toilette con ruote da autospinta da cm 58. Sedile imbottito con foro per vaso. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggipiedi pieghevoli e rimuovibili. Schienale ergonomico ed estraibile con maniglia da spinta. Portata massima kg 100

**01750 BOSTON**

Sedia da toilette con ruote da cm 12 e quelle posteriori con blocco direzione e freno. Telaio dello schienale in acciaio inossidabile. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili. Posizionabile sopra il wc.  
**Portata massima kg 150**

**01811 KÖLN**

Sedia da toilette con sedile imbottito e foro per vaso. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed estraibile. Posizionabile sopra il wc.  
**Portata massima kg 100**

**01812 KIEL**

Sedia da toilette con sedile imbottito e foro per vaso. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed estraibile. Posizionabile sopra il wc. Seduta **regolabile in altezza** cm 48÷56.  
**Portata massima kg 100**

**01813 BONN**

Sedia da toilette con ruote da cm 12 e quelle posteriori con blocco direzione e freno. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili. Schienale ergonomico ed estraibile con maniglia da spinta. Posizionabile sopra il wc.  
**Portata massima kg 130**

**SEDIE DA TOILETTE**

| Codice articolo | Ø Ruote      |               | Sedile  |         |         | Schienale | Braccioli |         | Totali  |         |      | Portata    |  |
|-----------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------|------------|--|
|                 | Anteriore cm | Posteriore cm | Icona 1 | Icona 2 | Icona 3 | Icona 4   | Icona 5   | Icona 6 | Icona 7 | Icona 8 | Kg   | Kg         |  |
| <b>01750</b>    | 12           | 12            | 52      | 53      | 45      | 52        | 28        | 62      | 100     | 89      | 14,6 | <b>150</b> |  |
| <b>01811</b>    | —            | —             | 45      | 52      | 43      | 52        | 28        | 57      | 100     | 62      | 11   | 100        |  |
| <b>01812</b>    | —            | —             | 45      | 48÷56   | 43      | 52        | 28        | 57      | 100     | 62      | 11   | 100        |  |
| <b>01813</b>    | 12           | 12            | 46      | 53      | 45      | 52        | 28        | 56      | 100     | 87      | 14,5 | <b>130</b> |  |
| <b>01814</b>    | 12           | 58            | 45      | 52      | 43      | 52        | 28        | 67      | 102     | 103     | 20   | 100        |  |
| <b>01966</b>    | 12           | 12            | 54      | 57      | 45      | 46        | 28        | 64      | 103     | 106     | 16   | <b>150</b> |  |

**Sedia speciale per un uso ospedaliero, da trasporto o da doccia****01966 OSLO**

Sedia da trasporto e da doccia con ruote da cm 12, quelle posteriori con blocco direzione e freno. Sedile imbottito ergonomico particolarmente confortevole. Telaio dello schienale in acciaio inox rivestito dotato di maniglia da spinta. Accesso facilitato tramite braccioli ribaltabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili, senza vaso wc.  
**Portata massima kg 150**

**01967 ASTA PORTAFLEBO**

Completa di morsetti di fissaggio alla sedia, solo per il modello Oslo.

## Sedie per doccia



### 01815 ZWICKAU

Sedia da doccia con foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed estraibile. Posizionabile sopra il wc. Portata massima kg 100



### 01816 WÜRZBURG

Sedia da doccia con foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed estraibile. Seduta **regolabile in altezza** cm 47,5÷55. Posizionabile sopra il wc. Portata massima kg 100



### 01817 ERFURT

Sedia da doccia con ruote da 12 cm e quelle posteriori con blocco direzione e freno. Sedile con foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevole e rimovibile. Schienale ergonomico ed estraibile con maniglia da spinta. Posizionabile anche sopra il wc. **Portata massima kg 130**



### 01818 LÜBECK

Sedia da doccia con ruote da autopinta da cm 58. Sedile con foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevole e rimovibile. Schienale ergonomico estraibile con maniglia da spinta. Portata massima kg 100



### 01926 NIZZA

Sedia da doccia in alluminio, seduta completa di schienale e braccioli in pvc. Seduta **regolabile in altezza** cm 41÷56, dotata di incavo per l'igiene intima. Semplice da pulire. Seduta cm 40x40. Peso kg 4,8. **Portata massima kg 130**

| SEDIE PER DOCCIA |              |               |        |       |    |           |           |    |        |     |    |         |
|------------------|--------------|---------------|--------|-------|----|-----------|-----------|----|--------|-----|----|---------|
| Codice articolo  | Ruote        |               | Sedile |       |    | Schienale | Braccioli |    | Totali |     |    | Portata |
|                  | Anteriore cm | Posteriore cm |        |       |    |           |           |    |        |     |    | kg      |
| 01815            | —            | —             | 45     | 51    | 43 | 52        | 28        | 57 | 100    | 62  | 8  | 100     |
| 01816            | —            | —             | 45     | 47÷55 | 43 | 52        | 28        | 57 | 100    | 62  | 8  | 100     |
| 01817            | 12           | 12            | 46     | 51    | 45 | 52        | 28        | 56 | 100    | 87  | 12 | 130     |
| 01818            | 12           | 58            | 45     | 51    | 43 | 52        | 28        | 67 | 102    | 103 | 19 | 100     |



## 01819 KONSTANZ

Sedia da doccia e per toilette con sedile imbottito dotato di foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed estraibile. Posizionabile anche sopra il wc. Portata massima kg 100



## 01820 ULM

Sedia da doccia e per toilette con sedile imbottito dotato di foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed estraibile. Seduta **regolabile in altezza** cm 50,5÷58. Posizionabile anche sopra il wc. Portata massima kg 100



## 01821 BERLIN

Sedia da doccia e per toilette con ruote da cm 12, quelle posteriori con blocco direzione e freno. Sedile imbottito dotato di foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili. Schienale ergonomico ed estraibile con maniglia da spinta. Posizionabile anche sopra il wc. **Portata massima kg 130**



## 01822 GENF

Sedia da doccia e per toilette con ruote da autospinta da cm 58. Sedile imbottito dotato di foro per igiene. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili. Schienale ergonomico ed estraibile con maniglia da spinta. Portata massima kg 100



## 01219 NEW YORK

Sedia da doccia e per toilette con ruote da cm 12, quelle posteriori con blocco direzione e freno. Sedile imbottito dotato di foro per igiene. Telaio dello schienale in acciaio inossidabile. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili. Posizionabile anche sopra il wc. **Portata massima kg 150**



## 01751 CHICAGO

Sedia da doccia e per toilette con ruote da cm 12, quelle posteriori con blocco direzione e freno. Sedile imbottito dotato di foro per igiene. Telaio dello schienale in acciaio inossidabile. Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. Poggiatesta pieghevoli e rimovibili. **Portata massima kg 200**

| SEDIE PER DOCCIA E TOILETTE |              |               |        |       |    |           |           |        |     |     |         |     |
|-----------------------------|--------------|---------------|--------|-------|----|-----------|-----------|--------|-----|-----|---------|-----|
| Codice articolo             | σ Ruote      |               | Sedile |       |    | Schienale | Braccioli | Totali |     |     | Portata |     |
|                             | Anteriore cm | Posteriore cm |        |       |    |           |           |        |     |     | Kg      | Kg  |
| 01819                       | —            | —             | 45     | 54    | 43 | 52        | 28        | 57     | 100 | 62  | 11      | 100 |
| 01820                       | —            | —             | 45     | 50÷58 | 43 | 52        | 28        | 57     | 100 | 62  | 11      | 100 |
| 01821                       | 12           | 12            | 46     | 55    | 45 | 46        | 28        | 56     | 100 | 87  | 16      | 130 |
| 01822                       | 12           | 58            | 45     | 54    | 43 | 52        | 28        | 67     | 102 | 103 | 22      | 100 |
| 01219                       | 12           | 12            | 52     | 55    | 45 | 49        | 28        | 62     | 100 | 89  | 15      | 150 |
| 01751                       | 12           | 12            | 58     | 56    | 48 | 52        | 28        | 68     | 100 | 90  | 19      | 200 |

# SISTEMA TOILETTE "BLUE WAVE"

## ideale anche per uso domestico

Il sistema da toilette "Blue Wave" è ideale per uso domestico. Struttura concepita per garantire rapidità d'uso grazie alle diverse possibilità di regolazione e alla facilità di accesso. Il sedile in polipropilene offre una superficie igienica, resistente all'acqua e agli agenti chimici. L'intero sistema è inossidabile, in quanto le parti rigide sono in acciaio.



#### CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, N. 332

|  |              |
|--|--------------|
| Unità posturale per il tronco/bacino, con supporto dorsale inclinabile | 18.09.39.021 |
| Pedana poggiapiedi   | 18.09.39.036 |
| Cuneo divaricatore   | 18.09.39.157 |
| Cinghia pelvica  | 18.09.39.163 |
| Tavolino   | 18.09.39.172 |



La pedana è regolabile per favorire il posizionamento di bambini piccoli.

| Dimensioni articolo      | Piccolo | Grande  |
|--------------------------|---------|---------|
| Altezza della persona cm | 76-127  | 122-183 |



**L'altezza totale** dell'utilizzatore è la misura di riferimento per aiutarvi a scegliere il modello più adatto. Scegliere il modello che tenga conto della crescita del bambino.

**Importante:** assicuratevi che la larghezza, la profondità e la distanza dalla pedana siano adeguati alla persona e che il peso di quest'ultima non superi il peso massimo raccomandato.

| Dimensioni articolo                  | Piccolo | Grande |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Larghezza telaio cm                  | 52      | 52     |
| Altezza sedile da terra              | 25-51   | 39-51  |
| Larghezza sedile                     | 30      | 41     |
| Profondità sedile                    | 23-28   | 29-35  |
| Altezza braccioli dal sedile         | 14      | 18     |
| Altezza da terra (sopra la toilette) | 48      | 48     |
| Altezza schienale                    | 61      | 86     |
| Carico massimo kg                    | 82      | 82     |

**CODICE MODELLI**

**E80605**  
SISTEMA TOILETTE  
PICCOLO



**E80805**  
SISTEMA TOILETTE  
GRANDE



**COMPONENTI COMPRESI NELL'ARTICOLO**

**Il sedile**

ergonomico è stato progettato per garantire il massimo comfort e per posizionare il bambino con le anche perfettamente centrate sulla toilette. Fascia pelvica per maggior sicurezza quando neccessaria. La barra di montaggio assicura saldamente il sedile alla toilette.




**Telaio e padella**

Il telaio è posto su quattro ruote piroettanti inossidabili, dotate di freni. La padella profonda cm 14 per garantire la massima capacità, è dotata di manico e beccuccio per facilitare lo svuotamento, ed è posizionabile sotto il sedile sia avanti che dietro.



**Schienale**

Da utilizzare come sostegno per il tronco e per un corretto posizionamento. Include una fascia (mod. piccolo) due fasce (mod. grande) per il torace e cuscinetti appoggiatesta.



**Piano d'appoggio**

Il supporto anteriore sagomato consente al bambino di inclinare comodamente il busto in avanti.



**Pedana**

Robusta si fissa al telaio in diverse posizioni per fornire sostegno ai piedi del bambino.



**Divaricato**

Mantiene comodamente separate le ginocchia.



Il sistema toilette piccolo può essere abbassato in modo che i bambini riescano ad appoggiare i piedi sul pavimento.



# SISTEMA PER L'IGIENE

## è molto di più di una sedia da doccia

E' la migliore sedia da bagno oggi disponibile sul mercato, perchè offre un ottimo supporto per la corretta postura di bambini con un forte riflesso a spingersi in avanti. La sedia si regola facilmente e si adatta perfettamente alla larghezza della vasca. La struttura è molto robusta. Il sistema a fasce offre un ottimo sostegno, regolabile in base alle esigenze del vostro bambino. E' la prima sedia che non impone di tenere costantemente le mani sul corpo del bambino e gli permette, finalmente, di stare seduto e giocare in vasca senza che qualcuno lo debba sostenere.



### CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, N. 332

|   |              |
|---|--------------|
| Unità posturale per il bacino               | 18.09.39.015 |
| Elementi di contenimento laterali (al paio) | 18.09.39.139 |
| Cinghia pelvica                             | 18.09.39.163 |
| Poggiagambe a contenimento laterale         | 18.09.39.169 |
| Base di sostegno con ruote                  | 18.09.39.003 |





Sedia bagno grande completa del supporto doccia.



| Dimensioni articolo      | Piccolo | Medio  | Grande  |
|--------------------------|---------|--------|---------|
| Altezza della persona cm | 91      | 81-127 | 117-173 |



**Scegliere il modello** più adatto in base all'altezza del soggetto, calcolando anche la futura crescita del bambino.

**Importante:** Il peso dell'utilizzatore non deve superare il carico massimo consentito.

| Dimensioni articolo                         | Piccolo                  | Medio | Grande |
|---|--------------------------|-------|--------|
| Profondità seduta cm                        | 33                       | 33    | 42     |
| Larghezza seduta                            | 37                       | 37    | 37     |
| Altezza schienale                           | 46                       | 64    | 81     |
| Altezza seduta                              | 5-18                     | 5-18  | 5-18   |
| Altezza seduta (con supporto vasca)         | 28-43                    | 28-43 | 28-43  |
| Altezza seduta (con supporto doccia)        | 71                       | 71    | 71     |
| Altezza supporto vasca                      | 25                       | 25    | 25     |
| Lunghezza supporto vasca                    | 81                       | 81    | 81     |
| Larghezza supporto vasca                    | 43                       | 43    | 43     |
| Altezza supporto doccia                     | 53                       | 53    | 53     |
| Larghezza supporto doccia                   | 69                       | 69    | 69     |
| Lunghezza supporto doccia                   | 84                       | 84    | 84     |
| Carico massimo consentito kg                | 27                       | 54    | 73     |
| Regolazioni inclinazione schienale e seduta | 0° - 22,5° - 45° - 67,5° | -     | 90°    |

**Sedia bagno**

La sedia è disponibile in tre dimensioni ed aiuta a supportare la postura seduta o reclinata del bambino durante il bagno. Il tessuto confortevole della sedia è molto resistente.

**Supporto vasca**

La combinazione sedia/supporto per vasca aiuta a supportare la postura seduta o reclinata del bambino ad un'altezza conveniente per il trasferimento e le operazioni di cura. Tutte le regolazioni sono effettuabili senza l'ausilio di utensili.



**Supporto doccia**

La combinazione sedia/supporto doccia aiuta a supportare la postura seduta o reclinata del bambino ad un'altezza conveniente per la doccia senza alcuna ostruzione per il personale addetto alla cura del paziente. Supporto stabile con ruote a scorrimento facile complete di freni di bloccaggio.



**CODICE MODELLI**

| 01554<br>SEDIA BAGNO<br>PICCOLA | 01555<br>SEDIA BAGNO<br>MEDIA  | 01556<br>SEDIA BAGNO<br>GRANDE |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01557 <input type="checkbox"/>  | 01557 <input type="checkbox"/> | 01557 <input type="checkbox"/> |
| 01559 <input type="checkbox"/>  | 01559 <input type="checkbox"/> | 01559 <input type="checkbox"/> |

ACCESSORI

Sedia con il supporto doccia

Sedia con il supporto vasca



E' possibile effettuare la regolazione dell'altezza con il bambino seduto sulla sedia bagno.



# Antidecubito



## 16271 MATERASSO AD ARIA

Materasso dotato di compressore per il gonfiaggio. Valido aiuto per la cura e la profilassi contro le piaghe da decubito. Completo di telini per il fissaggio al letto sottostante. Adatto a pazienti fino a kg 100. Dimensioni sovrasmaterasso cm 185 x 80 x 5h  
Compressore cm 15 x 11 x 31.  
Peso kg 1,7



## 16281 MATERASSO AD ARIA

Materasso con elementi intercambiabili, dotato di compressore per il gonfiaggio. Valido aiuto per la cura e la profilassi contro le piaghe da decubito. Sovrasmaterasso composto da 20 celle cilindriche da cm 9,5, completo di fasce e bottoni per il fissaggio. Adatto a pazienti fino a kg 150.  
Dimensioni cm 188 x 83 x 9,5h  
Compressore cm 15 x 11 x 31.  
Peso kg 1,7



## XIN001 KIT ANTIDECUBITO

Composto da compressore con regolazione e materasso a 17 elementi intercambiabili. Sistema per la prevenzione del decubito a pressione alternata. Materasso con lembi di fissaggio e copertura in nylon con bottoni. Indicato per pazienti che sono sottoposti a terapia per lesioni da pressione. Adatto a pazienti fino a 150 kg. Dimensioni compressore cm 24 x 12 x 9,5. Peso 1,4 kg. Alimentazione 220 V/50Hz. Dimensioni sovrasmaterasso cm 190 x 85 x 11.

Codice Nomenclatore: 03.33.06.021


## XIN002 RICAMBIO MATERASSI A ELEMENTI

## XIN003 KIT ANTIDECUBITO CPR

Composto da compressore con regolazione e materasso a 17 elementi intercambiabili con valvola CPR. Sistema per la prevenzione del decubito a pressione alternata. Materasso con lembi di fissaggio e copertura in nylon con cerniera. Indicato per pazienti che sono sottoposti a terapia per lesioni da pressione. Adatto a pazienti fino a 160 kg. Dimensioni compressore cm 28 x 20 x 10. Peso 2,2 kg. Alimentazione 220 V/50Hz. Dimensioni sovrasmaterasso cm 200 x 86,5 x 12,5.

Codice Nomenclatore: 03.33.06.021

## XIN004 RICAMBIO MATERASSO A ELEMENTI con valvola CPR



## XIN005 KIT ANTIDECUBITO

Composto da compressore con regolazione e sovrasmaterasso a bolle con lembi di fissaggio. Sistema per la prevenzione del decubito a pressione alternata. La presenza di 2 ganci permette il fissaggio del compressore alla pediera del letto. Il sovrasmaterasso è realizzato in PVC, con una superficie a bolle gonfiate a ciclo alternato di 10 minuti che, grazie ad un costante massaggio, assicurano la prevenzione delle lesioni da pressione e favoriscono la circolazione sanguigna. Adatto a pazienti fino a 120 kg. Dimensioni compressore cm 24 x 12 x 9,5. Peso 1,4 kg. Alimentazione 220 V/50Hz. Dimensioni sovrasmaterasso cm 300 x 90.

Codice Nomenclatore: 03.33.06.018

## XIN006 RICAMBIO SOVRAMATERASSO A BOLLE



### 16360 CUSCINO

Cuscino in fibra cava siliconata a 15 denari, per i pazienti utilizzatori di carrozzelle e lungodegenti.



### 16365 KOMET-AIR

Cuscino per la cura e la profilassi contro le piaghe da decubito, per pazienti utilizzatori di carrozzelle e lungodegenti. A corredo pompa per il gonfiaggio e fodera realizzata in materiale antiscivolo da un lato e traspirante dall'altro. Dimensioni cm 40 x 44 x 6 h



### 16361 CUSCINO

Cuscino in gel viscoelastico compatto per i pazienti utilizzatori di carrozzelle e lungodegenti. La parte inferiore è rivestita con antiscivolo. cm 40 x 40



### 16362 CUSCINO

Cuscino in silicone integrale per pazienti utilizzatori di carrozzelle. La parte inferiore è rivestita con antiscivolo. cm 40 x 40



### 16435 DECUBITALL

Sostegno per gamba e tallone antidecubito. Struttura in acciaio cromato con guaina in tela elasticizzata. Dimensioni cm 56 x 22 x 38 h



### 35230 ALZACOPERTE

Sostegno in tubo di acciaio cromato.

Cuscini per la prevenzione del decubito realizzati con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera formata, su un lato, da tessuto in cotone 100% sanforizzato e, sull'altro, da tessuto gommato **ignifugo ed idrorepellente**. Dispositivi dotati di duplice velcro di fissaggio. Prevenzione delle lesioni da decubito.

**Codice Nomenclatore Tariffario 03.33.03.003**

Cuscini per la prevenzione del decubito realizzati con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a tre punti per un ancoraggio più sicuro anche quando il cuscino viene impiegato in posizione dorsale.

**Codice Nomenclatore Tariffario 03.33.03.003**



### XIN009 CUSCINO CON FORO

Peso kg 0,6.  
Dimensioni cm 45 x 45.



### XIN010 CUSCINO CON DEPRESSIONE

Peso kg 0,6.  
Dimensioni cm 45 x 45.



### XIN007 CUSCINO SIMPLY CON FORO

Dimensioni cm 45 x 45.



### XIN008 CUSCINO SIMPLY CON DEPRESSIONE

Dimensioni cm 45 x 45.

Vasta gamma di cuscini in microparticelle di polistirolo adatti per la posizione posturale per una importante azione preventiva delle piaghe da decubito. Il rivestimento è in tessuto poliuretano bi-elastico lavabile con panno morbido e detergente non aggressivo. Quasi tutti i cuscini inoltre vengono forniti con fodera supplementare bi-elastica in poliuretano. I nostri cuscini di postura sono studiati per essere adattati alle differenti morfologie dei pazienti secondo un protocollo di prevenzione al trattamento delle piaghe. Facilmente posizionabili per tutte le persone in cura. Infatti "CareWave" permette a tutte le persone di potersi adattare facilmente senza costrizioni.



### REGOLE PER UNA POSTURA CORRETTA

- per un decubito dorsale, sollevare il busto e le gambe e formare un angolo di 30°
- per un decubito laterale a destra o a sinistra, la preferenza sarà per un posizionamento del paziente a 30°
- è importante che il perineo non sia in contatto con il materasso
- le gambe devono essere flesse al minimo a livello delle anche e delle ginocchia
- la gamba superiore è posizionata più indietro dell'altra gamba con una flessione di 30° a livello delle anche e di 35° a livello del ginocchio



## Il cuscino Universale

si adatta alle varie posizioni del paziente e sostiene in modo ottimale.


Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01464**  
UNIVERSALE XL  
cm 60 x 40



**01465**  
UNIVERSALI S  
Venduti in coppia (pz. 2).  
cm 30 x 40



**01900**  
UNIVERSALE XS  
cm 45 x 30

Per la profilassi antidecubito nell'area delle ginocchia.  
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01474**  
ABDUZIONE XL  
cm 15 x 30 x 20 h



**01901**  
ABDUZIONE XS  
cm 12 x 23 x 15 h



Profilassi antidecubito degli arti inferiori. Viene appoggiato sotto le cosce del paziente con il divaricatore tra le ginocchia.  
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01470**  
SEMI-FOWLER XL  
cm 70 x 56 x 15 h



**01902**  
SEMI-FOWLER XS  
cm 52 x 38 x 15 h



Si adatta ad ogni morfologia e viene utilizzato per lo più a livello addominale e per gli arti inferiori. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01466** DELTA XL  
cm 60 x 40



**01903** DELTA XS  
cm 42 x 25



Sostiene in modo confortevole la testa del paziente, per l'antidecubito laterale e per le posizioni di seduta. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01471** TONDO XL  
cm 130 x 21



**01904** TONDO XS  
cm 106 x 15




# Cuscini di postura e prevenzione da piaghe da decubito

Per il posizionamento addominale o per gli arti inferiori.  
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01472** CILINDRICO XL  
cm 70 x 18

**01473** CILINDRICI S  
Venduti in coppia (pz. 2).  
cm 30 x 18



**01905** CILINDRICO XS  
cm 45 x 14

Utilizzato come supporto dorsale e per il posizionamento antidecubito laterale.  
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01467**  
SEMILUNA XL  
cm 180 x 30

**01906**  
SEMILUNA XS  
cm 142 x 25



Mantiene e sostiene il paziente a livello delle spalle, del dorso, delle anche e delle ginocchia. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01469**  
DECUBITO LATERALE XL  
cm 180 x 30



**01907**  
DECUBITO LATERALE XS  
cm 140 x 26




Protegge il tallone dalla pressione di frizione e previene il decubito.  
Completa di fasce in velcro per il fissaggio.



**01475** TALLONIERA XL  
cm 30 x 12 x 24 h

**01908** TALLONIERA XS  
cm 26 x 9 x 17 h



Posizionati sulle ginocchia della persona seduta sostengono in relax le braccia.  
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01831**  
RELAX BRACCIA XL  
cm 56 x 35



**01909**  
RELAX BRACCIA XS  
cm 48 x 35



Cuscino adatto a tutte le morfologie. Posto tra le gambe come cuscino da abduzione o sotto i talloni per ridurre la pressione. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.



**01910 BONE XL**  
cm 36 x 24 x 11 h



**01911 BONE XS**  
cm 27 x 18 x 8 h

Per la rieducazione e l'esercizio dell'anomalia congenita o acquisita caratterizzata dalla flessione del piede «equino». Il cuscino è costituito in materiale viscoelastico ad alta densità con "memoria". Cinghie regolabili per modificare l'inclinazione del piede.




**01806 HANDIEQUIN**  
cm 57 x 18 x 9,5h - cm 12 x 18 x 23 h

Fissabile al materasso del letto. Supporta la posizione dei piedi nella prevenzione di decubito ai talloni.



**01468 SCARICO TALLONE**  
cm 90 x 16



Adatto per lo scarico delle gambe e dei talloni, limita l'angolo di apertura a livello delle ginocchia. Interno in materiale viscoelastico ad alta densità con "memoria".



**01807 HANDIPOD**  
cm 55 x 58 x 12 h



Adatto per lo scarico delle gambe e dei talloni, garantisce il corretto allineamento ortopedico degli arti inferiori, evita la frizione dei malleoli e delle articolazioni delle ginocchia, l'incrocio delle gambe e il basculamento laterale. Il cuscino è costituito in materiale viscoelastico ad alta densità con "memoria".



**01912 HANDIPOD EVO**  
cm 55 x 58

FODERA (ACCESSORIO) IN COTONE



Per tutti i modelli di cuscino che prevedono la fodera in poliuretano è possibile su richiesta acquistare anche la fodera *in cotone* bi-elastico, lavabile in lavatrice. Questo accessorio è consigliabile chiederlo al momento dell'acquisto del cuscino.



# Cuscini posturali

## 01426 KIT POSTURAL

Il Kit Postural è composto da un contenitore e 5 cuscini di varie dimensioni rivestiti in tessuto traspirante e lavabile; sono elastici, modellabili che ritornano sempre nella forma originale. I cuscini consentono il mantenimento di una buona postura della persona, ideale nella prevenzione di piaghe, come sostegno lombare, laterale e degli arti superiori ed inferiori.

## BORSA

Dimensioni cm 33 x 33 x 56 h



**01451** CUSCINO POSTURAL 120  
Dimensioni ø cm 25 x 37

**01450** CUSCINO POSTURAL 110  
Dimensioni ø cm 19 x 31

**01449** CUSCINO POSTURAL 100  
Dimensioni ø cm 19 x 17

**01452** CUSCINO POSTURAL 8  
Dimensioni cm 40 x 20 x 13 h

**01453** CUSCINO POSTURAL 88  
cm 50 x 28 x 13 h



Esempi di applicazione del kit postural