



CHEMIL srl

Via Germania 12/14 Padova
Tel. 049 8701971 – Fax 049 8701995
E-mail : info@chemil.it
Web site: www.chemil.it

SCHEMA TECNICA

COPRISCARPE IN TNT+PE MONOUSO NON STERILI CON ELASTICO

COD.ARTICOLO: 71110HL

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico di Classe I non sterile (D.L. n.46/97)

**DESCRIZIONE PRODOTTO: COPRISCARPE IN TNT CON
RIVESTIMENTO ESTERNO IN PE
ZIGRINATO ANTISCIVOLO. ELASTICO
ALLA CAVIGLIA**

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

**MATERIALE: TESSUTO NON TESSUTO (POLIPROPILENE)
25 gr/M²
STRATO DI POLIETILENE ZIGRINATO
spessore 0,035mm**

**DIMENSIONI: Altezza 18 cm
Lunghezza 40 cm ± 0,02mm
Apertura superiore 10 cm
Apertura superiore 38 cm (Elastico in tensione max)**

COLORI DISPONIBILI: Bianco/Azzurro

**CONFEZIONAMENTO: CARTONI DA 500PZ
Cod. art. 71110HL**

IMBALLO: CARTONI DA 1000 PZ