



CHEMIL srl

Via Canada 23 – 35127 Padova
Tel. 049 8792148 – Fax 049 8792405
E-mail : info@chemil.it
Web site: www.chemil.com

SCHEDA TECNICA

COPRISCARPE IN POLIETILENE (CPE) MONOUSO NON STERILI



SCHEMA TECNICA

COPRISCARPE IN CPE MONOUSO CON ELASTICO

COD. ARTICOLO: 71111

CLASSIFICAZIONE: Dispositivo medico di Classe I non sterile (D.L. n.46/97)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

MATERIALE: CPE (POLIETILENE) ZIGRINATO

DIMENSIONI: LUNGHEZZA 38 cm
ALTEZZA 14 cm
SPESSORE 0,025-0,030 mm


COLORI DISPONIBILI: AZZURRO

CONFEZIONAMENTO: ROTOLI DA 10 PEZZI
BUSTE IN PE DA 100 PZ (10 rotoli)

IMBALLO: CARTONI DA 2000 PZ



COPRISCARPE IN POLIETILENE (CPE) COD. 71111





CHEMIL srl

Via Canada 23 – 35127 Padova
Tel. 049 8792148 – Fax 049 8792405
E-mail : info@chemil.it
Web site: www.chemil.com

**ETICHETTA PRESENTE SULLE
BUSTE DA 100 PEZZI**



CHEMIL srl

Via Canada 23 – 35127 Padova
Tel. 049 8792148 – Fax 049 8792405
E-mail: info@chemil.it

COPRISCARPE CPE

COLORE AZZURRO

REF 71111

100 PEZZI

LOT Z06-193



03-2011



LATEX FREE

8019341 003719

**ETICHETTA PRESENTE SUL
CARTONE DA 2.000 PEZZI**



CHEMIL srl

Via Canada 23 – 35127 Padova
Tel. 049 8792148 – Fax 049 8792405
E-mail: info@chemil.it

COPRISCARPE CPE

COLORE AZZURRO

REF 71111

2.000 PEZZI

LOT Z06-193



03-2011



LATEX FREE

8019341 003719



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AL D.Lgs. N.46/97
(RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 93/42/CEE)

FABBRICANTE

CHEMIL SRL
Via Canada 23
35127 – PADOVA

PRODOTTI:

Copriscarpe in CPE (polietilene) monouso non sterili

La ditta CHEMIL SRL fabbricante dei dispositivi sopraindicati, dichiara sotto la propria responsabilità che gli stessi dispositivi soddisfano tutte le disposizioni applicabili dal D. Lgs. N.46/97 sui Dispositivi Medici.

Dichiara inoltre quanto segue:

- a) I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall'allegato I del D.Lgs. n.46/97
- b) I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I non sterili
- c) I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura
- d) I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche
- e) La documentazione tecnica specificata nell'allegato VII del D.Lgs. n.46/97 è conservata per un periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dei dispositivi. La stessa documentazione è a disposizione delle Autorità competenti.

Padova, 1 Marzo 2004

CHEMIL SRL
F. Bisello - Leg. Rappr.