

COMPRESSE EFFERVESCENTI FORDENT

CODICE ARTICOLO : CM 1040
CODICE EAN : 8002185500605

INGREDIENTI INCI

1	SODIUM BICARBONATE
2	SODIUM SULFATE
3	POTASSIUM MONOPERSULFATE
4	CITRIC ACID
5	SODIUM PERBORATE
6	PEG 150
7	E.D.T.A.
8	SODIUM LAURYL SULFATE
9	CETEARETH 20
10	AROMA MENTA - C.I. 45430 - C.I. 74260 - C.I. 74160

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRI	SPECIFICHE	METODO
aspetto	pastiglie circolari biconcave - gr. 3,33 - 3,65	visivo
colore	rosa tenue	visivo
odore	inodore	olfattivo
durezza	Superiore a 100 N	ASTM 276/77
pH sol. 2 %	6,4 - 8,5	pH metro
caratteristiche	Ossigeno attivo superiore a 1,2 %	

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

carica batterica totale	< 100 UFC/g-ml
lieviti	< 100 UFC/g-ml
muffe	< 100 UFC/g-ml
patogeni	assenti
microrganismi specifici ricercati	pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, candida albicans, escherichia coli

Metodod'analisi secondo Farmacopea Ufficiale Italiana

ULTIMO AGGIORNAMENTO
01.01.2007

