




CATETERI NELATON MASCHILI

Lung. 400 mm PVC SH 80 - 2 fori

Codice prodotto CNM

Ref. Nr. DIN-EN 1616: 1999-05 Classe 1 S



CH	COD. ART.	DIAMETRI	COLORE	CONF. PZ.
08	CNM 08	2.7x1.5	CELESTE	1500
10	CNM10	3.3x2.0	NERO	1500
12	CNM12	4.0x2.5	BIANCO	1500
14	CNM14	4.7x3.0	VERDE	1500
16	CNM16	5.3x3.4	ARANCIONE	1000
18	CNM18	6.0x4.0	ROSSO	1000
20	CNM20	6.7x4.7	GIALLO ZOLFO	1000
22	CNM22	7.3x4.9	VIOLA	1000



SCHEMA TECNICA
CATETERI NELATON MASCHILI

Codice prodotto: CNM

Prodotto	“ORLYCATNEL” Catetere NELATON Maschile Codice prodotto CNM.....
Normativa	DIN - EN 1616: 1999-05 CLASSE 1S
Specifiche e	Vedere illustrazione allegata Pag. 3
Caratteristiche	Lunghezza: 38/40 cm - Monouso - Apirogeno - Atossico. Disponibili nelle misure CH 08-12-14-16-18-20-22 Punta chiusa ed atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, asimetrici Raccordo conico conforme ai codici colore Materiale PVC grado medicale. Materiale esente da lattice - FREE LATEX -. Durezza A80 Shore Non contiene lattice.
Confezionamento	Ogni catetere è confezionato in blister singolo, con carta medicale accoppiata CA + PE. Su ogni blister sono indicati: - Numero di carrier CH - Lotto N°... - Data di produzione - Data di scadenza - Metodo di sterilizzazione
Imballo	Buste da 100 pezzi cadauna Cartoni da 1500 pezzi per le misure CH8-10-12-14 Cartoni da 1000 pezzi per le misure CH16-18-20-22
Conservazione	Conservare il prodotto in locali con temperatura e umidità ambiente, nonché nella sua confezione originale.
Sterilizzazione	Ad ossido di etilene - Ad ossido di etilene Validità 5 anni dalla data di produzione.
Officina di Produzione	Orly General Supply S.r.l. - Officina di produzione propria - Via G. Galilei, 47/49 Mirandola (MO)
Ente Certificatore “CE”	Istituto Superiore di Sanità - Roma “CE” 0373 - Classe 1S - come da allegato Certificato, garantendo il rispetto delle norme ISO 9002 e EN 46002
Cod. CND	U01010502
N° repertorio	18255
ATTENZIONE	Si avverte che tutte le condizioni tecniche riportate sono garantite purchè le confezioni siano integre

ORLYCND


CATETERI NELATON FEMMINILI

Lung. 180 mm PVC SH80 - 2 fori

Codice prodotto CND

Ref. Nr. DIN-EN 1616: 1999-05 Classe 1 S

CH	COD. ART.	DIAM.	COLORE	CONF. PZ.
08	CND 08	2.7x1.5	CELESTE	1500
10	CND 10	3.3x2.0	NERO	1500
12	CND 12	4.0x2.5	BIANCO	1500
14	CND 14	4.7x3.0	VERDE	1500
16	CND 16	5.3x3.4	ARANCIONE	1500
18	CND 18	6.0x4.0	ROSSO	1500





SCHEMA TECNICA
CATETERI NELATON FEMMINILI

Codice prodotto: CND

Prodotto	“ORLYCATNEL” Catetere NELATON Maschile Codice prodotto CND.....
Normativa	DIN - EN 1616: 1999-05 CLASSE 1S
Specifiche e	Vedere illustrazione allegata Pag. 4
Caratteristiche	Lunghezza: 38/40 cm - Monouso - Apirogeno - Atossico. Disponibili nelle misure CH 08-12-14-16 Punta chiusa ed atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, asimmetrici Raccordo conico conforme ai codici colore Materiale PVC grado medicale. Materiale esente da lattice - FREE LATEX -. Durezza A80 Shore
Confezionamento	Ogni catetere è confezionato in blister singolo, con carta medicale accoppiata CA + PE. Su ogni blister sono indicati: - Numero di carrier CH - Lotto N°... - Data di produzione - Data di scadenza - Metodo di sterilizzazione
Imballo	Buste da 100 pezzi cadauna Cartoni da 1500 pezzi
Conservazione	Conservare il prodotto in locali con temperatura e umidità ambiente, nonché nella sua confezione originale.
Sterilizzazione	Ad ossido di etilene - Ad ossido di etilene Validità 5 anni dalla data di produzione.
Officina di Produzione	Orly General Supply S.r.l. - Officina di produzione propria - Via G. Galilei, 47/49 Mirandola (MO)
Ente Certificatore “CE”	Istituto Superiore di Sanità - Roma “CE” 0373 - Classe 1S - come da allegato Certificato, garantendo il rispetto delle norme ISO 9002 e EN 46002
Cod. CND	U01010502
N° repertorio	18256
ATTENZIONE	Si avverte che tutte le condizioni tecniche riportate sono garantite purchè le confezioni siano integre


ORLYRECT

CATETERI RETTALI

Lung. 400 mm PVC SH 80 - 2 fori

Codice prodotto CRT

Ref. Nr. DIN 13 273 / 04.73 Classe 1S



CH	COD. ART.	DIAM.	COLORE	CONF. PZ.
20	CRT20	6.7x4.7	GIALLO	1000
22	CRT22	7.3x4.9	VIOLA	1000
24	CRT24	8.1x5.4	BLU	1000
26	CRT26	8.6x6.0	AZZURRO	1000
28	CRT28	9.3x6.9	VERDE	1000
30	CRT30	10.0x7.4	GRIGIO	1000
32	CRT32	10.7x8.1	MARRONE	1000



SCHEMA TECNICA
CATETERI RETTALI
Codice prodotto: CRT

Prodotto	“ORLYCATNEL” Catetere NELATON Maschile Codice prodotto CRT.....
Normativa	DIN 13273/04.73 CLASSE 1S
Specifiche e	Vedere illustrazione allegata Pag.5
Caratteristiche	Lunghezza: 38/40 cm - Monouso - Apirogeno - Atossico. Disponibili nelle misure CH 22-24-26-28-30-32 Punta chiusa ed atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, asimmetrici Raccordo conico conforme ai codici colore Materiale PVC grado medicale. Materiale esente da lattice - FREE LATEX -. Durezza A80 Shore
Confezionamento	Ogni catetere è confezionato in blister singolo, con carta medicale accoppiata CA + PE. Su ogni blister sono indicati: - Numero di carrier CH - Lotto N°... - Data di produzione - Data di scadenza - Metodo di sterilizzazione
Imballo	Buste da 100 pezzi cadauna Cartoni da 1000 pezzi
Conservazione	Conservare il prodotto in locali con temperatura e umidità ambiente, nonché nella sua confezione originale.
Sterilizzazione	Ad ossido di etilene - Ad ossido di etilene Validità 5 anni dalla data di produzione.
Officina di Produzione	Orly General Supply S.r.l. - Officina di produzione propria - Via G. Galilei, 47/49 Mirandola (MO)
Ente Certificatore “CE”	Istituto Superiore di Sanità - Roma “CE” 0373 - Classe 1S - come da allegato Certificato, garantendo il rispetto delle norme ISO 9002 e EN 46002
Cod. CND	G020301
N° repertorio	18254
ATTENZIONE	Si avverte che tutte le condizioni tecniche riportate sono garantite purchè le confezioni siano integre




CATETERI ASPIRAZIONE

Lung. 500 mm PVC SH 80 - 2 fori

Codice prodotto CASP

Ref. Nr. UNI-EN 1733:

GIUGNO 1998 Classe 2A



CH	COD. ART.	DIAMETRI	COLORE
08	CASP 08	2.7x1.7	CELESTE
10	CASP10	3.3x2.1	NERO
12	CASP12	4.0x2.7	BIANCO
14	CASP14	4.7x3.3	VERDE
16	CASP16	5.3x3.7	ARANCIONE
18	CASP18	6.0x4.2	ROSSO



SCHEMA TECNICA
SONDE DI ASPIRAZIONE

Codice prodotto: CASP

Prodotto	“ORLYCATNEL” Catetere NELATON Maschile Codice prodotto CRT.....
Normativa	DIN 13273/04.73
Specifiche e	Vedere illustrazione allegata Pag.6
Caratteristiche	Lunghezza: 50 ± 2 cm - Monouso - Apirogeno - Atossico. Disponibili nelle misure CH 08-12-14-16-18 Punta chiusa ed atraumatica con 2 fori laterali contrapposti, asimetrici Raccordo conico conforme ai codici colore Materiale PVC grado medicale. Materiale esente da lattice - FREE LATEX -. Durezza A80 Shore Non contiene lattice.
Confezionamento	Ogni catetere è confezionato in blister singolo, con carta medicale accoppiata. Su ogni blister sono indicati: - Numero di carrier CH - Lotto N°... - Data di produzione - Data di scadenza - Metodo di sterilizzazione
Imballo	Buste da 100 pezzi cadauna Cartoni da 1000 pezzi
Conservazione	Conservare il prodotto in locali con temperatura e umidità ambiente, nonché nella sua confezione originale.
Sterilizzazione	Ad ossido di etilene - Ad ossido di etilene Validità 5 anni dalla data di produzione.
Officina di Produzione	Orly General Supply S.r.l. - Officina di produzione propria - Via G. Galilei, 47/49 Mirandola (MO)
Ente Certificatore “CE”	Istituto Superiore di Sanità - Roma “CE” 0373 - Classe 1S - come da allegato Certificato, garantendo il rispetto delle norme ISO 9002 e EN 46002
Cod. CND	A06010103
N° repertorio	18270
ATTENZIONE	Si avverte che tutte le condizioni tecniche riportate sono garantite purchè le confezioni siano integre