


**SCHEDA TECNICA PRODOTTO**

<b>Prodotto</b>	Codice Celtex	<b>62.607</b>
	Codice cliente	
	Descrizione <b>LENZUOLINO MEDILUX</b>	

<b>Materia prima</b>	Qualità	Descrizione	<b>Pura cellulosa 100%</b>
	Veli	Nr.	<b>2</b>
	Grammatura per velo	gr/mq (+/- 0,5)	<b>17</b>
	Colore	Descrizione	<b>Bianco</b>
	Grado di bianco	%	<b>82</b>
	Metodo di sbiancamento	Tipo/no	<b>ECF</b>
	Contenuto cenere	%	<b>1</b>
	Assorbimento per immersione	%	<b>439</b>
	Assorbimento metodo Klemm	mm/10'	<b>100</b>
	Velocità di assorbimento	sec.	<b>---</b>
	Resistenza alla trazione a secco longitudinale	N/m (+/- 50)	<b>393</b>
	Resistenza alla trazione a secco trasversale	N/m (+/- 50)	<b>240</b>
	Resistenza alla trazione a umido longitudinale	N/m (+/- 30)	<b>99</b>
	Resistenza alla trazione a umido trasversale	N/m (+/- 30)	<b>41</b>
	Goffratura	no/tipo	<b>Microgoffratura</b>
Tipo adesione veli	Descrizione	<b>Punta Punta System</b>	
Idoneo contatto alimentare	si/no	<b>Si</b>	

<b>Servizio</b>	Altezza formato/rotolo	cm	<b>60,0</b>
	Lunghezza formato	cm	<b>38</b>
	Perforazione	si/no	<b>Si</b>

<b>Rotolo</b>	Strappi	Nr.	<b>211</b>
	Lunghezza rotolo	mt.	<b>80</b>
	Diametro rotolo	cm	<b>14,8</b>
	Diametro foro anima	mm	<b>39</b>
	Anima	Tipo	<b>Dura</b>
	Imballo rotolo	Tipo	<b>Polietilene</b>
	Codice EAN confezione		<b>---</b>

<b>Collo</b>	Imballo collo	Tipo	<b>Scatola</b>
	Rotoli x collo	Nr.	<b>9</b>
	Codice EAN collo		<b>8.022.650.626.074</b>
	Misure del collo (L x P x H)	cm	<b>40 x 40 x 60</b>

<b>Pallet</b>	Pallet	Tipo	<b>Epal</b>
	Colli per pallet	nr.	<b>32</b>
	Misure pallet (L x P x H)	cm	<b>80 x 120 x 255</b>

*I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della nostra gamma standard e sono forniti a solo titolo di informazione.*

*Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta.*