



OS/12A – OS/12AXT – OS/12AT – OS/2M

CANNULA NASALE PER OSSIGENOTERAPIA
NASAL CANNULA FOR OXYGEN THERAPY



Distributore nasale
NASAL DISTRIBUTOR

Cannula nasale monouso per ossigenoterapia con anello di posizionamento e tubo antischiacciamento
Disposable nasal cannula for oxygen therapy with sure flow tubing and positioning ring

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

REF	OS12A
INDICAZIONI INDICATIONS	Ossigenoterapia Oxygen therapy
DIMENSIONI DISTRIBUTORE NASALE NASAL DISTRIBUTOR DIMENSIONS	14,5 ± 0,2 mm x 11,5 ± 0,2 mm
DIAMETRO DISTRIBUTORE NASALE NASAL DISTRIBUTOR DIAMETER	∅ int. 3 ± 0,2 mm ∅ ext. 4,5 ± 0,2 mm
DISTRIBUTORE NASALE NASAL DISTRIBUTOR	Morbido atraumatico in PVC medicale Soft non-traumatic medical grade PVC
MATERIALE-MATERIAL	PVC di grado medicale. Prodotto senza lattice Medical grade PVC. Latex-free
LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH	210 ± 5cm
TUBO DI RACCORDO AL DISTRIBUTORE NASALE CONNECTION TUBING TO NASAL DISTRIBUTOR	∅ int. 3 ± 0,2 mm – ∅ ext. 4 ± 0,2 mm Lunghezza 50 ± 5cm - Length 55 ± 5cm
TUBO DI RACCORDO ALL'OSSIGENO CONNECTION TUBING TO OXYGEN	∅ int. 3,5 ± 0,2 mm – ∅ ext. 5 ± 0,2 mm Lunghezza 160 ± 5cm attacco femmina universale Length 160 ± 5cm with universal female socket
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC. Class IIA device

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Singola in busta termosaldata Singly packed in sealed pouch
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	50 pezzi in scatola di cartone 50 pcs in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +40°C – Umidità relativa: 20%÷80% Temperature: 0°C ÷ +40°C –Relative Humidity: 20%÷80%
SCADENZA EXPIRY	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione 5 years from production date indicated on the package

ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODELLO MODEL	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	CONF. PRIMARIO PRIMARY PACKAGING	CONF. VENDITA SALE PACKAGING
OS/12AXT	Come OS/12A – tubo raccordo all'O ₂ , L = 2,5mt As OS/12A – tubing to the O ₂ , L = 2,5 mt	Vedi OS/12A See OS/12A	50 pezzi in scatola di cartone 50pcs in carton box
OS/12AT	Come OS/12A – tubo di raccordo all'O ₂ , L = 5mt As OS/12A – tubing to the O ₂ , L = 5mt		
OS/2M	Come OS/12A – As OS/12A	Singola in busta termosaldata e scatola di cartone. Singly packed in sealed pouch and carton box	50 pezzi in scatola di cartone 50pcs in carton box

52500241BR4E



Via Costoli, 4 – Vicchio (Florence Italy) * tutti i diritti riservati-all rights reserved
Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche senza preavviso
The right to make technical improvements without notice is reserved