

## OS/50 - OS/50P

### MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTA CONCENTRAZIONE HIGH CONCENTRATION MASK FOR OXYGEN THERAPY

#### MODELLO DI RIFERIMENTO – REFERENCE MODEL OS/50

Maschera monouso con valvole  
antiriflusso e sacchetto in plastica – adulti

*Disposable mask with plastic bag and  
check valves - adults*



#### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

<b>MATERIALE</b> <i>MATERIAL</i>	Maschera e tubo: PVC di grado medicale Sacchetto: polietilene. Senza Lattice <i>Mask and tubing: medical grade PVC Bag: Polyethylene. Latex-free</i>
<b>DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO</b> <i>EXT. TUBING DIAMETER</i>	6 mm – antischiacciamento <i>6 mm – sure flow tubing</i>
<b>DIAMETRO INTERNO DEL TUBO</b> <i>INTERNAL TUBING DIAMETER</i>	3 mm
<b>CAPACITA' SERBATOIO</b> <i>RESERVOIR CAPACITY</i>	1 litro <i>1 liter</i>
<b>LUNGHEZZA PROLUNGA E TIPO DI CONNESSIONE</b> <i>LENGTH OF TUBING AND TYPE OF CONNECTION</i>	210 cm - femmina/femmina universali <i>210 cm – female/ female universal socket</i>
<b>CONFORMITA' ALLA NORMATIVA</b> <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA <i>Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIA device</i>

#### CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

<b>CONFEZIONE PRIMARIA</b> <i>PRIMARY PACKAGING</i>	Singola in busta termosaldata di PE <i>Singly packed in PE sealed pouch</i>
<b>CONFEZIONE DI VENDITA</b> <i>SALE PACKAGING</i>	50 pezzi in scatola di cartone <i>50 pcs in carton box</i>
<b>IMMAGAZZINAMENTO</b> <i>STORAGE</i>	Temperatura: 0 ÷ +40 °C Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0 ÷ +40 °C Relative Humidity: 20% ÷ 80%</i>
<b>DATA DI SCADENZA</b> <i>EXPIRY</i>	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>5 years from production date indicated on the package</i>

#### ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

MODEL <i>MODEL</i>	CARATTERISTICHE TECNICHE <i>TECHNICAL FEATURES</i>	CONFEZIONAMENTO <i>PACKAGING</i>
<b>OS/50P</b>	Come OS/50 – versione pediatrica con maschera di dimensioni idonee <i>As OS/50 – pediatric kind with smaller mask</i>	Vedi OS/50 <i>See OS/50</i>

52500471BR4A