



PROVING IT

EVERY DAY

**CATALOGO PRODOTTI
PER LA CURA, IL TRATTAMENTO E
LA PREVENZIONE DELLE FERITE**


Mölnlycke®

Indice

Medicazioni Assorbenti in Schiuma di Poliuretano	10
Medicazioni Assorbenti in Schiuma di Poliuretano Bordate	12
Medicazioni di Contatto	15
Medicazioni Post-Operatorie	15
Medicazioni per Cicatrici	16
Medicazioni Antimicrobiche	16
Wound Bed Preparation	18
Fibre Gelificanti	19
Sostituto Dermico Porcino	19
Medicazioni Trasparenti in Film di Poliuretano	20
Medicazioni Adesive con Tampone Assorbente	22
Medicazioni di Fissaggio	22
Medicazioni Assorbenti e Super Assorbenti	24
Garze e Tamponi in Tessuto Non Tessuto	25
Prodotti dermatologici	27
Sistemi per il Posizionamento e Movimentazione del Paziente	29

Legenda iconografica

per individuare facilmente le caratteristiche delle nostre medicazioni



SafetaC
TECHNOLOGY


Medicazioni con Safetac per ridurre i cambi di medicazioni e il dolore alla rimozione



Mölnlycke è una società **leader nel campo dei dispositivi medici**. Fornisce soluzioni eccellenti per procedure chirurgiche sicure ed efficienti e una **cura delle ferite** delicata ed efficace. Come azienda globale, collaboriamo con oltre 550 fornitori e costruiamo rapporti solidi e a lungo termine a vantaggio di entrambe le parti. Approvvigionamento continuo, qualità superiore e costi complessivi competitivi sono le chiavi del nostro successo.



La nostra impronta globale



The Mölnlycke story: un patrimonio d'avanguardia





Il nostro impegno per l'ambiente

Per adempiere ai principi delle nostre politiche ambientali, abbiamo fissato quattro obiettivi chiave:



Gestione dei rifiuti

Migliorare costantemente le modalità di utilizzo dei materiali nella produzione, per ridurre i rifiuti nocivi e le emissioni.



Emissioni

Ridurre costantemente la quantità di emissioni di CO₂ prodotte per ciascuna tonnellata di prodotti finiti.



Sostanze chimiche

Ridurre costantemente l'utilizzo di sostanze chimiche classificate come pericolose per l'ambiente.



Consumo di energia

Ridurre costantemente la quantità di energia consumata presso i nostri stabilimenti per ciascuna tonnellata di prodotti finiti.

Il nostro impegno sociale

Oltre 10 anni di sostegno a Operation Smile

Operation  Smile



Supporto continuo a Debra e ad altri enti di beneficenza

 **debra** for people whose skin doesn't work the way it should



Uniti nell'impegno contro le catastrofi globali

MEDICSWITHOUTVACATION
ARTSEN ZONDER VAKANTIE
MEDECINS SANS VACANCES
KNOWLEDGE HEALS





Con le medicazioni Safetac® il risultato è assicurato!

Le medicazioni® che ti vogliamo offrire non danneggiano la cute, non peggiorano la ferita, non danno allergie o irritazioni causate dai collanti presenti nei cerotti tradizionali e soprattutto... non fanno male alla rimozione.

Nell'immagine qui riportata che è parte dello studio del Dr. Dykes, puoi vedere cosa succede quando togli un cerotto con colla dalla tua pelle.



Scegliere Mölnlycke Health Care è tutta una questione di RISULTATI.

Le medicazioni Safetac® sono la scelta sicura per te e i tuoi pazienti

Le medicazioni Safetac® di Mölnlycke Health Care hanno contribuito ad ottimizzare il comfort, ripristinare la fiducia e a creare un risultato migliore per milioni di pazienti.

Scegliere Mölnlycke Health Care significa:

- soluzioni vantaggiose in termini costo/beneficio
- medicazioni e trattamenti basati su una solida evidenza scientifica e clinica ospedaliera
- diverse soluzioni di trattamento per diverse tipologie di ferite
- una particolare attenzione al paziente per migliorare la sua qualità di vita



Le medicazioni Safetac® sono la scelta sicura per te e i tuoi pazienti

MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO

Schiuma di poliuretano assorbente

Mepilex®



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con strato Safetac®, ideale per la gestione di un'ampia gamma di ferite essudanti.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
294015	cm 5 x 5	5 / 8	40	
294100	cm 10 x 10	5 / 14	70	09.21.12.003 04.49.18.603
294200	cm 10 x 20	5 / 9	45	04.49.18.606
294300	cm 15 x 15	5 / 5	25	
294400	cm 20 x 20	5 / 4	20	09.21.12.006
294500	cm 20 x 50	2 / 6	12	

Schiuma di poliuretano assorbente, sottile

Mepilex® Lite



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con strato Safetac®, ideale per la gestione di un'ampia gamma di ferite essudanti.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
284000	cm 6 x 8,5	5 / 14	70	
284100	cm 10 x 10	5 / 10	50	09.21.12.003 04.49.18.603
284300	cm 15 x 15	5 / 10	50	04.49.18.603
284500	cm 20 x 50	4 / 12	24	

Schiuma di poliuretano assorbente, sagomata per tallone

Mepilex® Heel



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano e strato Safetac®, conformata per il tallone, per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. Può essere fissata con una maglia tubolare tipo Tubifast®.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	LEA
288100	cm 13 x 20	5 / 5	25	
288300	cm 15 x 22	5 / 6	30	04.49.18.609

MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO

Schiuma di poliuretano assorbente con canali esclusivi

Mepilex® XT



Medicazione altamente assorbente in schiuma di poliuretano con strato Safetac® e con canali esclusivi, per la tutte le fasi di trattamento delle ferite essudanti.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
211015	cm 5 x 5	5 / 8	40	
211100	cm 10 x 10	5 / 14	70	09.21.12.003 04.49.18.603
211200	cm 10 x 20	5 / 9	45	04.49.18.606
211300	cm 15 x 15	5 / 5	25	
211400	cm 20 x 20	5 / 4	20	09.21.12.006
211500	cm 20 x 50	2 / 6	12	

Schiuma di poliuretano per il drenaggio degli essudati

Mepilex® Transfer



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano sottile per il drenaggio degli essudati. Si può tagliare e tenere in situ più giorni.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
294502	cm 20 x 50	4 / 6	24
294600	cm 7,5 x 8,5	5 / 14	70
294700	cm 10 x 12	5 / 10	50
294800	cm 15 x 20	5 / 8	40



MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO


Schiuma di poliuretano assorbente

Lyofoam® Max

Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
603200	cm 7,5 x 8,5	10 / 12	120	
603201	cm 10 x 10	10 / 6	60	09.21.12.003 04.49.18.603
603203	cm 10 x 20	10 / 6	60	04.49.18.606
603204	cm 15 x 15	10 / 7	70	
603205	cm 15 x 20	10 / 6	60	04.49.18.609
603206	cm 20 x 20	10 / 8	80	09.21.12.006
Versione con Taglio a T				
603207	cm 9 x 9	10 / 6	60	



MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO BORDATE

Schiuma di poliuretano assorbente con bordo

Mepilex® Border



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo e strato Safetac®.

Non richiede ulteriori sistemi di fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
295200	cm 7,5 x 7,5	5 / 14	70	
295300	cm 10 x 10	5 / 10	50	
295400	cm 15 x 15	5 / 10	50	09.21.12.012
295410	cm 17,5 x 17,5	5 / 7	35	09.21.12.012
295600	cm 15 x 20	5 / 10	50	09.21.12.012
295800	cm 10 x 20	5 / 5	25	09.21.12.009
295850	cm 10 x 25	5 / 7	35	09.21.12.009 04.49.18.606
295900	cm 10 x 30	5 / 5	25	09.21.12.012

MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO BORDATE

Schiuma di poliuretano assorbente, con bordo e tecnologia Flex

Mepilex® Border Flex **NEW**



Medicazione con bordo, in schiuma di poliuretano altamente assorbente, a cinque strati con struttura fessurata con Tecnologia Proprietaria Flex, per assecondare i movimenti del corpo e evitare che la medicazione si stacchi in anticipo. Strato di contatto con la lesione in silicone morbido Safetac e Innovativo Sistema di Monitoraggio dell'Essudato sulla superficie esterna che consente di seguire e documentare oggettivamente la diffusione dell'essudato, evitando così cambi eccessivi della medicazione.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO
595200	cm 7,5x7,5	5	50	
595300	cm 10x10	5	50	
595000	cm 12,5x12,5	5	50	09.21.12.009
595400	cm 15x15	5	50	09.21.12.012
595600	cm 15x20	5	50	09.21.12.012

Schiuma di poliuretano assorbente, sottile con bordo

Mepilex® Border Lite



Mepilex® Border Lite è una medicazione assorbente in schiuma di poliuretano sottile studiata per una vasta gamma di ferite. Minimizza il dolore percepito dal paziente ai cambi di medicazione. Medicazione completa, facile da usare, non necessita extra-fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
281000	cm 4 x 5	10 / 7	70
281100	cm 5 x 12,5	5 / 13	65
281200	cm 7,5 x 7,5	5 / 14	70
281300	cm 10 x 10	5 / 10	50
281500	cm 15 x 15	5 / 10	50

Medicazione in schiuma di poliuretano con bordo conformata per il tallone

Mepilex® Border Heel



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo e strato Safetac®, conformata per il tallone. Ideale per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. Non richiede ulteriore fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO
282710	cm 22 x 23	10 / 3	30	09.21.12.009

MEDICAZIONI ASSORBENTI IN SCHIUMA DI POLIURETANO BORDATE

Schiuma di poliuretano assorbente, con bordo, sagomata per il sacro

Mepilex® Border Sacrum



Medicazione assorbente in schiuma di poliuretano con bordo e strato Safetac®, conformata per la zona sacrale. Per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pressione. Non richiede ulteriore fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO
282010	cm 16 x 20	10 / 5	50	09.21.12.012
282410	cm 22 x 25	10 / 3	30	09.21.12.012
282500	cm 15 x 15	5 / 10	50	09.21.12.009

Medicazione assorbente multisite con bordo

Mepilex® Border Flex Multisite



Medicazione assorbente multisite con bordo e strato di contatto in silicone morbido Safetac®. Grazie alla sua innovativa forma ovale consente di medicare distretti anatomici difficili come spalla, gomito e ginocchia. Il tampone assorbente è pluristratificato e presenta "flex cut" per una maggiore flessibilità.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO
283300	cm 13 x 16	5 / 7	35	09.21.12.009
283400	cm 15 x 19	5 / 9	45	09.21.12.012



MEDICAZIONI DI CONTATTO

Medicazione di contatto trasparente, non assorbente

Mepitel®



Medicazione di contatto protettiva e trasparente, con Safetac®. È riposizionabile, permette il passaggio dell'essudato verso la medicazione secondaria. Non aderisce alla ferita. Può rimanere in sede per 14 giorni. Strato Safetac su entrambi i lati.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
290510	cm 5 x 7,5	10 / 5	50
290710	cm 7,5 x 10	10 / 4	40
291010	cm 10 x 18	10 / 7	70
292005	cm 20 x 30	5 / 6	30

Mepitel® One



Medicazioni di contatto protettiva, in rete di poliuretano trasparente che non danneggia la cute neoformata e non disturba i processi di guarigione: è l'alternativa ideale della garza grassa. Strato Safetac su 1 solo lato.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
289100	cm 5 x 7,5	10 / 7	70
289300	cm 7,5 x 10	10 / 4	40
289500	cm 10 x 18	10 / 7	70
289700	cm 17 x 25	5 / 8	40

MEDICAZIONI POST-OPERATORIE

Medicazione assorbente post operatoria

Mepilex® Border Post-Op



Medicazione assorbente post-operatoria con bordo trasparente e strato di contatto Safetac® in silicone morbido.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
496100	cm 6 x 8	10 / 8	80	
496200	cm 9 x 10	10 / 7	70	
496300	cm 10 x 15	10 / 10	100	
496400	cm 10 x 20	10 / 12	120	09.21.12.009
496450	cm 10 x 25	10 / 6	60	09.21.12.009 04.49.18.603
496600	cm 10 x 30	10 / 4	40	09.21.12.012
496650	cm 10 x 35	5 / 11	55	09.21.12.012

MEDICAZIONI PER CICATRICI

Medicazione per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi

Mepiform®



Mepiform® è una medicazione adesiva in morbido silicone, sottile e flessibile, per il trattamento e la prevenzione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. Lo strato di contatto in morbido silicone è SafetaC®.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
293640	cm 4 x 30	5 / 10	50
293740	cm 5 x 7,5	5 / 5	25
293750	cm 10 x 18	5 / 7	35

MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE

Schiuma di poliuretano assorbente, antimicrobica

Mepilex® Ag



Medicazione in schiuma di poliuretano, per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
287110	cm 10 x 10	5 / 14	70	09.21.12.003 04.49.15.506
287210	cm 10 x 20	5 / 9	45	04.49.15.509
287310	cm 15 x 15	5 / 5	25	04.49.15.503
287410	cm 20 x 20	5 / 4	20	09.21.12.006
287510	cm 20 x 50	2 / 6	12	

Medicazione ad alta assorbenza antimicrobica in alginato di calcio e sodio

Melgisorb® Ag

Medicazione ad alta assorbenza in fibre di alginato di Ca, CMC e Argento, per la gestione di ferite essudanti infette. A contatto con l'essudato forma un gel che mantiene un ambiente umido ottimale per la guarigione.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
256055	cm 5 x 5	10 / 10	100	
256105	cm 10 x 10	10 / 10	100	09.21.12.003 04.49.15.506
256155	cm 15 x 15	10 / 10	100	04.49.15.503
256205	cm 20 x 30	5 / 10	50	
256605	cm 3 x 44	10 / 10	100	

MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE

Schiuma di poliuretano assorbente con bordo, antimicrobica

Mepilex® Border Ag



Medicazione in schiuma di poliuretano con bordo, per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni. Non richiede ulteriori sistemi di fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
395200	cm 7,5 x 7,5	5 / 14	70	
395300	cm 10 x 10	5 / 10	50	
395400	cm 15 x 15	5 / 10	50	09.21.12.012
395600	cm 15 x 20	5 / 9	45	09.21.12.012
395700	cm 10 x 25	5 / 7	35	09.21.12.009 04.49.15.506
395800	cm 10 x 20	5 / 7	35	09.21.12.009 04.49.15.506
395900	cm 10 x 30	5 / 5	25	09.21.12.012

Schiuma di poliuretano assorbente, antimicrobica, sagomata per tallone

Mepilex® Heel Ag



Medicazione sagomata per il tallone, in schiuma di poliuretano per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni. Può essere fissato con una maglia tubolare, tipo Tubifast®.




CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
388100	cm 13 x 20	5 / 5	25
388300	cm 15 x 22	5 / 6	30

Schiuma di poliuretano assorbente con bordo, antimicrobica, sagomata per il sacro

Mepilex® Border Sacrum Ag



Medicazione conformata per la zona sacrale, in schiuma di poliuretano con bordo, per ferite infette. Sviluppa l'attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 7 giorni. Non richiede ulteriori sistemi di fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
382000	cm 18 x 18	5 / 8	40	09.21.12.012
382400	cm 23 x 23	5 / 5	25	09.21.12.012 04.49.15.503

MEDICAZIONI ANTIMICROBICHE

Medicazione antimicrobica assorbente e drenante in schiuma di poliuretano

Mepilex® Transfer Ag



Medicazione antimicrobica assorbente in schiuma di poliuretano sottile con strato di contatto SafetaC® per il drenaggio degli essudati. La medicazione sviluppa la sua attività antimicrobica entro 30 minuti dall'applicazione e fino a 14 giorni.

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
394000	cm 7,5 x 8,5	10 / 7	70
394100	cm 10 x 12,5	5 / 10	50
394500	cm 20 x 50	2 / 6	12
394700	cm 12,5 x 12,5	5 / 10	50
394800	cm 15 x 20	10 / 5	50

WOUND BED PREPARATION

Compresa in tessuto non tessuto, a contenuto salino

Mesalt®



Compresa assorbente in tessuto non tessuto a contenuto salino per ferite infette.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
285580	cm 5 x 5	30 / 8	240
285780	cm 7,5 x 7,5	30 / 8	240
286080	cm 10 x 10	30 / 6	180
285280	cm 2 x 100	10 / 8	80

Medicazione ad alta assorbenza in alginato di calcio e sodio

Melgisorb® Plus

Medicazione ad alta assorbenza in alginato di calcio e sodio ideale per ferite da moderatamente a molto essudanti, a contatto con l'essudato forma un gel che mantiene un ambiente umido ottimale per la guarigione.




CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
252000	cm 5 x 5	10 / 10	100	
252200	cm 10 x 10	10 / 10	100	09.21.12.003
252500	cm 10 x 20	10 / 10	100	04.49.03.109
253500	cm 3 x 45	5 / 10	50	04.49.03.106

FIBRE GELIFICANTI

Medicazione in fibra gelificante con tecnologia Hydrolock

Exufiber®

Medicazione in fibra gelificante con tecnologia Hydrolock®. Exufiber® assorbe e trattiene essudati da moderati a molto abbondanti. A contatto con i fluidi, le fibre di Exufiber® interagiscono con gli essudati e gelificano, facilitando la guarigione della lesione in ambiente umido e la rimozione durante il cambio di medicazione.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA	ISO/LEA
603300	cm 5 x 15			04.49.09.303
603301	cm 10 x 10	10 / 6	60	09.21.12.003 04.49.09.306
603302	cm 15 x 15	10 / 6	60	04.49.09.309
603303	cm 20 x 30	5 / 4	20	
603308	cm 2 x 45	5 / 4	20	04.49.09.306

SOSTITUTO DERMICO PORCINO

Xenotrapianto di origine porcina

EZ Derm®

EZ Derm è uno xenotrapianto di origine porcina in cui le fibre di collagene sono unite tramite legame crociato con un'aldeide. È indicato per il trattamento di lesioni a spessore parziale con perdita di sostanza quali: ustioni, trattamento delle zone di prelievo (donor site), ulcere vascolari e come copertura temporanea prima di autotrapianto.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
Versione Non Traforata			
131700	cm 8 x 122	1 / 2	2
131701	cm 8 x 61	1 / 2	2
131702	cm 8 x 30	2 / 2	4
131703	cm 8 x 10	5 / 2	10
131704	cm 17 x 48	1 / 2	2
131705	cm 5 x 5	10 / 2	20
Versione Traforata			
131710	cm 8 x 122	1 / 2	2
131711	cm 8 x 61	1 / 2	2
131712	cm 8 x 30	2 / 2	4
131713	cm 8 x 10	5 / 2	10
131714	cm 17 x 46	1 / 2	2
131715	cm 5 x 5	10 / 2	20

Medicazione adesiva, trasparente, in film di poliuretano con taglio IV

Mepore® IV

Medicazione adesiva, trasparente, in film di poliuretano, impermeabile e traspirante, ideale per la medicazione e il fissaggio di diverse tipologie di cateteri intravascolari. Il taglio IV che caratterizza Mepore IV è rinforzato con uno strato di tessuto non tessuto.




CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
274000	cm 5,5 x 5	100 / 6	600
274200	cm 8 x 9	70 / 3	210
274400	cm 10 x 11	70 / 3	210

Medicazione adesiva, trasparente, in film di poliuretano

Mepore® Film



Medicazione adesiva, trasparente e flessibile in film di poliuretano, impermeabile e traspirante. Ideale per il fissaggio di dispositivi, come medicazione secondaria a coperture o come prevenzione da frizione. Sistema di applicazione con cornice.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
270600	cm 6 x 7	100 / 6	600
271500	cm 10 x 12	70 / 3	210
272500	cm 10 x 25	20 / 5	100
273000	cm 15 x 20	10 / 5	50
273500	cm 20 x 30	5 / 6	30

Medicazione adesiva, trasparente, in film di poliuretano in rotolo

Mepore® Film Roll



Medicazione adesiva non sterile trasparente in film di poliuretano, impermeabile e traspirante, in rotolo. Per il fissaggio di medicazioni, come medicazione secondaria a coperture o come protezione da liquidi. Confezione non sterile in rotolo



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
276105	cm 5 x 10	1 / 24	24
276110	cm 10 x 10	1 / 12	12
276115	cm 15 x 10	1 / 8	8

Medicazione in film di poliuretano

Mepitel® film



Medicazione in film trasparente per la protezione della cute fragile e compromessa con strato di contatto SafetaC®. Può essere mantenuta in situ anche durante la radioterapia. Riduce il rischio di frizioni sulla pelle irradiata e sensibile da parte di indumenti o tessuti.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
296500	cm 10,5 x 12	10 / 7	70
296700	cm 10,5 x 25	10 / 5	50
296800	cm 6,5 x 7	10 / 5	50
296900	cm 15,5 x 20	10 / 7	70

Medicazione adesiva in tessuto non tessuto con tampone assorbente - sterile e non sterile

Mepore®

Medicazione adesiva post-operatoria con tampone assorbente, traspirante, flessibile e microtraforata, con strato di contatto non aderente alla ferita. Disponibile in varie misure e in rotolo.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
Versione Sterile in Busta Singola			
670800	cm 6 x 7	60 / 8	480
670900	cm 9 x 10	50 / 8	400
671000	cm 9 x 15	50 / 8	400
671100	cm 9 x 20	30 / 6	180
671200	cm 9 x 25	30 / 7	210
671300	cm 9 x 30	30 / 9	270
671400	cm 9 x 35	30 / 6	180
Versione Non Sterile in Rotolo			
331900	cm 4 x 5 m	1 / 24	24
332000	cm 7 x 5 m	1 / 18	18



MEDICAZIONI ADESIVE CON TAMPONE ASSORBENTE

Medicazione adesiva trasparente in film di poliuretano con tampone centrale assorbente

Mepore® Film&Pad



Medicazione adesiva in film di poliuretano con tampone assorbente, per diverse ferite, da piccoli tagli a ferite chirurgiche. Trasparente e resistente all'acqua. Priva di lattice e colofonia. Delicata e sicura nel fissaggio.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
275100	cm 4 x 5	85 / 4	340
275200	cm 5 x 7 ovale	85 / 4	340
275300	cm 5 x 7	85 / 4	340
275400	cm 9 x 10	30 / 6	180
275500	cm 9 x 15	30 / 8	240
275600	cm 9 x 20	30 / 8	240
275700	cm 9 x 25	30 / 5	150
275800	cm 9 x 30	25 / 5	125
275900	cm 9 x 35	25 / 4	100



MEDICAZIONI DI FISSAGGIO

Cerotto di fissaggio

Mepitac®



Mepitac® è un cerotto "senza dolore" in silicone. Grazie all'estrema conformabilità può essere utilizzato anche in aree particolarmente difficili da medicare.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
298300	cm 2 x m 3	1 / 12	12
298400	cm 4 x m 1,5	1 / 12	12


MEDICAZIONI DI FISSAGGIO

Cerotto adesivo in tessuto non tessuto

Mefix®



Cerotto adesivo in tessuto non tessuto, in rotolo. Utilizzato per mantenere in sede e fissare medicazioni, cateteri, tubi, cannule, aghi cannula e altri dispositivi. Carta di rimozione perforata, con taglio ad onda. Confezione non sterile in rotolo.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
310250	cm 2,5 x 10	1 / 40	40
310500	cm 5 x 10	1 / 40	40
311000	cm 10 x 10	1 / 20	20
311500	cm 15 x 10	1 / 15	15
312000	cm 20 x 10	1 / 10	10
313000	cm 30 x 10	1 / 10	10

Maglia tubolare biestensibile

Tubifast® WITH 2-WAY STRETCH™ TECHNOLOGY



Tubifast® è una maglia tubolare leggera, biestensibile, in senso longitudinale e radiale, ideale per il fissaggio di medicazioni e per la protezione della cute, in qualsiasi parte del corpo. È adatta anche come sottogesso; le cuciture sono piatte per evitare allergie e irritazioni anche alla cute più sensibile. Studiata per tenere eventuali sostanze medicamentose a contatto con la cute. Confezionamento non sterile in rotolo da 1,5 e 10 metri.



MISURA	CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
LINEA ROSSA arti piccoli	2434	cm 3,5 x m 10	1 / 20	20
	2480	cm 3,5 x m 1	12 / 3	36
LINEA VERDE arti piccoli arti medi	2436	cm 5 x m 10	1 / 24	24
	2481	cm 5 x m 1	12 / 3	36
	3555	cm 5 x m 5	6 / 5	30
LINEA BLU arti grandi	2438	cm 7,5 x m 10	1 / 30	30
	2482	cm 7,5 x m 1	12 / 3	36
	3556	cm 7,5 x m 5	6 / 13	78
LINEA GIALLA arti molto grandi, testa, tronco bimbi	2440	cm 10,75 x m 10	1 / 12	12
	2483	cm 10,75 x m 1	12 / 3	36
	3557	cm 10,75 x m 5	6 / 10	60
LINEA VIOLA tronco adulti	2444	cm 20 x m 10	1 / 15	15
	2479	cm 20 x m 1	12 / 4	48
	3558	cm 20 x m 5	6 / 1	6

MEDICAZIONI ASSORBENTI E SUPER ASSORBENTI

Medicazione sterile altamente assorbente

Mesorb®

Medicazione altamente assorbente in tnt con polpa di cellulosa, in grado di trattenere elevate quantità di essudato.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
677001	cm 10 x 13	50 / 8	400
677201	cm 13 x 15	50 / 6	300
677401	cm 10 x 23	50 / 6	300
677601	cm 15 x 23	50 / 6	300
677801	cm 23 x 30	30 / 4	120

Medicazione sterile super assorbente

Mextra® Superabsorbent

Medicazione superassorbente in tnt e fibre superassorbenti indicata per ferite iperessudanti. Il supporto esterno è realizzato in tnt idrorepellente.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
610000	cm 12,5 x 12,5	10 / 5	50
610100	cm 12,5 x 17,5	10 / 4	40
610200	cm 12,5 x 22,5	10 / 9	90
610300	cm 17,5 x 22,5	10 / 4	40
610400	cm 22,5 x 27,5	10 / 4	40
610500	cm 22,5 x 32,5	10 / 5	50



GARZE E TAMPONI IN TESSUTO NON TESSUTO

Compresse in tnt

Mesoft®

Medicazione in compresse 4 strati, morbida (viscosa e poliestere), con bassa dispersione di fibre ed elevata capacità di assorbimento, assenza di agenti leganti. Una valida alternativa alla tradizionale garza in cotone.



Compresse tracheali in tessuto non tessuto, **sterili - busta da 1 pezzo.**

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
155030	cm 10 x 10	130 / 15	1950



Compresse in tessuto non tessuto, **non sterili - dispenser di cartone.**

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
156000	cm 5 x 5	300 / 8	2400
156100	cm 7,5 x 7,5	300 / 17	5100
156300	cm 10 x 10	200 / 14	2800
156400	cm 10 x 20	200 / 7	1400



Compresse in tessuto non tessuto, **sterile - busta da 2 pezzi.**

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
156040	cm 5 x 5	150 / 20	3000
156140	cm 7,5 x 7,5	150 / 28	4200
156340	cm 10 x 10	150 / 16	2400
156440	cm 10 x 20	120 / 10	1200



Compresse in tessuto non tessuto, **sterile - busta da 5 pezzi.**

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
156065	cm 5 x 5	150 / 20	3000
156165	cm 7,5 x 7,5	150 / 28	4200
156365	cm 10 x 10	150 / 16	2400
156465	cm 10 x 20	120 / 10	1200

Tamponi tnt

Mesoft®

Morbidi, con bassa dispersione di fibre ed elevata capacità di assorbimento.
Una valida alternativa ai tradizionali tamponi in cotone.



Tamponi in tessuto non tessuto, **non sterili - in sacchetti.**

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
156700	S	100 / 22	2200
156800	M	100 / 13	1300
156900	L	100 / 9	900



Tamponi in tessuto non tessuto, **sterili - busta da 5 pezzi.**

CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
156760	S	100 / 28	2800
156860	M	100 / 15	1500
156960	L	70 / 15	1050



Maglia tubolare bioestensibile

Tubifast® GARMENTS



Tubifast® GARMENTS è una maglia tubolare leggera, biestensibile, in senso longitudinale e radiale, conformata a forma di indumento per varie regioni del corpo. È ideale per il fissaggio di medicazioni e per la protezione della cute, realizzata in viscosa e sottilissimi fili di elastane intessuti in ordito e in trama per creare una leggera elasticità. Grazie al tessuto bielastico garantisce totale libertà di movimento e maggior comfort. È possibile utilizzarlo in associazione con olii e creme. Può essere un valido aiuto nella riduzione del prurito e per la gestione delle dermatiti atopiche. Confezionamento non sterile.

TIPOLOGIA	CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
Guanti	5920	M - L Adulto	6 / 7	42
Guanti	5921	S - M Adulto M - L Bambino	6 / 7	42
Guanti	5922	XS Bambino	6 / 7	42
Guanti	5923	S Bambino	6 / 7	42
Indumenti	992007	6 - 24 mesi	6 / 5	30
Indumenti	992008	2 - 5 anni	6 / 5	30
Indumenti	992009	5 - 8 anni	6 / 5	30
Indumenti	992011	11 - 14 anni	6 / 5	30
Calzini	992017	Taglia Unica	6 / 7	42



Benda tubolare di supporto

Tubigrip®



Benda tubolare elastica di supporto in cotone, indicata per il trattamento di distorsioni, stiramenti, strappi muscolari, versamenti articolari, edemi generali, utilizzabile anche per il semplice fissaggio di medicazioni.



TIPOLOGIA	CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER/ DISPENSER X CARTONE	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
Piedi e braccia neonato	1435	A x10 m	1 / 44	44
Small: braccia e mani	1436	B x10 m	1 / 32	32
Medium: braccia Small: caviglie	1443	C x10 m	1 / 28	28
Large: braccia Medium: caviglie Small: ginocchia	1437	D x10 m	1 / 28	28
Small: cosce Large: caviglie Medium: ginocchia	1434	E x10 m	1 / 24	24
Large: ginocchia Medium: cosce	1438	F x10 m	1 / 20	20
Large: cosce	1439	G x10 m	1 / 12	12
Large: busto	1440	J x10 m	1 / 8	8
X-Large: busto	1441	K x10 m	1 / 6	6
XX-Large: busto	1442	L x10 m	1 / 4	4



Stivale fluidizzato di protezione per tallone con banda elasticizzata alla caviglia

Mölnlycke® Z-Flex™

Lo stivale fluidizzato garantisce il posizionamento in sicurezza della parte inferiore della gamba. E' realizzato in materiale Outlast termoregolato che aiuta a mantenere il comfort delle gambe a lungo. Ridistribuisce la pressione, è facile da utilizzare e confortevole per i pazienti.



CODICE	PEZZI X DISPENSER	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
1400122	1	2
1400123	1	8

Sistema di mobilizzazione e posizionamento

Mölnlycke® Tortoise™

Il sistema di posizionamento privo di qualsiasi ausilio meccanico è costituito da un materassino di posizionamento e da un posizionatore fluido. Questo Sistema permette di movimentare e riposizionare il paziente nella posizione terapeutica desiderate riducendo il rischio scivolamento del paziente dal letto. Inoltre, permette di ridurre i rischi come incidenti ed infortuni del caregiver a causa della movimentazione del paziente.



CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
1400800	Standard	1	1
1400801	Bariatrico	1	1

La confezione contiene 1 Tortoise® e un posizionatore



Posizionatore fluido per pazienti adulti

Mölnlycke® Z-Flo™

Posizionatore fluido per pazienti adulti aiuta a garantire un riposizionamento sicuro, protetto e durevole, proteggendo le parti anatomiche a rischio. Il posizionatore è modellabile per adattarsi al corpo, mantiene la forma e a differenza di altri dispositivi non sono soggetti all' effetto della gravità.



TIPOLOGIA	CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
Posizionatore piccolo	1401007	29x50 cm	1	8
Posizionatore medio	1401011	41x 75 cm	1	1
Posizionatore medio con linguetta	1401003	41x 75 cm	1	1
Posizionatore grande	1401005	63x91 cm	1	1



Posizionatore Fluido per pazienti neonatali e pediatrici

Mölnlycke® Z-Flo™

Posizionatori pediatrici e neonatali con tecnologia fluidizzata che possono essere modellati in base al singolo neonato e ai dispositivi medici utilizzati. I posizionatori sono disponibili in vari formati. Questi posizionatori fluidi, modellabili, duraturi e confortevoli aiutano a fornire una cura all'avanguardia per lo sviluppo del neonato e a posizionare il neonato per ottenere risultati migliori.



TIPOLOGIA	CODICE	DIMENSIONI	PEZZI X DISPENSER	PEZZI X CONFEZIONE DI VENDITA
POSIZIONATORI NEONATALI				
Posizionatore quadrato piccolo con fodera	1400233	18x18 cm	1	18
Posizionatore piccolo con fodera	1400227	18x25 cm	1	12
Posizionatore medio con fodera	1400239	23x38 cm	1	6
Posizionatore grande con fodera	1400200	30x51 cm	1	6
Tubo piccolo con 3 fodere monouso	1400222	76x16,5 cm	1	6
Tubo grande con fodera	1400224	152x16,5 cm	1	6
Corpo intero medio con fodera	1400206	41x61 cm	1	6
Corpo intero grande con fodera	1400213	51x76 cm	1	4
FODERE NEONATALI MONOUSO				
Fodere monouso quadrata piccola	1400234	18x18 cm	1	50
Fodere monouso piccola	1400229	18x25 cm	1	50
Fodere monouso media	1400241	23x38 cm	1	50
Fodere monouso grande	1400202	30,5x51 cm	1	50
Fodere monouso tubo grande	1400225	152x16,5 cm	1	50
Fodere monouso media corpo intero	1400208	41x61 cm	1	50
Fodere monouso grande corpo intero	1400216	51x76 cm	1	50
Strisce neonatali	1400218	-	1	50

Codici Repertorio e CND

CND - M0202010101

CODICE	REPERTORIO
MESOFT	
155030	164921
156040	1020472
156140	1020473
156340	1020474
156440	1020475
156065	1020476
156165	1020477
156365	1020478
156465	1020479
156760	165237
156860	1020485
156960	1020486

TUBIFAST 2-WAY STRETCH

2434	164921
2438	1020472
2482	1020473
3556	1020474
2440	1020475
2483	1020476
3557	1020477
2444	1020478
2479	1020479

CND - M0202010102

CODICE	REPERTORIO
MESOFT	
156000	121066
156100	1020480
156300	1020481
156400	1020482
156700	164900
156800	1020483
156900	1020484
TUBIFAST 2-WAY STRETCH	
2480	121066
2436	1020480
2481	1020481
3555	1020482
3558	164900

CND - M040201

CODICE	REPERTORIO
MESORB	
677001	117760
677201	1020487
677401	1020488
677601	1020489
677801	1020490

CND - M040299

CODICE	REPERTORIO
MEXTRA SUPERABSORBENT	
610000	502027
610100	1018214
610200	1018215
610300	1018216
610400	1018217
610500	1018218

CND - M0599

CODICE	REPERTORIO
MEPITAC	
298300	167147
298400	1026120

CND - M030405

CODICE	REPERTORIO
TUBIGRIP	
1434	195439
1435	1161247
1436	1161248
1437	1161249
1438	1161250
1439	1161251
1440	1161252
1441	1161253
1442	1161254
1443	1161255

CND - M04010101

CODICE	REPERTORIO
MEPORE	
670800	157840
670900	1019708
671000	1019709
671100	1019710
671200	1019711
671300	1019712
671400	1019713

MEPORE ROLL

331900	164577
332000	1018219

CND - M04010102

CODICE	REPERTORIO
MEPORE FILM & PAD	
275100	156240
275200	1023854
275300	1023855
275400	1023856
275500	1023857
275600	1023858
275700	1023859
275800	1023860
275900	1023861

MEPORE FILM ROLL

276105	347822
276110	1018221
276115	1018222

CND - M04010202

CODICE	REPERTORIO
MEPORE IV	
274000	162454
274200	1022862
274400	1022863

MEPORE FILM

270600	156872
271500	1022864
272500	1022865
273000	1022866
273500	1022867

CND - M040499

CODICE	REPERTORIO
MEPITEL FILM	
296500	1018238
296700	1018239
296800	506435
296900	1018240

MEPITEL

290510	129116
290710	1025360
291010	1025361
292005	1025362

MEPITEL ONE

289100	243248
289300	1025363
289500	1025364
289700	1025365

MEPILEX TRANSFER

294502	166857
294600	1026113
294700	1026114
294800	1026115

MEPILEX BORDER POST-OP

496100	1526004
496200	1526011
496300	1526012
496400	1526013
496450	1526014
496600	1526015
496650	1526016

CND - M04040101

CODICE	REPERTORIO
MESALT	
285580	124216
285780	1023927
286080	1023928
285280	1023929

CND - M04040201

CODICE	REPERTORIO
MELGISORB PLUS	
252000	819550
252200	820247
252500	820248
253500	820249

CND - M040413

CODICE	REPERTORIO
EXUFIBER	
603300	1248983
603301	1249360
603302	1249361
603303	1249362
603308	1360342

CND - M04040802

CODICE	REPERTORIO
MEPILEX AG	
287110	197236
287210	1018223
287310	1018224
287410	1018225
287510	1018226

MELGISORB AG

256055	167593
256105	1023933
256155	1023934
256205	1023936
256605	1023935

MEPILEX BORDER AG

395200	368713
395300	1018229
395400	1018231
395600	1018233
395700	1018235
395800	1018234
395900	1018236

MEPILEX HEEL AG

388100	1018227
388300	1018228

MEPILEX BORDER SACRUM AG

382000	369113
382400	1018237

CND - M040499

CODICE	REPERTORIO
MEPILEX TRANSFER AG	
394000	788460
394100	788543
394500	788545
394700	788547
394800	788548

CND - M04040602

CODICE	REPERTORIO
MEPILEX BORDER	
295200	169305
295300	1019714
295400	1019715
295410	1019716
295600	1019717
295800	1019718
295850	1019719
295900	1019720

MEPILEX BORDER FLEX

595200	1614171/R
595300	1614172/R
595000	1614173/R
595400	1614174/R
595600	1614175/R

MEPILEX BORDER LITE

281000	169361
281100	1026109
281200	1026110
281300	1026111
281500	1026112

MEPILEX BORDER SACRUM

282010	1614309
282410	1614310
282500	1019723

MEPILEX BORDER FLEX MULTISITE

283300	980722
283400	980726

MEPILEX BORDER HEEL

282710	1614190
--------	---------

MEPILEX

294015	168912
294100	1018241
294200	1018242
294300	1018243
294400	1018244
294500	1018245

CND - M04040602

CODICE	REPERTORIO
MEPILEX LITE	
284000	169253
284100	1025366
284300	1025367
284500	1025368

MEPILEX HEEL

288100	1018246
288300	1018247

MEPILEX XT

211015	1333037
211100	1242368
211200	1242369
211300	1242370
211400	1242371
211500	1406881

CND - M04040601

CODICE	REPERTORIO
LYOFOAM MAX	
603200	425993
603201	1018248
603203	1018249
603204	1018250
603205	1018251
603206	1018252

CND - M04040601

CODICE	REPERTORIO
LYOFOAM MAX T	
603207	588445

CND - M04040701

CODICE	REPERTORIO
MEPIFORM	
293100	124215
293200	1026116
293400	1026117
293600	206800
293700	1026118
293800	1026119

Codici Repertorio e CND

CND - M09099

CODICE	REPERTORIO
--------	------------

TUBIFAST GUANTI

5920	843127
5921	843545
5922	843546
5923	843547

TUBIFAST GARMENTS

992007	1064526
992008	1070626
992009	1070627
992010	1070628
992011	1070629
992012	1064606
992013	1070630
992014	1070631
992015	1070632
992016	1070633
992017	1064526

CND - M04041002

CODICE	REPERTORIO
--------	------------

EZ DERM NON TRAFORATO

131700	908975
131701	915554
131702	915556
131703	915557
131704	915558
131705	191559

EZ DERM TRAFORATO

131710	915560
131711	915561
131712	915562
131713	915563
131714	915564
131715	915565

CND - Y033399

CODICE	REPERTORIO
--------	------------

MÖLNLYCKE Z-FLEX

1400122	1550574
1400123	1550575

MÖLNLYCKE Z-FLO ADULTI

1401007	1553069
1401011	1553070
1401003	1553067
1401005	1553068

MÖLNLYCKE TORTOISE

1400800	1550914
1400801	1550956

MÖLNLYCKE Z-FLO NEONATALE

1400200	1719962
1400206	1719965
1400213	1719966
1400222	1719967
1400224	1719968
1400227	1719969
1400233	1719971
1400239	1719972




SERVIZIO CLIENTI

per ordini e consegne



da lunedì a venerdì
dalle 8.30 alle 17.30



I marchi commerciali e i nomi Mölnlycke Health Care, Mepilex®, Mepitel®, Mepiform®, Mepitac®, Tubifast 2-Way Stretch® e Safetac® e i rispettivi loghi sono registrati a livello mondiale a nome di una o più società del Gruppo Mölnlycke Health Care. © 2016 Mölnlycke Health Care. Tutti i diritti riservati.



Mölnlycke Health Care Srl
Via Marsala 40/C • 21013 Gallarate (VA) • Italy
Tel. +39 0331 714011 • Fax +39 0331 701748
E-mail info.it@molnlycke.com - www.molnlycke.it



Mölnlycke®