

Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...

CASSIOPEA

HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEDIA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO

Sfigmomanometri a colonna di mercurio da tavolo, su stativo e da parete / **Da tavolo**

SFIGMOMANOMETRI SEMIAUTOMATICI DIGITALI

SFIGMOMANOMETRI ELETTRONICI

SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE DA TAVOLO, DA PARETE E SU STATIVO

SFIGMOMANOMETRI A COLONNA DI MERCURIO DA TAVOLO, SU STATIVO E DA PARETE

Da tavolo ▾

FONENDOSCOPI E STETOFONENDOSCOPI

PARTI DI RICAMBIO

Cod. DM300

SFIGMOMANOMETRO A COLONNA DI MERCURIO S/FONENDOSCOPIO

Cassa in alluminio verniciato con chiusura a scatto. Colonna in vetro graduata con sezione interna 3,5 mm e scala di lettura chiara e precisa. Rubinetto di apertura e chiusura del mercurio. Scala 0-300 mmHg. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata con intervallo di 2 mmHg con tacche maggiori numerate ogni 10 unità. Parti metalliche cromate. Bracciale in nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo. Monopalla in PVC con valvola di ritengo a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro viene confezionato in scatola di cartone stampato.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni: L:34 P:9,7 H:5,5 cm
Peso: 960g

Documenti

SCHEDA TECNICA

MANUALE D'USO

CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi

DM303
SFIGMOMANOMETRI A
COLONNA DI MERCURIO
C/FONENDOSCOPIO





ITALIANO | ENGLISH



- HOME
- AZIENDA
- CATALOGO
- AGENTI
- DOWNLOAD
- NEWS
- CONTATTI
- AREA RISERVATA



CASSIOPEA

diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521



Connect with us

