



Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito... CASSIOPEA



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEDIA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Sfigmomanometri ad aneroide / **Aneroidi**



SFIGMOMANOMETRI SEMIAUTOMATICI DIGITALI

SFIGMOMANOMETRI ELETTRONICI

SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE

Aneroidi

Palmari

Coordinati

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE DA TAVOLO, DA PARETE E SU STATIVO

SFIGMOMANOMETRI A COLONNA DI MERCURIO DA TAVOLO, SU STATIVO E DA PARETE

FONENDOSCOPI E STETOFONENDOSCOPI

PARTI DI RICAMBIO

Cod. DM330

SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE LATEX FREE

Scala 0-300 mmHg. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260 mmHg a 15 mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata con intervallo di 2 mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri blu e lancetta di colore nero. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Bracciale in nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo. Monopalla in pvc con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro è fornito in busta con cerniera, confezionato in scatola di cartone stampato.

Caratteristiche tecniche

Manometro Ø 50 mm
 Quadrante Ø 45 mm
 SENZA fonendoscopio
 Cassa in lega leggera verniciata blu
 Dimensioni: L:16 P:11 H:5 cm
 Peso: 363g

Documenti

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi

DM333
 SFIGMOMANOMETRO
 AD ANEROIDE CON
 FONENDO

DM335
 SFIGMOMANOMETRO
 ANEROIDE CON
 MANOMETRO FISSATO
 SUL BRACCIALE



ITALIANO . ENGLISH



HOME

AZIENDA

CATALOGO

AGENTI

DOWNLOAD

NEWS

CONTATTI

AREA RISERVATA



tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.

Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com

www.morettispa.com

Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521



Connect with us

