



Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito... CASSIOPEA



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEdia ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Sfigmomanometri elettronici / **Da tavolo**



SFIGMOMANOMETRI SEMIAUTOMATICI DIGITALI

SFIGMOMANOMETRI ELETTRONICI

Da tavolo

Da polso

SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE DA TAVOLO, DA PARETE E SU STATIVO

SFIGMOMANOMETRI A COLONNA DI MERCURIO DA TAVOLO, SU STATIVO E DA PARETE

FONENDOSCOPI E STETOFONENDOSCOPI

PARTI DI RICAMBIO



Cod. DM460

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DIGITALE DA TAVOLO - DISPLAY 4"

Lo sfigmomanometro digitale da tavolo ha un design innovativo con display LCD (4") di facile lettura che visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 utenti. 120 memorie totali, 60 per utente. Media delle ultime 3 misurazioni. Metodo di misurazione oscillometrico con indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.

Per un ordine superiore a 12 pz, un espositore omaggio! (vedi foto di fianco)

Caratteristiche tecniche

Alimentazioni: 4 batterie (AA) 1,5 V
Alimentatore elettrico: Non Incluso (AC 220/230 V 50Hz - DC 6.0 V, 1000mA)

Dimensioni: L:15,5 P:11 H:7 cm
Peso: 405g

Documenti

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi

DM450
SFIGMOMANOMETRO
AUTOMATICO DIGITALE
DA TAVOLO - DISPLAY 3"



ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521



Connect with us

