

Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...

CASSIOPEA

HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEDIA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Sfigmomanometri elettronici / Da polso

SFIGMOMANOMETRI SEMIAUTOMATICI DIGITALI

SFIGMOMANOMETRI ELETTRONICI

Da tavolo

Da polso

SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE

SFIGMOMANOMETRI ANEROIDE DA TAVOLO, DA PARETE E SU STATIVO

SFIGMOMANOMETRI A COLONNA DI MERCURIO DA TAVOLO, SU STATIVO E DA PARETE

FONENDOSCOPI E STETOFONENDOSCOPI

PARTI DI RICAMBIO



Cod. DM480

SFIGMOMANOMETRO AUTOMATICO DIGITALE DA POLSO - DISPLAY 2,5"

Lo sfigmomanometro digitale da polso è compatto, facile da usare e trasportare ovunque. Il grande display (2,5") di facile lettura visualizza contemporaneamente la misurazione rapida e precisa della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia). Memorie per 2 utenti, 120 memorie totali, 60 per utente. Metodo di misurazione oscillometrica. Media delle ultime 3 misurazioni. Indicazione della misurazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS). Bracciale con chiusura a velcro con gonfiaggio automatico.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 2 batterie (AAA), 1,5 V
 Dimensioni: L:7,7 P:6,4 H:3,2 cm
 Peso: 120g

Documenti

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
 28 Marzo 2013



ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA