



Art. 267-S

Scopri il prezzo

Helix Test

TEST STERILIZZAZIONE

Helix Test




VIDEO

Helix test è un test fisico che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi. Per il test viene utilizzato un sistema standardizzato e conforme alle normative tecniche attualmente in vigore. Il test deve essere superato da tutte le autoclavi che dichiarano la possibilità di sterilizzazione di corpi cavi come manipoli, turbine, tubi ecc...

Download

- [Speciale Test.pdf](#)
- [MANUALE DI ISTRUZIONE \(ITALIANO\)](#)
- [MANUALE DI ISTRUZIONE \(INGLESE\)](#)

Vedi anche

- 
Europa B Evo
Autoclave a vapore con vuoto frazionato
- 
Aura B
La generazione futura dell'Autoclave
- 
Europa B Pro
Autoclave con vuoto Frazionato tipo B
- 
Aura B 24
Aura B 24 litri + Pura Plus

Accessorio di

- 
Europa B Evo
Autoclave a vapore con vuoto frazionato
- 
Europa B Evo 24
Autoclave a Vapore con vuoto frazionato
- 
Europa B Pro
Autoclave con vuoto Frazionato tipo B
- 
Europa B Pro 24
Europa B Pro 24 + Pura Plus
- 
Aura B
La generazione futura dell'Autoclave
- 
Aura B 24
Aura B 24 litri + Pura Plus



Tecno-Gaz S.p.A. a socio unico - Strada Cavalli, 4 - 43038 Sala Baganza - Parma
 Telefono +39 0521 8380 - Telefax +39 0521 833391 - P.IVA 00570950345
[Informazioni sulla privacy](#) | [Note legali](#)

Tutti i contenuti del sito di TECNO-GAZ S.p.A. a socio unico, relativi a dispositivi medici, dispositivi medico - diagnostici in vitro e presidi medico-chirurgici, quali testi, immagini, foto, filmati, animazioni, disegni, allegati e quant'altro, non hanno carattere di natura di pubblicitaria. Tutti i contenuti devono intendersi e sono di natura esclusivamente informativa, volti esclusivamente a portare a conoscenza i clienti e i potenziali clienti delle caratteristiche dei prodotti TECNO-GAZ S.p.A. a socio unico