



Mi piace  Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEdia ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



Holter pressorio / **Holter**



PULSISSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE

DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI

ELETTROCARDIOGRAFI

**HOLTER PRESSORIO**

Holter

DEFIBRILLATORI

MONITOR SEGNI VITALI

SPIROMETRI

SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

COLPOSCOPI

ROTOLE DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECG, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSISSIMETRI DA TAVOLO

DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE

VETERINARIA

ECOGRAFI

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO

Cod. LTD200

**HOLTER PRESSORIO**

LTD200 monitorizza e registra i dati della pressione del sangue per 24-28 ore e più. Il software di valutazione e la memorizzazione fanno parte del dispositivo. Grazie ad un design compatto e ad una modalità di lavoro silenziosa, l'esame con LTD200 è confortevole per il paziente. Chi lo utilizza può creare un piano di misurazione e di memorizzazione degli intervalli durante giorno e notte. Al termine della registrazione dei dati, il software è in grado di mostrare, salvare e richiamare i dati. L'esame può essere commentato in un text editor. Il vantaggio del software è la chiarezza e la semplicità nell'utilizzo.

**Informazioni generali**

- Monitor per misurazione della pressione sanguigna ambulatoriale
- Misurazione 24-28 ore
- Chiaro rapporto dell'esame
- Resistenza contro gli artefatti
- Tecnica oscillometrica
- Design compatto
- Utilizzo facile e silenzioso

**Caratteristiche tecniche**

- Database dati: i dati sono salvati con l'aiuto di uno speciale database SEIVA con altri esami diagnostici. Tutti i dati possono essere visualizzati e modificati
- Dati dell'esame: lo schermo risulta molto chiaro. Importanti informazioni diagnostiche sono sempre a disposizione dell'utente. Le stampe sono effettuate in ottima qualità grafica, con chiarezza e semplicità
- Tecnica di misurazione: oscillometrica con step deflection
- Range di misurazione: 25-260mmHg
- Accuratezza statistica: +/- 3mmHg
- Potenza: 3V DC, due 1.5 V "AA" batterie alcaline o NiMH ricaricabili ad alte prestazioni
- Misure bracciale: standard adulto 23x33cm, large 31x40cm
- Sistema operativo richiesto: MS Win 98/XP

**Documenti**

- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

[Confronta prodotti](#)

Condividi





ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

CASSIOPEA

**Moretti S.p.A.**  
Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com  
www.morettispa.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515  
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932  
R.E.A. Arezzo 68869  
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00  
C/C Postale 13682521



Connect with us

