

Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...



CASSIOPEA

HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO

Elettrocardiografi / **Elettrocardiografi - 1 canale e 1/3 canali**

PULSIOSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE

DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI

ELETTROCARDIOGRAFI

Elettrocardiografi - 1 canale e 1/3 canali

Elettrocardiografi - 3/6 canali

Elettrocardiografi - 6 canali , 6/12 canali e 12 canali

Elettrodi per E.C.G

Cavi per E.C.G

HOLTER PRESSORIO

DEFIBRILLATORI

MONITOR SEGNI VITALI

SPIROMETRI

SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

COLPOSCOPI

ROTTOLI DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECC, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSIMETRI DA TAVOLO

DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE

VETERINARIA

ECOGRAFI

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO

Cod. LTD4055

ELETTROCARDIOGRAFI 1/3 CANALI DIMED PRO

Una linea completa di 3 elettrocardiografi per tutte le esigenze. Compatti, leggeri e facilmente trasportabili grazie alla comoda maniglia. La batteria interna consente l'uso dell'apparecchio in qualsiasi luogo. La resistente struttura esterna protegge l'apparecchio da eventuali urti. Semplici da usare, software immediato ed intuitivo in italiano. Memorizzazione automatica dei tracciati e semplice recall degli stessi dalla memoria. Filtri digitali drift, AC e EMG. L'elettrocardiografo un canale PRO non è collegabile al PC.

Informazioni generali

- Facile da trasportare
- Intuitivo e di facile utilizzo
- Batteria interna Ioni di Litio
- Aggiustamento automatico linea base
- Stampante termica ad alta risoluzione
- Display 192X64 pixel LCD con visualizzazione - tracciato
- Digital filters antiscorrimento linea base, AC e EMG
- Operazioni automatiche o manuali selezionabili
- Indicazione mancanza contatto cavo (LEAD OFF)
- Calcolo automatico parametri e interpretazione
- Selezione formato di stampa 3LEAD, Rhyth LEAD, 3/2 LEAD, MANUAL ON LEAD
- Memoria 100 pazienti dati memorizzati trasferibili su PC (usare specifico software)
- Acquisizione simultanea dei 12 canali
- Variabilità della frequenza cardiaca (funzione HRV)

Accessori in DOTAZIONE

- 1 Cavo paziente
- 1 Set elettrodi
- 1 Gel
- 1 Cavo alimentazione
- 1 Carta termica (DRV1520)
- 1 Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

- Circuito input: di tipo floating con protezione da defibrillatore e pacemaker
- Cavo: standard 12 LEAD
- Modo di acquisizione: 12 canali simultanei
- Convertitore A/D: 12 bit
- Raggio di misurazione: $> \pm 5\text{mVpp}$
- Time constant: $> 3.2\text{ sec}$
- Risposta di frequenza: 0,05Hz – 150Hz
- Parametri ECG e analisi: si
- Memoria: 10 pazienti
- Voltaggio di calibrazione: $1\text{mV} \pm 3\%$
- Sensibilità: 2,5 – 5 – 10 – 20 (mm/mV)
- Impedenza ingresso: $> 10\text{M}\Omega$

Documenti

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

- Standard di sicurezza: IEC I/CF
- Alimentazione: AC 100v-115v/220v-240v, 50/60Hz batteria interna Li-Ion 14,4V
- Stampante: termica
- Carta: 80mm x 30m
- Velocità della carta: 5mm/s, 10mm/s, 25mm/s, 50mm/s ± 3%
- Display: 192x64 pixels LCD
- Connettività: RS232, USB, ETHERNET

Dimensioni: L:28,8 P:21 H:7 cm

Peso: 2,5kg



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi  

LTD400
ELETTROCARDIOGRAFO
1 CANALE PRO

LTD405W
ELETTROCARDIOGRAFI
1/3 CANALI PRO WIDE



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521



Connect with us

