

Mi piace  Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito... 

CASSIOPEA

HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEDIA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO

Elettrocardiografi / **Elettrocardiografi - 6 canali , 6/12 canali e 12 canali**

PULSIOSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE

DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI

**ELETTROCARDIOGRAFI**

Elettrocardiografi - 1 canale e 1/3 canali

Elettrocardiografi - 3/6 canali

Elettrocardiografi - 6 canali , 6/12 canali e 12 canali

Elettrodi per E.C.G

Cavi per E.C.G

HOLTER PRESSORIO

DEFIBRILLATORI

MONITOR SEGNI VITALI

SPIROMETRI

SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

COLPOSCOPI

ROTOLE DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECC, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSIMETRI DA TAVOLO

DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE

VETERINARIA

ECOGRAFI

MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO



Cod. LTD455W

**ELETTROCARDIOGRAFO 6/12 CANALI MOD. SE-1200 EXPRESS INTERPRETATIVO TOUCH SCREEN**

Compatto e leggero con manico richiudibile per il trasporto e di minimo ingombro. Display da ben 5,7" per una visione ottimale. Filtri digitali antislittamento della linea base, AC ed interferenze EMG. Modo Stand-By automatico per il risparmio di energia durante l'uso con la batteria ricaricabile integrata e per il risparmio nel tempo dell'uso dell'LCD. Operazioni semplicissime con l'unico pulsante acquisizione/stampa. Ethernet ed USB integrate con accesso laterale. Tastiera alfanumerica. MEMORIZZAZIONE INTERNA FINO A200 ECG DIGITALI.

**Informazioni generali**

- Design compatto, leggero, con maniglia per trasporto
- Porta USB per trasmissione dati del paziente
- Porte RJ45 e RS-232 per trasmissione dati su PC
- Batteria LI-ion inclusa ricaricabile
- Pulsante singolo
- Modalità risparmio energia e risparmio LCD
- Vari formati di stampa
- Filtri digitali anti-distorsione
- Rilevazione automatica e memorizzazione dell'aritmia
- Auto-misurazione
- Accurata interpretazione ECG con programma SEIMP
- Analisi della variazione dell'andamento cardiaco (funzione HRV)

**Accessori in DOTAZIONE**

- 1 Set elettrodi
- 1 Gel
- 1 Cavo alimentazione
- 1 Manuale d'uso
- 1 Carta termica (DRV1528)

**Caratteristiche tecniche**

- Circuito: protezione da defibrillatori e pace maker
- Tracce: 12 standard
- Modalità di acquisizione: 12 tracce simultanee
- Convertitore A/D: 12 bit
- Range ingresso segnale:  $\pm 5m V_{pp}$
- Time constant:  $> 3.2 sec$
- Range frequenza: 0.05Hz-150Hz
- Voltaggio di calibrazione:  $1mV \pm 2\%$
- Sensibilità: 2.5, 5, 10, 20, 10/5 AGC (mm/mV)
- Impedenza d'ingresso: 50 M  $\Omega$  (10Hz)
- Livello di disturbo:  $< 12.5\mu V_{p-p}$
- Antiscorrimento linea base: automatico
- Filtri: EMG 25 Hz/35Hz/45Hz/OFF; DFT 0.05/0.15/0.25/0.5 Hz; LOWPASS 150Hz/100Hz/75Hz; A/C 50Hz/60Hz
- CMRR:  $> 110dB$
- Modalità di registrazione: automatica/manuale/ritmica
- Rhyth Lead: elettrodo singolo o triplo elettrodo selezionabile
- Standard di sicurezza: IEC I/CF

**Documenti**

- SCHEDA TECNICA
- CERTIFICATO



ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

- Connettività: RS232, USB, ETHERNET  
Dimensioni: L:42 P:33 H:12 cm



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi  

LTD455S  
ELETTROCARDIOGRAFO  
6/12 CANALI MOD.  
SE-1200  
INTERPRETATIVO

LTD480  
ELETTROCARDIOGRAFO  
12 CANALI USB PER  
COMPUTER



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.  
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.  
Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com  
www.morettispa.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515  
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932  
R.E.A. Arezzo 68869  
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00  
C/C Postale 13682521



Connect with us

