

Mi piace 1,6mila Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...



CASSIOPEA

[HOME](#) [AZIENDA](#) [CATALOGO](#) [AGENTI](#) [DOWNLOAD](#) [NEWS](#) [CONTATTI](#) [AREA RISERVATA](#)[MOPEDIA](#) [ARDEA](#) [LEVITAS](#) [LOGIKO](#) [KYARA](#) [ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI](#) [LEM](#) [DIMED](#) [PRESTIGE](#) [EASYRED](#) [SKEMA](#) [CHIMO](#)Pulsiossimetri mini, da tavolo e palmare / [Pulsiossimetri](#)**PULSIOSSIMETRI MINI, DA TAVOLO E PALMARE**

- Pulsiossimetri
- Ricambi ed accessori per pulsiossimetri
- Sensori per pulsiossimetri LTD830P - LTD830S - LTD840P
- Sensori per pulsiossimetro LTD822

**DOPPLER FETALI/VASCOLARI E MONITOR FETALI****ELETTROCARDIOGRAFI****HOLTER PRESSORIO****DEFIBRILLATORI****MONITOR SEGNI VITALI****SPIROMETRI****SUPPORTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI****COLPOSCOPI****ROTTOLI DI CARTA PER DEFIBRILLATORI, ECG, MONITOR FETALI, PAZIENTE, VITALI E PULSIOSSIMETRI DA TAVOLO****DIAGNOSTICA MEDICA GENERALE****VETERINARIA****ECOGRAFI****MONITOR PAZIENTE MULTIPARAMETRO**

Cod. LTD822

**PULSIOSSIMETRO PALMARE CON ALLARMI E DISPLAY GRAFICO - COLLEGABILE A PC**

Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno. Particolarmente adatto ad ogni clinica specializzata, e ospedale, per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare. Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo GRAFICO ed in modalità TABELLA degli ultimi 10 minuti su un'unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti diversi. Possibilità di collegamento al computer con software dedicato (LTD825 optional). Compatibile con i sensori DB9 della Nellcor e BCI.

**Accessori in DOTAZIONE**

- 1 Laccio portapulsiossimetro
- 4 Batterie
- 1 Manuale di istruzione in italiano
- 1 Sensore a clip adulti
- 1 Borsetta in tessuto per il trasporto

**Caratteristiche tecniche**

- Classe elettrica dispositivo: alimentato internamente
- Sicurezza: classe B - Tipo BF - IPX2
- Display: tipo LCD 128 x 64 dot-matrix LDC, con retroilluminazione a LED
- Allarmi: SpO2 - BPM
- Memoria: 100 pazienti, 300 ore
- Batteria: 4 batterie da 1.5V AA alcaline compatibili batterie ricaricabili
- Autonomia batterie: 48 ore lavoro continuo

**Range mostrato**

- SpO2: 0 ~ 100%
- BPM: 30 ~ 254 BPM

**Saturazione**

- Adulti e pediatrici:  $\pm 2$  (70 ~ 100%)
- Neonati:  $\pm 3$  (70 ~ 100%)
- Condizioni di movimento:  $\pm 3$  (70 ~ 100%)

**Pulsazioni**

- Adulti e pediatrici:  $\pm 3$  BPM
- Neonati:  $\pm 3$  BPM
- Condizioni di movimento:  $\pm 5$  BPM

**Risoluzione**

- SpO2: 1%

**Documenti**

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



ITALIANO | ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA



CASSIOPEA

LTD800  
PULSIOSSIMETRO MINI A  
DITO - ADULTI - DISPLAY  
LED

LTD805  
PULSIOSSIMETRO MINI A  
DITO - ADULTI - DISPLAY  
LCD - RUOTANTE

LTD807  
PULSIOSSIMETRO MINI A  
DITO - PEDIATRICO -  
DISPLAY LCD

LTD823  
PULSIOSSIMETRO  
PALMARE CON ALLARMI  
E DISPLAY GRAFICO -  
COLLEGABILE A PC -  
SENSORE NELLCOR  
OXIMAX

LTD830P  
PULSIOSSIMETRO DA  
TAVOLO CON ALLARMI E  
CURVA  
PLETISMOGRAFICA

LTD830S  
PULSIOSSIMETRO DA  
TAVOLO CON ALLARMI E  
CURVA  
PLETISMOGRAFICA -  
CON STAMPANTE

LTD840P  
PULSIOSSIMETRO MINI  
CON MEMORIA 72H -  
COLLEGABILE PC



Le informazioni riportate nel sito MORETTISPA.COM e relative a dispositivi medici non hanno alcuna natura pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.  
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.  
Via Bruxelles 3 - Melegnano  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com  
www.morettispa.com  
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515  
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932  
R.E.A. Arezzo 68869  
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00  
C/C Postale 13682521



Connect with us

