

Mi piace Segui @morettispa

ITALIANO | ENGLISH

cerca nel sito...

CASSIOPEA

HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA

MOPEDIA ARDEA LEVITAS LOGIKO KYARA ESCLUSIVE E MARCHI DISTRIBUITI LEM DIMED PRESTIGE EASYRED SKEMA CHIMO



T.E.N.S / T.E.N.S Digitali

T.E.N.S

T.E.N.S Digitali

T.E.N.S manuali

E.M.S.PARTI DI RICAMBIO PER
T.E.N.S ED E.M.SAEROSOL A
COMPRESSIONE E
ULTRASUONI

INALATORE

TIRALATTE

UMIDIFICATORE

PARTI DI RICAMBIO PER
AEROSOL, INALATORE,
UMIDIFICATORE E
TIRALATTE

C-PAP

PARTI DI RICAMBIO C-PAP

TERMOMETRI

BILANCE

TERMOFORI

SANITARI



Cod. LTK500

T.E.N.S DIGITALE 11 PROGRAMMI PREIMPOSTATI

La TENS LTK500 è utilizzabile nei trattamenti del dolore sia post-traumatici che chirurgici ed è particolarmente indicato per mal di schiena, pubalgie, sciatalgie, dolori reumatici e dolori muscolari in genere. La TENS è dotata di 11 programmi preimpostati di cui 4 programmi utente personalizzabili, in cui si può impostare manualmente la durata e la frequenza degli impulsi, il tempo di stimolazione ed altri parametri. Il display retroilluminato può assumere 3 diverse colorazioni: VERDE, condizioni normali di funzionamento; ROSSO, elettrodi connessi non correttamente; BLU, l'intensità di corrente ha raggiunto i 2/3 del valore massimo. Registra i dati fino a 30 trattamenti. Un gancio da cintura consente ai pazienti di avere le mani libere durante la stimolazione.

Accessori in DOTAZIONE

- 1 apparecchio
- 1 valigetta
- 1 manuale di istruzioni
- 2 cavetti a due fili
- 4 batterie 1,5 V
- 4 elettrodi 50x50mm pregelati

Caratteristiche tecniche

- Modo d'uso: BURST - NORMAL - MODULATION
- Forma d'onda: quadra asimmetrica bifasica
- Tempo di salita del singolo impulso: 30 - 300µs regolabili
- Frequenza dell'impulso: regolabile 1 ÷ 150Hz
- Intensità: regolabile 0 ÷ 100mA su 500 Ω
- Timer: 0 - 60 minuti oppure continuo
- Canali: 2 indipendenti fra loro
- Alimentazione: 4 batterie 1,5V (Tipo AAA)
- Dimensioni: L:11,8xP:6,6xH:3,6 cm
- Peso: 125g

Documenti

- SCHEDA TECNICA
- MANUALE D'USO
- CERTIFICATO



Stampa scheda

Confronta prodotti

Condividi





ITALIANO ENGLISH



HOME AZIENDA **CATALOGO** AGENTI DOWNLOAD NEWS CONTATTI AREA RISERVATA



pubblicitaria. Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini, anche fotografiche, descrizioni tecniche e non, ecc.), hanno natura esclusivamente informativa, e sono rivolte esclusivamente a operatori professionali.

Circolare Ministero della Salute. Nuove linee guida della pubblicità sanitaria concernente i dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e presidi medico chirurgici.
28 Marzo 2013

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
Cod. Fisc. e Part. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imprese Arezzo 3932
R.E.A. Arezzo 68869
Cap. Soc. Eu 1.000.000,00
C/C Postale 13682521



Connect with us

