

LTM662

Materasso antidecubito a bolle con compressore con regolazione EXCEL 2000

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

L'Excel 1000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di I stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. L'alternarsi dei punti di contatto con l'epidermide effettua un delicato massaggio che consente un buon flusso di sangue e una buona ossigenazione dei tessuti, prevenendo la formazione di ulcere da decubito. Di semplice installazione, uso e manutenzione.

Il materasso con risvolti è realizzato in PVC. Formato da 130 celle, di altezza 6,4cm, particolarmente confortevole, e fissato al materasso per mezzo di risvolti. Tutte le parti del materasso sono lavabili. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto. Compressore con regolazione della pressione.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42

MORETTI S.P.A.

Paese di produzione

CINA

Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice di classificazione GMDN

35689

Codice di classificazione CND

Z12040212

Codice nomenclatore

03.33.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione

230V / 50 Hz

Pressione erogata

55-105mmHg (Max 2 Psi)

Uscita d'aria

5/6 l/min

Tempo di un ciclo

6 Min

Peso Max

100 Kg

Confezionamento

Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso

PVC

DIMENSIONI

Dimensioni compressore

21,5x11x9,5 cm

Peso compressore

1,60 Kg

Dimensioni materasso sgonfio

240x105 cm

Dimensioni materasso gonfio

200x90 cm

Altezza cella gonfia

6,4 cm

Spessore materiale

0,64 mm (2 strati di 0,32mm)