

LTM605
Materasso antidecubito ad elementi intercambiabili con compressore con regolazione SUPRA 5000
Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto da degenza per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito di pazienti costretti a lungo degenze

Caratteristiche principali

Il SUPRA 5000 è consigliato per la prevenzione ed il trattamento delle piaghe da decubito di II stadio, in terapie a lungo termine e terapie domiciliari. E' composto di un materasso alto 12,7cm a 17 elementi intercambiabili in Nylon/PU impermeabili e traspiranti. Il compressore, molto silenzioso, compatto e leggero, e facile da usare, non necessita di lubrificazione e richiede pochissima manutenzione, e dotato di un allarme visivo e sonoro per la bassa pressione. Gli elementi centrali del materasso sono microforati al laser per garantire una maggiore ventilazione e consentire un riposo più comodo, più pulito, più asciutto. Il materasso viene fornito con una comoda coperta in Nylon/PU impermeabile fissata per mezzo di bottoni. La valvola CPR permette uno sgonfiaggio rapido del materasso per interventi di rianimazione urgenti. Grazie ai connettori veloci, il materasso viene collegato al compressore in modo rapido facile e sicuro. Due ganci permettono di appendere il compressore all'estremità del letto.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>APEX MEDICAL CORP.</i>
Paese di produzione	<i>CINA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35689</i>
Codice di classificazione CND	<i>Z12040212</i>
Codice nomenclatore	<i>03.33.06.021</i>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	<i>230V / 50 Hz</i>
Pressione erogata	<i>30 – 80 mmHg (Max 2 Psi)</i>
Uscita d'aria	<i>4 l/min</i>
Tempo di un ciclo	<i>9 Min</i>
Peso Max	<i>140 Kg</i>
Confezionamento	<i>Polietilene stampato / Scatola di Cartone.</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Materasso e Coperta	<i>Nylon + PU</i>
----------------------------	-------------------

DIMENSIONI

Dimensioni compressore	<i>30 x 9,5 x 19 Cm</i>
Peso compressore	<i>2,80 Kg</i>
Dimensioni materasso	<i>200 x 90 Cm</i>
Numero elementi	<i>17 di cui 8 microforati</i>
Altezza elementi gonfi	<i>12,7 Cm</i>