



PRODOTTI

AZIENDA

CONTATTI



CERTIFICATI

AREA RIVENDITORI

New Askir 230/12V BR

Portatili



USI PRINCIPALI

- Mobilità pazienti
- Tracheotomia
- Uso Domiciliare
- Reparto / Corsia
- Emergenze

NEW ASKIR 230/12V BR è un aspiratore elettrico per l'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto o nel bambino. Può funzionare con tre tipi di alimentazione: con alimentatore AC/DC in dotazione, con alimentazione interna (Batteria al Pb 12V 4A) o con cavetto accendisigari per auto (12V) approvato per uso continuo.

Il dispositivo è dotato di allarme acustico ed indicazione visiva (LED) per indicazione stato batteria in scarica, ed è equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto.

Dispositivo conforme alla norma EN 60601-1-11 " Prescrizioni per apparecchi elettromedicali per uso domiciliare".

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310211 1 vaso da 1000 ml
- RE 310211/01 1 vaso da 2000 ml

ACCESSORI INCLUSI

Vaso Autoclavabile con Valvola di troppo pieno
 Tubi in Silicone Autoclavabili 6x10 + Connettore Conico ø 8-9-10 mm
 Filtro Antibatterico ed Idrofobico
 Cannula CH20
 Alimentatore Universale
 Cavo per auto 12V

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Pompa a pistone a secco
Alimentazione	14 V continua a 4A con alimentazione AD/DC (input; 100-240 V 50/60 Hz-1,5 A) o alimentazione interna (Batteria al Pb 12 V 4A) o con cavo per auto
ISO 10079-1 Classificazione	Alto vuoto / Basso flusso
Aspirazione Max	-0,75 Bar -75 KPa -563 mmHg
Corrente assorbita	4 A
Funzionamento	Continuo
Autonomia batteria	80 min
Tempo di ricarica	240 min
Peso	3,5 Kg
Dimensioni	35x21x18 cm
Grado di protezione	IP21
Anni di garanzia	2
Lugo di fabbricazione	ITALIA