



PRODOTTI

AZIENDA

CONTATTI

CERTIFICATI

[AREA RIVENDITORI](#)

# New Askir 30

## Portatili

### USI PRINCIPALI

- Chirurgia generale
- Endoscopia
- Ostetricia
- Veterinaria
- Domiciliare



New Askir 30 è un aspiratore elettrico adatto all'aspirazione di liquidi corporei, orale, nasale e tracheale nell'adulto e nel bambino. Indicato per l'applicazione in piccola chirurgia, su pazienti tracheotomizzati e trattamenti post-operatori a domicilio, grazie all'elevata potenza del compressore e alle prestazioni in aspirazione da esso assicurate, il dispositivo può essere utilizzato anche in manovre di Gastroenterologia e Ostetricia. Le sue dimensioni, la comoda maniglia di trasporto e l'estrema facilità di utilizzo, lo rendono adatto all'impiego in ambito ambulatoriale, in corsia/reparto ospedaliero e per i trattamenti in HOME CARE per il quale il dispositivo è stato specificatamente certificato in conformità alla norma EN 60601-1-11 "utilizzo in ambito home-care".

Equipaggiato con vuotometro (bar & kPa) e regolatore di vuoto il dispositivo è disponibile con sistema di raccolta autoclavabile o monouso da 1 o 2 l per soddisfare le differenti esigenze pratiche.

### CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

- RE 310100/02 1 vaso da 1000 ml
- RE 310100/03 1 vaso da 2000 ml

### Vasi Flovac • Monouso

- RE 310101/02 1 vaso da 1000 ml
- RE 310100/53 1 vaso da 2000 ml

### ACCESSORI INCLUSI

Vaso aspirazione con sistema di troppo pieno  
 Set Tubi Silicone 6x10mm (autoclavabili) + Raccordo Conico Ø 8-9-10mm  
 Filtro antibatterico ed idrofobico (monopaziente)  
 Sonda Aspirazione CH20  
 Cordone Alimentazione con spina Shuko

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Pompa a pistone a secco
Alimentazione	230V-50 Hz
ISO 10079-1 Classificazione	Alto vuoto / Alto flusso
Aspirazione Max (regolabile)	-0.80 Bar -80kPa - 600 mmHg
Rumorosità	60,5 dB
Flusso d'aria libero	40 l/min
Potenza assorbita	110 VA
Fusibile	1 xF1,6 A 250 V
Funzionamento	Continuo
Peso	3,6 Kg
Dimensioni	35x21x18 cm
Grado di protezione	IP21
Anni di Garanzia	2
Luogo di fabbricazione	ITALIA

