

Vacu Aide Compact

Aspiratore portatile compatto

LED per visualizzare lo stato della batteria, le condizioni di ricarica e la fonte di alimentazione

Regolatore di vuoto facile da selezionare, completo di blocco

Vaso di raccolta monouso

Scocca in ABS antiurto

Disponibile nei colori



Vacu Aide Compact è l'espressione di un alto contenuto tecnologico, studiato, progettato e prodotto per affrontare con efficacia tutte le situazioni di emergenza medica.

Rimarrete sorpresi dalla sua compattezza, leggerezza e versatilità.

Il motore, esente da manutenzione, garantisce una portata di 27 L/min a -600 mm Hg.

Apprezzerete inoltre la sua silenziosità, se utilizzato in ambiente ospedaliero o nell'home care, infatti, grazie alla tecnologia Quiet-Drive, i rumori e le vibrazioni sono ridotti al minimo.

Vacu Aide Compact stabilisce un nuovo termine di riferimento in quanto a sviluppo tecnologico: abbiamo ridotto i consumi per garantire più di un'ora di utilizzo con alimentazione a batteria e migliorato le prestazioni per assicurare un giorno di funzionamento continuo con alimentazione a 12 Vcc o a 220 V.

Il suo aspetto professionale si inserisce in modo naturale in ambulanza, negli zaini o in ospedale.

Grandi performance raccolte in un aspiratore portatile di dimensioni decisamente compatte e peso estremamente contenuto. Grandi performance con le quali i concorrenti dovranno confrontarsi.

Dettagli tecnici

Dimensioni (mm)	229x180x205
Peso	3.1 kg
Vuoto massimo (mm Hg)	Regolabile da 80 a 550
Portata massima	27 ± 2 L/min
Alimentazione	Batteria 12 volt 220 volt
Vaso autoclavabile	Si
Vol. vaso in dotazione	800 ml
Filtro	Si
Tubo PVC	Si
Temp. di utilizzo	0°C + 40°C
Temp. di stoccaggio	-4°C + 70°C
Umidità	95%
Supporto a parete	Si
Supporto 10G	Si
Segnali luminosi	Si
Colore	Grigio/giallo

SC73010B

**Vacu Aide
Compact grigio
Vacu Aide
Compact giallo**

SC73100B

Spencer Italia S.r.l. Collecchio (PR) Italia Tel. +39.0521.541111 Fax +39.0521.541222
E-mail: info@spencer.it Web: <http://www.spencer.it>

Questa scheda è stata generata automaticamente dal sistema in data 10/12/2009 10:09:12 ed è aggiornata all'ultimo lotto di produzione.
Per verificare la correttezza delle informazioni qui riportate e aggiornate al , contattare l'ufficio qualità di Spencer Italia: quality@spencer.it.