

	ASSORBELLO PANNOLINI Taglia Maxi 7-18 Kg	CODICE PRODOTTO: 00324 
---	---	---

RIC. CODICE NOMENCLATORE: 101.21.05	CODICE EAN: 8 007300 00324 5	RIC. COD. CLASSIFICAZIONE ISO: 09.30.04.009
---	--	---

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Pannolino a mutandina con adesivi, elastici, polimeri superassorbenti, con barriere longitudinali e banda elastica posteriore

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

MATERIALE ASSORBENTE:	Strato assorbente di cellulosa priva di resine e collanti a fibra lunga, non trattata con sbiancanti ottici, concentrato nella porzione centrale, con aggiunta di polimeri gelatinizzanti con funzione superassorbente assenti nel primo strato assorbente sotto il T.N.T.
STRATO A CONTATTO CON LA CUTE:	Telino filtrante in tessuto non tessuto ipoallergenico da 12 gr/mq. Peso su prodotto gr. 1,62
I° STRATO DIFFUSORE:	Strato ad alta velocità di acquisizione in Air Troug Bonded da 35 gr/mq. Peso su prodotto 0,56
II° STRATO DIFFUSORE:	Velino in ovatta di cellulosa da 20 gr/mq. Peso su prodotto gr.1,05
STRATO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in Textile traspirante da 28 gr/mq. Peso su prodotto gr. 3,78
FISSAGGIO PRODOTTO:	Due adesivi riposizionabili, mediante frontal tape, da 30 mm. Peso su prodotto gr. 0,93

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE DI IDENTIFICAZIONE:	Bianco
PESO TOTALE:	Gr. 38,981
PESO FLUFF	Gr. 21
PESO SUPERASSORBENTE	Gr. 7.5
PORZIONE ASSORBENTE:	Fluff di cellulosa con polimeri superassorbenti con un rapporto di sostituzione pari a 1 gr. di polimero per ogni 6 gr. di cellulosa gr. 66

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LUNGHEZZA TOTALE	LARGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA TAMPONE	LARGHEZZA TAMPONE Ant/Post
mm 495	mm 310	mm 405	mm 115/ 115

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO METODO: ISO 11948-1	CAPACITA' SPECIFICA DI ASSORBIMENTO METODO N° 003 NMC93	VALORE DI REWET METODO N° 002 NMC 93	VELOCITA' DI ASSORBIMENTO METODO N° 001 NMC 93**
ml 802,06	gr/gr 14,09	gr. 0,08	ml/sec 2,60

** Metodica modificata dimensione della bassetta utilizzata da mm 130 a mm 120

CARATTERISTICHE IMBALLO:

NR. PEZZI /BUSTA	NR. BUSTE/CARTONI	NR. PEZZI/CARTONE	VOLUME 100 PEZZI
22	6	132	m ³ 0,025

UTILIZZATORI

Bambini da 7 a 18 kg.

Trescore Cremasco il 01.07.2011

Revisione nr: 02