

	ASSORBELLO PANNOLINI Taglia Junior 11-25 Kg	CODICE PRODOTTO: 00325 
---	--	--

RIC. CODICE NOMENCLATORE: 101.21.05	CODICE EAN: 8 007300 00325 2	RIC. COD. CLASSIFICAZIONE ISO: 09.30.04.009
---	--	---

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Pannolino a mutandina con adesivi , elastici, polimeri superassorbenti, con barriere longitudinali e banda elastica posteriore.

COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO

MATERIALE ASSORBENTE:	Strato assorbente di cellulosa priva di resine e collanti a fibra lunga, non trattata con sbiancanti ottici, concentrato nella porzione centrale, con aggiunta di polimeri gelatinizzanti con funzione superassorbente assenti nel primo strato assorbente sotto il T.N.T.
STRATO A CONTATTO CON LA CUTE:	Telino filtrante in tessuto non tessuto ipoallergenico da 12 gr/mq. Peso su prodotto gr. 1,72
I° STRATO DIFFUSORE:	Strato ad alta velocità di acquisizione in Air Troug Bonded da 35 gr/mq. Peso su prodotto 0,56
II° STRATO DIFFUSORE:	Velino in ovatta di cellulosa da 20 gr/mq. Peso su prodotto gr.1,09
STRATO ESTERNO:	Materiale impermeabile atossico in Textile traspirante da 28 gr/mq. Peso su prodotto gr. 4,00
FISSAGGIO PRODOTTO:	Due adesivi riposizionabili, mediante frontal tape, da 30 mm. Peso su prodotto gr. 0,94

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE DI IDENTIFICAZIONE:	Bianco
PESO TOTALE:	Gr. 40,93
PESO FLUFF	Gr. 21
PESO SUPERASSORBENTE	Gr. 9
PORZIONE ASSORBENTE:	Fluff di cellulosa con polimeri superassorbenti con un rapporto di sostituzione pari a 1 gr. di polimero per ogni 6 gr. di cellulosa gr. 75

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LUNGHEZZA TOTALE mm 510	LARGHEZZA TOTALE mm 340	LUNGHEZZA TAMPONE mm 420	LARGHEZZA TAMPONE Ant/Post mm 115/ 115
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CAPACITA' DI ASSORBIMENTO METODO: ISO 11948-1 ml 905	CAPACITA' SPECIFICA DI ASSORBIMENTO METODO N° 003 NMC93 gr/gr 15	VALORE DI REWET METODO N° 002 NMC 93 gr. 0,07	VELOCITA' DI ASSORBIMENTO METODO N° 001 NMC 93** ml/sec 4,7
---	---	--	--

** Metodica modificata dimensione della bassetta utilizzata da mm 130 a mm 120

CARATTERISTICHE IMBALLO:

NR. PEZZI /BUSTA 20	NR. BUSTE/CARTONI 6	NR. PEZZI/CARTONE 120	VOLUME 100 PEZZI m ³ 0,030
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---

UTILIZZATORI

Bambini da 11 a 25 kg. Trescore Cremasco il 01.07.2011	Revisione nr: 02
---	------------------