



Carrozzelle e Letti degenza

14

368 Carrozzelle pieghevoli

371 Carrozzelle pieghevoli da transito

373 Carrozzina pieghevole per bambini

374 Carrozzelle polifunzionali

376 Carrozzelle per ospedali

378 Carrozzella con telaio rigido

379 Letti degenza

Carrozzele pieghevoli

01625

SERIE 2000

Carrozzella pieghevole per autospinta. Telaio stabilizzato in tubo di acciaio verniciato. Sedile e schienale in nylon, imbottiti, con braccioli ridotti per tavolo, estraibili. Pedane in alluminio con cinturini ferma-tallone, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili e ruotine salvaporta. Due ruote grandi posteriori a gommatura pneumatica con freni di stazionamento e due ruote anteriori piccole piroettanti. Portata 120 kg



Braccioli ridotti per tavolo, estraibili

Pedane in alluminio con cinturini ferma-tallone

CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole ad autospinta	12.21.06.039
Braccioli ridotti	12.24.03.172
Cinturino fermatallone (al paio)	12.24.03.115
Pedane	12.24.03.109
Ripiano	12.24.15.112

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Ø Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				Kg
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01625	20	60	40/43/45	52	40	40	22	61/64/67	91	110	30	19,5

ACCESSORI



01627

PEDANE
Pedane sollevabili, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili con appoggia polpacci confortevoli.

Codici Nomenclatore Tariffario
12.24.03.109



01628

RIPIANO
Tavolino in laminato plastico con incavo e bordi, ribaltabile.

Codici Nomenclatore Tariffario
12.24.15.112

01719**EUROPA**

Carrozzella pieghevole leggera con telaio a **doppia crociera** in alluminio. Ruote posteriori a posizione variabile, dotate di dispositivo di estrazione rapida e di rotelle per passaggi stretti. Braccioli ridotti per tavolo, ribaltabili e rimovibili.

Piastre portaforcella regolabili. Pedane estraibili con ferma talloni. Ruote posteriori dotate di freni. Fornita solo in colore blu.

Portata kg 110

**CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO** D.M. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole ad autospinta	12.21.06.039
Struttura leggera	12.24.03.121
Braccioli ridotti	12.24.06.172
Doppia crociera	12.24.03.118
Estrazione rapida ruote grandi con ruotine passaggi stretti	12.24.21.106
Posizione variabile perni ruote grandi	12.24.21.109
Posizionamento variabile ruote piccole	12.24.21.112

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Ø Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				Kg
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01719	20	60	40/42/44	50	42	41	-	59/61/63	-	100	30	16

Carrozzella pieghevole

01982

CAPRI

Carrozzella leggera pieghevole da autospinta con telaio in alluminio verniciato. Struttura rinforzata a **doppia crociera** per la massima stabilità. Sedile e schienale in tela di nylon imbottito. Maniglie dello schienale regolabili in altezza senza attrezzi. Ruote posteriori con freni dotate di dispositivo di estrazione rapida e di rotelle per passaggi stretti (non illustrate). Ruote anteriori piccole piroettanti. Braccioli ribaltabili. Altezza della **seduta regolabile su tre livelli** da 48,5 a 56 cm. Pedane regolabili in altezza, estraibili e ribaltabili.

Portata kg 115



CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole ad autospinta	12.21.06.039
Struttura leggera	12.24.03.121
Braccioli ridotti	12.24.06.172
Doppia crociera	12.24.03.118
Estrazione rapida ruote grandi con ruotine passaggi stretti	12.24.21.106
Posizione variabile perni ruote grandi	12.24.21.109
Posizionamento variabile ruote piccole	12.24.21.112

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	n° Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				Kg
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01982	20	60	40/45	48÷56	45	40	20	61/67	90÷100	105	33	15



Particolare delle maniglie di spinta regolabili

01624

TRANSITO

Carrozzella pieghevole da transito.

Telaio stabilizzato in tubo di

acciaio verniciato.

Sedile e schienale in nylon,

imbottiti, con braccioli ridotti per tavolo, estraibili.

Pedane in ABS regolabili in altezza

ribaltabili ed estraibili, cinghia

per gambe e ruotine salvaporta.

Quattro ruote pneumatiche

piccole di cui due con freni di

stazionamento.

Portata kg 120



Braccioli ridotti per tavolo, estraibili

Ruotine salvaporta

CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole di transito	12.21.06.045
Braccioli ridotti	12.24.06.172
Pedane	12.24.03.109
Ripiano	12.24.15.112

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Ø Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				Kg
	Anteriore cm	Posteriore cm	Icona 1	Icona 2	Icona 3	Icona 4	Icona 5	Icona 6	Icona 7	Icona 8		
01624	20	32	40/43/45	52	40	40	24	52/55/57	92	98	28	16,5

ACCESSORI



01627

PEDANE

Pedane sollevabili, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili con appoggia polpacci confortevoli.

Codici Nomenclatore Tariffario
12.24.03.109



01628

RIPIANO

Tavolino in laminato plastico con incavo e bordi, ribaltabile.

Codici Nomenclatore Tariffario
12.24.15.112

Carrozzella pieghevole da transito

01805

LIGHT CHAIR

Carrozzella pieghevole in alluminio da transito.

Schienale e sedile in tessuto nylon.

Braccioli reclinabili e maniglia per la spinta. Due ruote piroettanti davanti e due dietro con freni.

Pedana poggia piedi chiudibile.

Portata kg 100



CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella pieghevole di transito	12.21.06.045
Braccioli ridotti	12.24.06.172

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Ø Ruote		Sedile		Schienale	Braccioli	Totali					
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01805	12	24	38/40/43/46	49	39	46	22	51/53/56/58	97	83	36	10

01983

BUGGY

Carrozzina pieghevole per bambini dotata di poggiatesta imbottito e sistema di freno manuale. Struttura leggera in alluminio. Lo schienale è inclinabile su 3 posizioni ed è fornito di cinture di sicurezza. Poggia piedi rimovibile.

Portata kg 75



CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332

Passeggino richiudibile	12.27.03.006
Cinghia a Brettellaggio imbottita	12.27.03.115

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Ø Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01983	13	15	30/35/38	59	30	56	-	40/46/49	102	78	21	8

Carrozzelle polifunzionali

La carrozzella reclinabile e basculante permette di modificare la posizione di seduta a persone con patologie gravi come: problemi circolatori, articolari, respiratorie postchirurgiche e l'instabilità del tronco (utile per garantire una postura corretta della schiena).

Le caratteristiche tecniche comuni ai tre modelli rappresentati sono:

- sedile reclinabile di 18°, schienale di 45° in modo indipendente tramite molle a gas e comandi a leva posizionati sullo schienale;
- fiancate imbottite, ribaltabili con braccioli regolabili in altezza e sincronizzate al movimento dello schienale;
- pedane e poggiategambe regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili;
- poggiatesta imbottito, confortevole, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione.

INCLINAZIONI COMUNI DEI MODELLI ILLUSTRATI



CON SCHIENALE RECLINATO



CON SEDILE RECLINATO



CON SEDILE E SCHIENALE RECLINATO

CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332	
Seggiolone polifunzionale	18.09.18.012
Poggiatesta regolabile	18.09.18.205
Base per esterni con ruote	18.09.18.235
Tavolino	18.09.18.229
Divaricatore anatomico e imbottito	18.09.18.223
Cuscinetto di spinta laterale (x 2 se per entrambi i lati)	18.09.18.211

**01181****BASCULA 300**

Carrozzina per trasferimento in ambiente interno/esterno.
Telaio in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Imbottiture confortevoli in similpelle lavabile.
Dotata di due ruote anteriori piroettanti \varnothing cm 20,
due ruote posteriori unidirezionali
 \varnothing cm 30 con freni di stazionamento.

01182**BASCULA 600**

Carrozzina per autospinta in ambiente interno/esterno.
Telaio in tubo di acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Imbottiture confortevoli in similpelle lavabile.
Dotata di due ruote anteriori piccole piroettanti,
due ruote posteriori grandi a gommatura pneumatica
con freni a tamburo sul mozzo.

SCHEMA TECNICA

Codice articolo	\varnothing Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01181	20	30	44/50/56	53/62	45	55	regolabile	60/66/72	98/108	113	-	31
01182	20	60	44/50/56	53/62	45	55	regolabile	68/74/80	98/108	113	-	32

Importante la larghezza standard del sedile è di cm 44. Per le misure con sedile da cm 50 o 56, incremento di prezzo

ACCESSORI**01183**

TAVOLINO R
in laminato plastico,
ribaltabile

Codici Nomenclatore Tariffario
18.09.18.229

**01184**

CUNEO
divaricatore

Codici Nomenclatore Tariffario
18.09.18.223

**01185**

CUSCINETTO TRONCO
dx o sx da specificare
all'ordine

Codici Nomenclatore Tariffario
18.09.18.211

AP00002

ISCHIA

Sedia per il trasporto ammalati in ambito ospedaliero per l'accettazione pazienti, in pronto soccorso e trasferimento verso e tra i reparti. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche anti graffio e corrosione. Pedana poggiapiedi a livello del pavimento a garanzia di un facile accesso in sicurezza. Sistema di basculamento della seduta e dello schienale tramite molla a gas per consentire una posizione di riposo e relax. Braccioli ergonomici completamente ribaltabili per facilitare il trasferimento laterale del paziente. Sedile e schienale ergonomici imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile, **antibatterica, ignifuga classe 1 IM**. Sedia con ruote anteriori fisse di diametro cm 30 e posteriori piroettanti azionate da leva posta sul retro a **2 posizioni**.

È possibile completare la sedia con una serie di accessori.

Portata kg 135

Conforme alle Dir. 93/42 CE

**Pronto soccorso
Day Hospital**



- 1) Posizione di movimento con le 2 ruote posteriori piroettanti, anteriori fisse
- 2) Posizione di stazionamento (freno)



Braccioli ribaltabili per un facile accesso laterale e pedana a scomparsa



DIMENSIONI

Larghezza cm 61,5 con ruote piccole

Larghezza cm 70,2 con ruote grandi

Altezza seduta da terra cm 50

Inclinazione seduta -34° +6°

Peso kg 42

cm 132

cm 163

AP00001

ELBA

Sedia per il trasporto ammalati in ambito ospedaliero per l'accettazione pazienti, in pronto soccorso e trasferimento verso e tra i reparti. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche anti graffio e corrosione. Pedana poggipiedi a livello del pavimento a garanzia di un facile accesso in sicurezza. Sistema di basculamento della seduta e dello schienale tramite molla a gas per consentire una posizione di riposo e relax, braccioli ergonomici completamente ribaltabili per facilitare il trasferimento laterale del paziente. Sedile e schienale ergonomici imbottiti e rivestiti in similpelle lavabile, **antibatterica, ignifuga classe 1 IM**. Sedia con 4 ruote piccole azionate da leva posta sul retro a **3 posizioni**.

È possibile completare la sedia con una serie di accessori.

Portata kg 135

Conforme alle Dir. 93/42 CE

**Pronto soccorso
Day Hospital**



- 1) Posizione con 2 ruote anteriori piroettanti e due ruote posteriori direzionali
- 2) Posizione di movimento con tutte le 4 ruote piroettanti
- 3) Posizione di stazionamento (freno)

ACCESSORI

AC0062
POGGIATESTA



AC0065
ASTA PORTAFLEBO



AC0066
PORTA BOMBOLA



AC0067
KIT SUPPORTO PORTA BOMBOLA

AC0061
POGGIAGAMBE ESTRAIBILE
non illustrato

AC0063
TAVOLINO ELBA-ISCHIA
non illustrato

Carrozzella con telaio rigido

01178

PRIMULA 94

Carrozzella per autospinta.
 Telaio in tubo di acciaio cromato.
 Imbottiture confortevoli rivestite in similpelle lavabile.
 Schienale alto ad inclinazione variabile con sistema di manovra autonomo che permette il ritorno automatico in posizione eretta.
 Dotata di vaschetta wc estraibile.
 La carrozzina può anche essere posizionata sopra il wc.
 Pedane regolabili in altezza, alzagambe sollevabili ad inclinazione variabile.
 Due ruote grandi posteriori a gommatura pneumatica con freni e due ruote anteriori piccole piroettanti. Utilizzabile anche come poltrona da relax.
Portata kg 150



Schienale ad inclinazione variabile con ritorno automatico

Braccioli estraibili

Pedane regolabili in altezza.
 Supporti poggiapolpacci fissi.
 Alzagambe regolabili



Vaschetta wc estraibile.
 La carrozzina può anche essere posizionata sopra il wc

CODICI ISO NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 27/8/1999, n. 332

Carrozzella a telaio rigido ad autospinta (con wc estraibile) 12.21.06.003

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Ø Ruote		Sedile			Schienale	Braccioli	Totali				Kg
	Anteriore cm	Posteriore cm										
01178	20	60	43	54	45	58	23	64	110	124	-	28

ACCESSORIO



01183

TAVOLINO R

Tavolino in laminato plastico con incavo e bordi, ribaltabile.

Codici Nomenclatore Tariffario
 12.24.15.112

01602

LETTO UNO SNODO

Letto di degenza con **una manovella** snodata per la regolazione manuale della testata. Costruito in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere epossidica. Rete a maglia quadrata in tondino elettrosaldato.

Testata e pediera in tubo d'acciaio cromato.

Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci a baionetta.

cm 200 x 90 x 50 h - kg 30



01603

LETTO DUE SNODI

Letto di degenza con **due manovelle** per la regolazione manuale della testata e della pediera.

Costruito in tubolare d'acciaio; verniciato a polvere epossidica. Rete a maglia quadrata in tondino elettrosaldato. Testata e pediera in tubo d'acciaio cromato. Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci a baionetta.

cm 200 x 90 x 50 h - kg 40



ACCESSORI


35690

ASTA PORTAFLEBO

Asta realizzata in acciaio cromato, con alle estremità due ganci per flebo. Base montata su ruote piroettanti.

Base cm 30 x 30.

cm 110÷190 h



cm 200 x 40

01606 SPONDE RIBALTABILI A MOLLE

Sponde di contenimento ribaltabili realizzate in tubo d'alluminio anodizzato, a 4 barre orizzontali e 4 ganci in acciaio zincato e plastificato, con impugnatura a molle per il bloccaggio alla sponda.

01607

REGGIAMMALATO

Costruito in tubo di acciaio cromato, regolabile, impugnatura anatomica in materiale plastico.



01604

LETTO DUE E

Letto di degenza con **movimentazione elettrica** della testata e della pediera tramite pulsantiera di 24V. Costruito in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere epossidica. Rete a maglia quadra in tondino elettrosaldato. Testata e pediera in tubo d'acciaio cromato. Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci a baionetta.

cm 200 x 90 x 50 h - kg 40



01605

LETTO TRE E

Letto di degenza su base **elevabile in altezza** mediante attuatore elettrico. La regolazione elettrica della testata e della pediera **tramite 2 attuatori** da 24V. Costruito in tubolare d'acciaio, verniciato a polvere epossidica. Rete a maglia quadra in tondino elettrosaldato. Testata e pediera in tubo d'acciaio cromato. Telaio fissato alla testata mediante 4 ganci a baionetta.

cm 200 x 90 x 50÷73h - kg 75




ACCESSORI

35690

ASTA PORTAFLEBO

Asta realizzata in acciaio cromato, con alle estremità due ganci per flebo. Base montata su ruote piroettanti. Base cm 30 x 30.

cm 110÷190 h



cm 200 x 40

01606 SPONDE RIBALTABILI A MOLLE

Sponde di contenimento ribaltabili realizzate in tubo d'alluminio anodizzato, a 4 barre orizzontali e 4 ganci in acciaio zincato e plastificato, con impugnatura a molle per il bloccaggio alla sponda.

01607

REGGIAMMALATO

Costruito in tubo di acciaio cromato, regolabile, impugnatura anatomica in materiale plastico.

