

SCHEMA TECNICA		
Prodotto	Retelast	DATA: 01/2000 REV.: 01/2007
Codice articolo	RT1001	Mod: 8.1.9
		

<b>Destinazione d'uso</b>	Rete elastica tubolare per la contenzione di medicazioni																																							
<b>Materiale</b>	Gomma naturale ricoperta di nylon 40; catenelle in nylon 70 Fibre: gomma naturale 29%.poliammide 71%																																							
<b>Dimensioni</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Calibro mm</th> <th>Misura a riposo mm</th> <th>Misura in estensione mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>7</td><td>80</td></tr> <tr><td>1</td><td>13</td><td>150</td></tr> <tr><td>2</td><td>15</td><td>200</td></tr> <tr><td>3</td><td>18</td><td>220</td></tr> <tr><td>4</td><td>22</td><td>270</td></tr> <tr><td>5</td><td>25</td><td>320</td></tr> <tr><td>6</td><td>42</td><td>600</td></tr> <tr><td>7</td><td>56</td><td>700</td></tr> <tr><td>8</td><td>63</td><td>780</td></tr> <tr><td>9</td><td>72</td><td>900</td></tr> <tr><td>10</td><td>85</td><td>1150</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>+/- 5%</td></tr> </tbody> </table>	Calibro mm	Misura a riposo mm	Misura in estensione mm	0	7	80	1	13	150	2	15	200	3	18	220	4	22	270	5	25	320	6	42	600	7	56	700	8	63	780	9	72	900	10	85	1150			+/- 5%
Calibro mm	Misura a riposo mm	Misura in estensione mm																																						
0	7	80																																						
1	13	150																																						
2	15	200																																						
3	18	220																																						
4	22	270																																						
5	25	320																																						
6	42	600																																						
7	56	700																																						
8	63	780																																						
9	72	900																																						
10	85	1150																																						
		+/- 5%																																						
<b>Colore</b>	Bianco																																							
<b>Imballo</b>	Calibri 0-1-2-3-4-5 scatole di cartone contenenti 50 mt. tesi Calibri 6-7-8-9-10 scatole di cartone contenenti 25 mt tesi																																							
<b>Marcatura CE</b>	Marcato ce classe 1 non sterile																																							

