


DENOMINAZIONE: **SCAFANDRO**



1. VARIANTI POSSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
1.006.11	SCAFANDRO in TNT traforato azzurro
1.006.20	SCAFANDRO in TNT spunbond verde


2. DESCRIZIONE

Fatto in TNT spunbond 30 grs/mq o in TNT traforato 40 grs/mq Cappello per chirurgia a modello integrale con fascia sottogola che permette di racchiudere interamente i capelli. Modello che offre la massima protezione ai capelli e al volto. Latex free

3. CONFEZIONAMENTO

- Buste in polietilene da 50 pz. Cartoni da 1000 pezzi
- Buste PE da 50 pezzi cartoni da 500 pezzi per il cappello in TNT traforato.

DENOMINAZIONE: **ZUCCOTTO**



1. VARIANTI POSSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
1.007.20	ZUCCOTTO lacci scorrevoli spunbond
1.008.11	ZUCCOTTO lacci fissi in TNT traforato
1.008.20	ZUCCOTTO lacci fissi spunbond

2. DESCRIZIONE

Cappello rotondo con lacci fissi o scorrevoli. Fatto in TNT spunbond 25 grs/mq; in TNT traforato 40 grs/mq. Calotta centrale attorno alla quale gira una fascia cucita fino alla nuca, filettata di costine in TNT che prosegue nella parte posteriore di altri 15 cm per consentirne l'allacciatura. Latex free

3. CONFEZIONAMENTO

- Buste Pe da 50 pz e cartoni da 1000 pezzi per il cappello in TNT spunbond.
- Buste Pe da 100 pz e cartoni da 500 pezzi per il cappello in TNT traforato.



BIACCOPIATO

SPUNLACED IDROREPELENTE



TRIACCOPIATO

SMS IDROREPELENTE



SUPERASSORBENTE

POLIETILENE

