

## OS/100 – OS/100P

### MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA A CONCENTRAZIONE MEDIA MEDIUM CONCENTRATION MASK FOR OXYGEN THERAPY



#### MODELLO DI RIFERIMENTO REFERENCE MODEL

**OS/100**

Maschera monouso a concentrazione fissa – adulti  
Prodotto senza lattice

*Disposable fixed concentration mask – adults  
Latex-free*

#### CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

<b>MATERIALE</b> <i>MATERIAL</i>	Maschera: PVC di grado medicale shore 60 Tubo: PVC di grado medicale. <i>Mask: medical grade PVC shore 60 Tubing: medical grade PVC.</i>
<b>DIAMETRO ESTERNO DEL TUBO</b> <i>EXT. TUBING DIAMETER</i>	6 mm – antischacciamento <i>6 mm – sure flow tubing</i>
<b>DIAMETRO INTERNO DEL TUBO</b> <i>INTERNAL TUBING DIAMETER</i>	3 mm
<b>LUNGHEZZA DEL TUBO E TIPO DI CONNESSIONE</b> <i>LENGTH OF TUBING AND TYPE OF CONNECTION</i>	210 cm, attacco femmina/femmina universali <i>210 cm, female/female universal socket</i>
<b>CONFORMITA' ALLA NORMATIVA</b> <i>COMPLIANCE TO STANDARDS</i>	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA <i>Directive 93/42/EEC. Class IIA device</i>

#### CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

<b>CONFEZIONE PRIMARIA</b> <i>PRIMARY PACKAGING</i>	Singola in busta termosaldada di PE <i>Singly packed in PE sealed pouch</i>
<b>CONFEZIONE DI VENDITA</b> <i>SALE PACKAGING</i>	50 pezzi in scatola di cartone <i>50 pcs in carton box</i>
<b>IMMAGAZZINAMENTO</b> <i>STORAGE</i>	Temperatura: 0 ÷ +40 °C Umidità relativa: 20% ÷ 80 % <i>Temperature: 0 ÷ +40°C Relative Humidity: 20% ÷ 80 %</i>
<b>DATA DI SCADENZA</b> <i>EXPIRY</i>	5 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>5 years from production date indicated on the package</i>

#### ALTRE CONFIGURAZIONI – OTHER CONFIGURATIONS

<b>MODEL</b> <i>MODEL</i>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> <i>TECHNICAL FEATURES</i>	<b>CONFEZIONAMENTO</b> <i>PACKAGING</i>
<b>OS/100P</b>	Come OS/100 – versione pediatrica, con maschera di dimensioni idonee <i>As OS/100 – pediatric kind with smaller mask</i>	Vedi OS/100 <i>See OS/100</i>

52500481BR4A



Via Costoli, 4 – Vicchio (Florence Italy) \* tutti i diritti riservati-all rights reserved  
Il produttore si riserva il diritto di apporre modifiche tecniche senza preavviso  
*The right to make technical improvements without notice is reserved*