

## SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE			
<b>GARZA IDROFILO Piegata cm. 10x10 - 8 strati - Confezione 100 pezzi.</b>			
Composizione 100% cotone			
TEST FISICI CHIMICI		MARCHIO :	DEALFA
<b>PARAMETRI</b>	<b>RISULTATI</b>	<b>CLASSE CE :</b>	<b>IIA</b>
Riduzione del filato	32/40	<b>MARCHIO CE :</b>	<b>CE 0123</b>
Fili per dm.q. in trama	80 +/- 5	<b>Sterilizzato :</b>	<b>NO</b>
Fili per dm.q. in ordito	120 +/-6	<b>Riutilizzo :</b>	<b>MONOUSO</b>
Massa /mt.q.	min. 27 max. 30 g./mq.	<b>NORME APPLICABILI</b>	
Fibre estranee	solo fibre di cotone	Farmacopea Europea IX ed.	
Colore	bianco	ISO 9002 / EN 46002	
Sostanze tensioattive	Inf. a 2 mm.	Direttiva CE 93/42 Dispositivi medici	
Acidità-Alcalinità	Conforme	D.L. 46 del 24-02-97	
Soluzione S	Assenza color rosa	<b>FILO RADIOPACO</b>	<b>FETTUCCIA REPERTAMENTO</b>
Fluorescenza	Assenza fluor.blu	Tipo :	Colore :
Amido e destrine	Assenza color.blu	Colore :	Larghezza :
Tempo d'immersione	Inf. a 10 sec.	% Solfato di bario :	Lunghezza :
Sost. solubili in etere	Inf. a 0,50%	Lunghezza :	Applicato : <b>NO</b>
Sost. solubili in acqua	Inf. a 0,50%	Applicato :	<b>NO</b>
Perdita essiccamento	Inf. a 8,0%		
Coloranti	Assenza	<b>PCK</b>	<b>TIPO</b>
Ceneri solforiche	Inf. a 0,40%	<b>1</b>	Carta bianca
Carico min. rott.ordito	Sup. a 60N/5 ordito	<b>2</b>	Cartone a norma G.I.F.C.O.
Carico min. rott.trama	Sup. a 35N/5 trama	<b>3</b>	
<b>CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE</b>		<b>QUANTITA'</b>	
Batteri aerobi	< 5 x 10q Ufc/g.	100 Pz.	
Funghi e lieviti	< 50 Ufc/g.	2.000 Pz.	
<b>MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO</b>			
Escherichia coli	Assente	<b>1</b>	Carta medica
Salmonella/25 g.	Assente	<b>2</b>	Cartone a norma G.I.F.C.O.
Pseudomonas aeruginosa	Assente	<b>3</b>	
Staphylococcus aureus	Assente	<b>STERILIZZAZIONE</b>	
Enterobatteri	Assente	Si consiglia la sterilizzazione secondo le norme: EN 554 Vapore - EN 552 Gamma - EN 550 EO	
<b>Cod. Articolo :</b>	<b>GA02D025</b>	Il cartone è foderato internamente da polietilene per proteggere ulteriormente le buste di garza dalla polvere e dall'umidità.	
<b>N.Repertorio :</b>	<b>210378</b>		
<b>Cod. CND:</b>	<b>M0201020102</b>		
Lunghezza	10 cm.	Le confezioni riportano sia all'interno che all'esterno tutte le descrizioni qualitative e quantitative del contenuto, il nome del produttore, il numero di lotto, la data di scadenza se applicabile, nonché tutte le diciture previste dalla Direttiva 93/42 CEE	
Larghezza	10 cm.		
Numero di strati	8 -		
Misura garza aperta	cm.44 x 20 cm.		
<b>STABILIMENTO DI PRODUZIONE</b>			
<b>PRODOTTO "LATEX FREE"</b>		Shaoxing ZhengDe Surgical Dressing Co. Ltd.	
<b>BIOBURDEN Inf. a 500 U.F.C./g.</b>		Gaobu Town - 312035 Shaoxing - Zhejiang - Rep.Pop.Cinese	
Particolarità:		Mandatario in Europa : "Shanghai International Holding Corp."	
Bordi ripiegati verso l'interno della garza per impedire la fuoriuscita di fili		Eiffelstrasse 80 - 20537 Hamburg - Germania Importato da Dealfa S.r.l. - Monza (MI)	
<b>OSSERVAZIONI :</b> Il prodotto va conservato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e di luce dirette. Teme l'umidità. Scadenza 5 anni dalla data di produzione stampata in etichetta. Biodegradabile al 100%.			