

SCHEMA TECNICA



DESCRIZIONE			
GARZA IDROFILA TAGLIATA IN COMPRESSE - cm. 10 x 10 cm. - Confezione 1 Kg.			
Composizione 100% cotone			
TEST FISICI CHIMICI		MARCHIO :	DEALFA
			Data: 01/03/1999
PARAMETRI	RISULTATI	CLASSE CE :	I
			Data Rev. 17/03/2009
Riduzione filato	21's/21's	MARCHIO CE :	CE
Fili per dm.q. in trama	80 +/- 5	Sterilizzato :	NO
Fili per dm.q. in ordito	120 +/-6	Riutilizzo :	MONOUSO
Massa /mt.q.	min. 50 max.55 gr.	NORME APPLICABILI	
Fibre estranee	solo fibre di cotone	Farmacopea Europea - Italiana	
Colore	bianco	ISO 9002 / EN 46002	
Sostanze tensioattive	< a 2 mm.	Direttiva CE 93/42 Dispositivi medici	
Acidità-Alcalinità	Conforme	D.L. 46 del 24-02-97	
Soluzione S	Assenza color rosa	FILO RADIOPACO	
Fluorescenza	Assenza fluor.blu	FETTUCCIA REPERTAMENTO	
Amido e destrine	Assenza color.blu	Tipo :	Colore :
Tempo d'immersione	< a 10 sec.	Colore :	Larghezza :
Sost. solubili in etere	< a 0,50%	% Solfato di bario :	Lunghezza :
Sost. solubili in acqua	< a 0,50%	Lunghezza :	
Perdita essiccamento	< a 8,0%	Applicato :	NO
Coloranti	Assenza	Applicato :	NO
Ceneri solforiche	< a 0,40%		
Carico min. rott.ordito	Sup. a 90N/5 ordito	PCK	TIPO
Carico min. rott.trama	Sup. a 70N/5 trama	QUANTITA'	
		1	Polietilene oppure Carta kraft 80 g.
		2	Cartone a norma G.I.F.C.O.
		3	10 Kg.
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE		MATERIALE DI CONFEZIONAMENTO	
Batteri aerobi	< 5 x 10q Ufc/g.	1	Carta kraft 80 g.
Funghi e lieviti	< 50 Ufc/g.	2	Cartone a norma G.I.F.C.O.
Escherichia coli	Assente	3	
Salmonella/25 g.	Assente	STERILIZZAZIONE	
Pseudomonas aeruginosa	Assente	Si consiglia la sterilizzazione secondo le norme:	
Staphylococcus aureus	Assente	EN 554 Vapore - EN 552 Gamma - EN 550 EO	
Enterobatteri	Assente		
Cod. Articolo :	GA01C001	Il cartone è foderato internamente da polietilene per proteggere	
N. Repertorio :	210520	ulteriormente le buste di garza dalla polvere e dall'umidità.	
Cod. CND:	M0201010102	Le confezioni riportano sia all'interno che all'esterno tutte le descrizioni	
Lunghezza	10 cm.	qualitative e quantitative del contenuto, il nome del produttore, il numero	
Larghezza	10 cm.	di lotto, la data di scadenza se applicabile, nonché tutte le diciture previste	
Numero di strati		dalla Direttiva 93/42 CEE	
Misura garza aperta	cm.10 x 10 cm.	STABILIMENTO DI PRODUZIONE	
PRODOTTO "LATEX FREE"		Chongyang Zhongjian Medical & Health Products Co.Ltd.	
		111 Yanhe Road - 437500 CHONGYANG - Rep. Pop. Cinese	
		Mandatario in Europa : "Care Concepts N.V."	
		Europalaan - 9800 Denize - Belgio	
		Importato da Dealfa S.r.l. - Monza (MI)	
OSSERVAZIONI : Il prodotto va conservato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore e di luce dirette.			
Teme l'umidità. Scadenza 5 anni dalla data di produzione stampata in etichetta. Biodegradabile al 100%.			